

FX-i & FX-i-WP, FZ-i & FZ-i-WP

Balances de précision



Balance étanche IP65 eau et poussière
précision « 1 mg »
métrologie légale

FZ-i et FZ-i-WP: calibrage interne motorisé, ML

FX-i et FX-i-WP: calibrage externe, HML

FZ-i-WP et FX-i-WP: étanches IP65

« 1 seconde »

« Construction robuste,
conçue pour durer »



FX-3000i



FX-3000i-WP avec cage
de pesée en standard

Modèle	Portée	Précision	Echelon approuvé	Taille plateau
FZ-120i-EC FZ-120i-WP-EC	122g	0,001g	0,01g	Ø 130mm
FZ-200i-EC FZ-200i-WP-EC	220g	0,001g	0,01g	Ø 130mm
FZ-300i-EC FZ-300i-WP-EC	320g	0,001g	0,01g	Ø 130mm
FZ-500i	520g	0,001g	-	Ø 130mm
FZ-1200i-EC FZ-1200i-WP-EC	1220g	0,01g	0,1g	Ø 150mm
FZ-2000i-EC FZ-2000i-WP-EC	2200g	0,01g	0,1g	Ø 150mm
FZ-3000i-EC FZ-3000i-WP-EC	3200g	0,01g	0,1g	Ø 150mm
FZ-5000i	5200g	0,01g	-	Ø 150mm
Les modèles terminés par «-EC» peuvent être passés en métrologie légale (Prestation en sus)				
FX-120i FX-120i-WP	122g	0,001g	-	Ø 130mm
FX-200i FX-200i-WP	220g	0,001g	-	Ø 130mm
FX-300i FX-300i-WP	320g	0,001g	-	Ø 130mm
FX-500i	520g	0,01g	-	Ø 130mm
FX-1200i FX-1200i-WP	1220g	0,01g	-	Ø 150mm
FX-2000i FX-2000i-WP	2200g	0,01g	-	Ø 150mm
FX-3000i FX-3000i-WP	3200g	0,01g	-	Ø 150mm
FX-5000i	5200g	0,01g	-	Ø 150mm

- Etanchéité eau et poussière IP65 (-WP)
- Calibrage interne motorisé déclenché en une touche (FZ-i et FZ-i-WP)
- Fonction de protection contre les chocs
- Fonction auto Power ON/OFF
- Taille compacte B5 pour un usage dans les espaces les plus réduits
- Ecran VFD fluorescent facile à lire même dans l'obscurité
- SCF - Fonctions de calcul statistiques (min, max, plage, moyenne, écart type, coefficient de variation)
- Interface RS-232C en standard
- Technologie SHS (Super Hybrid Sensor) compacte - temps de stabilisation d'**1 seconde**
- Interface Quick USB sans module pilote à installer (option)
- Interface Ethernet LAN avec le logiciel Win-CT Plus (option)
- Plateau de pesage animal (option)
- Grande cage de pesée avec portes (option)
- Petite cage de pesée en standard sur les modèles 1mg
- Batterie NiMH rechargeable intégrée (option)
- **Construction robuste, conçue pour durer:**
 - » carter en fonte d'aluminium et inox
 - » feuillure à encastrement pour une solide jonction entre les 2 demis coques
 - » plateau inox
 - » touches à déplacement
 - » technologie cellule SHS
 - » protection contre les chocs



La mise en métrologie légale nécessite le code postal du site d'installation du client final

FX-i & FX-i-WP, FZ-i & FZ-i-WP

Balances de précision

Robustesse, Durabilité, Précision




Support du plateau avec membrane et protections (modèles WP IP65)



Grande chambre de pesée (option)



Câble RS-232C étanche (option)



USB (option)

Interface Ethernet (option)


Plateau de pesage animal (optionnel)

Options & Accessoires	Référence
Interface Quick USB avec câble*	FXi-OP-02
Interface Ethernet LAN*	FXi-OP-08
Batterie interne rechargeable (accumulatrice) - technologie NiMH*	FXi-OP-09
Petite cage de pesée	FXi-OP-10
Petite cage de pesée (pour les modèles WP)	FXi-WP-10
Grande cage de pesée avec portes	FXi-OP-11
Grande cage de pesée avec portes (pour les modèles WP)	FXi-WP-11
Plateau pour pesage animal (modèles 0,01g)	FXi-OP-12
Cache plastique transparent de protection anti-projections pour balance / écran / clavier (5 pièces)	AX-FX-31i
Plateau carat (pour pesage joaillerie) - Argent	AX-Caratpan-WEX
Plateau carat (pour pesage joaillerie) - Noir	AX-Caratpan-BEX
Câble étanche RS-232C (5 m)	AX-KO2737-500

* OP-02, -08 et -09 ne peuvent être installées ensemble
Les connecteurs des options OP-02, -08 et -09 ne sont pas IP65

Autorise le pesage de liquide et de poudre à 1mg de précision sans craindre les renversements de matière sur la balance

Fonctions standards



Options



La mise en métrologie légale nécessite le code postal du site d'installation du client final