

AGITATEUR A UN POSTE - SYSTEMES POUR SOLUTIONS FAIBLEMENT ET FORTEMENT VISQUEUSES

Conçu pour les applications chimiques et biotechniques, résistance imbattable, qualité intransigeante.

2mag MAXdrive

Agitateur magnétique de grande capacité, jusqu'à 250 litres en volume d'agitation, convient également aux solutions hautement visqueuses, très fort couplage magnétique par SmComagnets, donc prédestiné à une puissance magnétique à plus large distance de transmission (jusqu'à 60 mm), pour des récipients à fonds épais ou à double-couche, idéal pour l'intégration au sein des processus d'ingénierie des systèmes.

Sans entretien, grande capacité de vitesse du moteur 2mag sa gamme allant de 100 à 1200 tr/min. Entièrement hermétique et boîtier en acier inoxydable IP65, appareil extrêmement robuste, facile d'entretien sous eau courante.

Garantie 3 ans sur les matériaux et la fabrication, développé et fabriqué en Allemagne.

magnetic^e motion

- ⌘ Jusqu'à 250 litres d'agitation
- ⌘ Agitateur à grande distance
- ⌘ Idéal pour solutions visqueuses
- ⌘ Certifié longue durée
- ⌘ Garantie 3 an



motion

2mag MAXcontrol

Unité de contrôle pour MAXdrive, puissant agitateur de puissance

40 Watts

Affichage numérique pour réglages rapides, fonction SoftStart (réglable de 10 à 60 secondes, Installation rapide pour réglages des paramètres de départ et de vitesse maximum, fonction QuickStop contre les brisures après démarrage, stockage des derniers paramétrages quand éteint, boîtier en acier inoxydable, facile d'entretien. Garantie 3 ans sur le matériel et la fabrication, développé et fabriqué en Allemagne.

Données Techniques

Type	MAXdrive	MAXcontrol
Capacité d'agitation	1 - 250 litres	-
Gamme de vitesses	100 - 1200 tr/min	
Puissance (max.)	-	40 W
SoftStart	variable 10-60 secondes	
Matériel boîtier	Acier inoxydable	
Conditions d'utilisation	-10 à +50 °C (à 95 % humidité)	0 à +40 °C (à 80 % humidité)
Alimentation/ Données Electriques	48 VDC	100-240 V / 50-60 Hz / 1.5 A
Dimensions (LxPxH)	260 x 260 x 68 mm	200 x 175 x 48 mm
Indice de protection	IP 65	IP 20
Poids	approx. 9.0 kg	approx. 1.8 kg
No. de commande	50001	94400

Customized versions and modified unit sizes on request.

3 years warranty on material and manufacturing. We reserve the right to make technical alterations. We do not assume liability for errors in printing or typing.

magnetic

e