

magnetic



AGITATEURS A POSTES MULTIPLES

Conçus pour un contrôle d'utilisations chimiques et biotechniques multiples, développés pour une utilisation continue en laboratoire.

2mag MIX 15 eco

Ultra **fin**, **agitateur magnétique à 15 postes, jusqu'à 15l de capacité volumique, convient aux récipients en verres 15 x 250 ml.**

Puissant agitateur 15 positions, 100% portable, 2 mag-Magnetic-Drive fonctionne par induction, gamme de vitesse extrêmement large de 100 à 1200 tr/min, vitesse 100% synchronisée, sans à-coups même à faible vitesse d'agitation.

Affichage numérique net de la puissance et de la vitesse d'agitation, fonction SoftStart pour capture et centrage fiables/accélération sécurisée, fonction QuickSet pour réglages rapides des paramètres de démarrage et de vitesse maximum, mémorisation automatique des derniers réglages effectués, système hermétique certifié longue durée, boîtier en acier inoxydable pour un entretien facile et rapide.

Garantie 3 ans sur matériel et fabrication, développé et fabriqué en Allemagne.

- ⌚ Peu coûteux, agitateur portable
- ⌚ Pour différentes tailles de récipients
- ⌚ Garantie 3 ans

Données techniques

Type	MIX 15 eco
Postes d'agitation	15
Distance des postes	65 mm
Capacité d'agitation	1 - 15l
Gamme de vitesses	120 - 1200 tr/min
Puissance	10 W
Matériel boîtier	Acier inoxydable
Conditions d'utilisation	-10 à +50 °C (à 80% humidité)
Données Electriques	100-240 V / 50-60 Hz / 1.5 A
Dimensions (LxPxH)	245 x 425 x 38 mm
Indice de protection	IP 64
Poids	approx. 8.8 kg
N° de commande	30115

Customized versions and modified unit sizes on request.

magnetic ^e motion



motion