

magnetic



AGITATEURS A UN POSTE

Conçus pour les applications chimiques et biotechniques, développés pour l'utilisation quotidienne en laboratoire.

2mag MIX 1 eco

Ultra fin, agitateur magnétique portable avec 1 position d'agitation, jusqu'à 3l de capacité volumique, convient également aux solutions agressives.

Peu coûteux, 100% portable et facile d'entretien, fonctionne par induction, concept 2mag-Magnetic-Drive pour mélange de solutions, large gamme de vitesses de 120 à 1400 tr/min, agitation sans à-coups même à faible vitesse.

Fonction SoftStart pour capture et centrage fiables/accélération en toute sécurité, boîtier en acier entièrement scellé, appareil extrêmement robuste.

Garantie 3 ans sur matériel et fabrication, développé et fabriqué en Allemagne.

magnetic^e motion

Données techniques

Type	MIX 1 eco
Postes d'agitation	1
Volume d'agitation	1 - 3l
Gamme de vitesses	120 - 1400 tr/min
Puissance d'agitation	10 W
Matière Boîtier	Acier inoxydable
Conditions d'utilisation	-10 à +50 °C (à 80% humidité)
Données Electriques	100-240 V / 50-60 Hz / 0.7 A
Dimensions (LxPxH)	120 x 120 x 35 mm
Indice de protection	IP 640
Poids	approx. 1.7 kg
No. de Commande	30101

Customized versions and modified unit sizes on request.

- ⌚ Peu coûteux, agitateur facile d'entretien
- ⌚ Agitateur portable magnétique
- ⌚ Jusqu'à 3l de capacité d'agitation
- ⌚ Garantie 3 ans



motion

e