

AGITATEURS A POSTES MULTIPLES

Conçus pour un contrôle multiple pour applications chimiques et biotechniques, développés pour une utilisation continue en laboratoire.

2mag MIX 15

Ultra fin, agitateur magnétique à 15 postes, jusqu'à 3l de capacité volumique, convient aux récipients en verre 15 x 250 ml.

Puissant agitateur 15 positions, 100% portable, 2 mag-Magnétic-Drive fonctionne par induction, gamme de vitesse extrêmement large de 100 à 2000 tr/min, vitesse 100% synchronisée, sans à-coups même à faible vitesse d'agitation, haute puissance pour liquides visqueux et basse puissance pour utilisation à long terme sans effet chauffant.

Affichage numérique net de la puissance et de la vitesse d'agitation, fonction SoftStart pour capture et centrage fiables/accélération sécurisée, fonction QuickSet pour réglages rapides des paramètres de démarrage et de vitesse maximum, mémorisation automatique des derniers réglages effectués, système hermétique certifié longue durée, boîtier en acier inoxydable pour un entretien facile et rapide.

Garantie 3 ans sur matériel et fabrication, développé et fabriqué en Allemagne.



magnetic

- 🌀 Nouveau concept, agitateur magnétique portable
- 🌀 Pour différentes tailles de récipients
- 🌀 Certifié longue durée
- 🌀 Garantie 3 ans

2mag MIX 6

Identique au MIX 15, mais avec 6 positions d'agitation, convient aux flasques 6 x 1,000 ml Erlenmeyer, distance des postes d'agitation 130 mm.

magnetic motion



magnetic motion

Customized versions and modified unit sizes on request.

Données Techniques		
Type	MIX 15	MIX 6
Postes d'agitation	15	6
Distance d'agitation	65 mm	130 mm
Capacité d'agitation	1 - 3l	
Gamme de vitesses	100 - 2000 tr/min	
Puissance (max.)	20 W	
Réglage puissance	25/50/75/100% (4 paliers)	
Matériel boîtier	Acier inoxydable	
Conditions d'utilisation	-10 à +50 °C (à 80 % humidité)	
Données Electriques	100-240 V / 50-60 Hz / 1.5 A	
Dimensions (LxPxH)	245 x 425 x 38 mm	
Indice de protection	IP 64	
Poids	approx. 8.8 kg	
N° de commande	30015	30006

3 years warranty on material and manufacturing. We reserve the right to make technical alterations. We do not assume liability for errors in printing or typing.