

A 300/3

Module

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 8 buses.



- Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Équipé de 4 injecteurs A 840 et 4 injecteurs A 841
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre injecteurs 118 mm en largeur et 118 mm en profondeur

EAN : 4002516188964 / Référence article : 69630003D / Numéro matériel : 11116900

Catégorie de produit	
Laveur-désinfecteur, laboratoire	•
Complément pour les instruments	•
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Catégorie d'accessoire/appareil	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox Plastique
Coloris	Inox Noir
Nombre de compartiments	8
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	8
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	190
Dimension extérieure, largeur nette en mm	235
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	475
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	200
Dimension extérieure, largeur brute en mm	240
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	490
Poids net en kg	0,820
Poids brut en kg	1,897
Accessoires fournis	
A 840, injecteur 130 mm de haut [nombre]	4
A 841, injecteur 210 mm de haut [nombre]	4