

A 301/5

Module

prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 18 injecteurs



- Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc.
- Équipé de 9 injecteurs A 842 et de 9 injecteurs A 843
- Composant du système EasyLoad
- Distance entre injecteurs 78 mm en largeur, 157 mm en profondeur

EAN : 4002516188971 / Référence article : 69630105D / Numéro matériel : 11116950

Catégorie de produit	
Laveur-désinfecteur, laboratoire	•
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Complément pour les bouteilles diverses	•
Catégorie d'accessoire/appareil	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox Plastique
Coloris	Inox Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	18
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	240
Dimension extérieure, largeur nette en mm	190
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	490
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	250
Dimension extérieure, largeur brute en mm	200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	500
Poids net en kg	1,420
Poids brut en kg	2,754
Accessoires fournis	
A 842, injecteur 90 mm de haut [nombre]	9
A 843, injecteur 185 mm de haut [nombre]	9