

#N°1 français
du service
pour les
laboratoires



SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour laboratoires
& industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS • 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.



DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des milliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service.

Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80


@ contact@laboandco.com

www.laboandco.com

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

en acier inoxydable avec poignées en plastique





	10	15	20	30	40	60	80	100	120	150	180	300
N° de commande	1117923	1119922		1108916	1113045	1113050	1111838	1113387	1113390	1113110	1113404	1113072
Prix courant	45,00 €	47,50 €		50,00 €	58,00 €	70,00 €	130,00 €	150,00 €	150,00 €	195,00 €	175,00 €	195,00 €
Dim. int. du panier L / P / H (mm)	155 / 70 / 35	110 / 105 / 50		195 / 105 / 50	195 / 105 / 95	255 / 105 / 95	455 / 105 / 55	250 / 195 / 90	250 / 195 / 135	450 / 255 / 55	280 / 255 / 135	450 / 255 / 135
Phase V x W (mm)	--	20 x 20						25 x 25				
Diamètre du trou au sol Y x Z (mm)	11 x 15											
Diamètre des trous côtés Y ₁ x Z ₁ (mm)	10 x 10											
Poids de charge max. (kg)	1,0	1,0		1,0	3,0	5,0	5,0	6,0	7,0	7,0	8,0	10,0
Approprié pour												
• Elmasonic Easy	•		•	•	•	•		•	•		•	•
• Elmasonic Med				•		•		•	•		•	•
• Elmasonic Select				•	•	•		•	•	•	•	•
• Elmasonic S	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•
• Elmasonic P				•		•	•		•		•	•
• Elmadry TD				•					•			•

Tous les prix départ usine, hors emballage.
Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Système de paniers modulaires

Définition des mesures




Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Panier

- en acier inox (WNr. 1.4301) et avec des poignées revêtues de Rilsan
- pour les paniers 100 et 120 (Denta) il y a un insert de panier (n° de commande 1076005)
- le panier 200 (n° de commande 1108458) sert également de support pour les paniers de stérilisation
 - DIN 1 / 1 court (L / D - 485 / 253 mm)
 - DIN 3 / 4 (L / D - 406 / 253 mm)



	70	100 moyen	120 moyen	100 plat	120 plat	200	500	900
N° de commande	1004247	1071801		1077166		1108458	1107675	1107641
Prix courant	168,00 €	190,00 €		165,00 €		195,00 €	305,00 €	405,00 €
Diamètre int. du panier L / P / H (mm)	465 / 105 / 50	255 / 200 / 45		255 / 200 / 25		490 / 255 / 95	460 / 300 / 195	545 / 460 / 190
Dim. des mailles Y x Z (mm) / Diamètre du trou Dia (mm)	9 x 1					11	11	
Poids de charge max. (kg)	5,0	6,0				4,0	20,0	30,0
Approprié pour								
• Elmasonic Easy		•	•	•	•			
• Elmasonic Med		•	•	•	•	•	•	•
• Elmasonic Select		•	•	•	•		•	•
• Elmasonic S		•	•	•	•		•	•
• Elmasonic P	•		•		•			
• Elmadry TD			•		•			

Tous les prix départ usine, hors emballage.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Plateau du Panier

- en acier inox (WNR. 1.4301)
- Convient aux corbeilles 100 hautes, 100 / 120 moyennes et plates



	100	120
N° de commande	1076005	
Prix courant	67,00 €	
Dim. int. du panier L / P / H (mm)	285 / 195	
Dim. des mailles Y x Z (mm)	9 x 1	
Poids de charge max. (kg)	6,0	


Tous les prix départ usine, hors emballage.
Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Panier


Définition des mesures

Dimensions intérieures du panier





Diamètre du trou Dia

Dia = Diamètre du trou Dia (tailles de panier 200, 500, 900)



Dimension des mailles

Y = Dimension des mailles; Z = Diamètre du fil (tailles de panier 10-300)



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Information et Prix de Produit

Elmasonic Accessoires - Panier

- en acier inox (WNR. 1.4301) et avec des poignées revêtues de Rilsan



	180
N° de commande	2070880000
Prix courant	405,00 €
Dim. int. du panier inférieur L / P / H (mm)	270 / 240 / 50
Dim. int. du panier supérieur L / P / H (mm)	265 / 235 / 50
Dim. des mailles Y x Z (mm)	9 x 1
Poids de charge max. (kg)	8,0

Tous les prix départ usine, hors emballage.
Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.