

Support élévateur électrique LIFT 240



Type 1: avec télécommande

Type 2: avec bouton pour "lever et descendre"

Le premier support élévateur électrique à forme de construction compacte!

De plus en plus de manipulations en laboratoire sont effectuées sous une hotte aspirante. L'opérateur est néanmoins souvent à l'étroit, ce pour quoi, le moteur et la commande du nouveau « Lift 240 » électrique de BOCHEM sont intégrés dans le support élévateur. D'une stabilité et d'un aplomb absolus lors de la montée et de la descente, il permet de travailler en toute sécurité. Les ciseaux en acier inox 18/10 particulièrement robustes et d'une grande précision ainsi que les composants électroniques sont durablement protégés par un soufflet en PTFE résistant aux produits chimiques. Et comme toute hotte est vraiment sécurisée à condition d'être fermée, le pilotage du support élévateur est assuré par une télécommande!

Le « Lift 240 » électrique a les mêmes dimensions que le support élévateur mécanique de 240 x 240 mm de BOCHEM ce qui permet au laborantin d'utiliser à volonté l'un ou l'autre des supports sans avoir à modifier quoi que ce soit dans la construction ou la disposition des équipements. La position de fin de course se règle manuellement à l'aide d'un bouton approprié.

Caractéristiques:

Dimensions en position descendue (LxlxH) : 240 x 240 x 120 mm

Hauteur max. : 300 mm

Surface de travail (Lxl) : 240 x 240 mm

Poids : 6 kg

Vitesse de levage : 480 mm/min

Course max. des ciseaux : 180 mm

Capacité de charge max. (dynamique) : 25 kg

Couple nominal : 8 Nm

Indice de protection : IP 30

Tension d'alimentation du transformateur : 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance de sortie : 12 V

Pile de la télécommande : 3 V, pile lithium CR2430

Température ambiante admissible : 5 - 45°C

Émission sonore : moins de 40 dB (A)

Matériau Plateforme : acier inox 18/10

Matériau Bâti : acier inox 18/10

Matériau Soufflet : PTFE

Matériel	Type	No d'article
Acier inox 18/10	1	11220
Acier inox 18/10	2	11221
Télécommande	1	11230