

#N°1 français
du service
pour les
laboratoires



SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour laboratoires
& industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS • 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.



DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des milliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service.

Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80

@ contact@laboandco.com

www.laboandco.com

Information et Prix de Produit



- le bruit du nettoyeur à ultrasons fonctionnant dans le boîtier silencieux est réduit de 85 % au maximum
- Les vapeurs qui se forment sont aspirées par une évacuation insonorisée, de sorte qu'il n'y a pas d'accumulation de chaleur ou d'humidité. Une accumulation d'humidité à l'intérieur du box
- lampes halogènes disposées latéralement
- Manteau en acier inoxydable
- Étendue de la livraison:
 - Elma Mutebox ML: 1x Elma Mutebox ML, 1x Plateau de fond avec tôle de fond, 1x Bloc d'alimentation secteur, 1x Notice
 - Elma Mutebox XL: 1x Elma Mutebox XL, 2x Plateau de fond avec tôle de fond, 1x Tôle de recouvrement 1x Bloc d'alimentation secteur, 1x Notice



appareils à ultrasons non compris dans la livraison

Taille de appareil	10	20	30	40	60	100	120	180	70	80	150	200	300
Taille	ML								XL				
N° de commande	1111901								1123006				
Prix courant													
Approprié pour	10	20	30	40	60	100	120	180	70	80	150	200	300
• Elmasonic Easy	•	•	•	•	•	•	•	•					•
• Elmasonic Med			•		•	•	•	•				•	•
• Elmasonic Select			•	•	•	•	•	•		•	•		•
• Elmasonic P			•		•		•	•	•				•
• Elmasonic xtra TT			•		•		•					•	

Tous les prix départ usine, hors emballage.

L'appareil Elmasonic sur l'image est uniquement à des fins d'illustration et n'est pas inclus dans le prix.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.



Elmasonic Accessoires - Elma Mutebox

Boîte antibruit

Données techniques

Taille de appareil	10	20	30	40	60	100	120	180	70	80	150	200	300
Dimensions ext. L / P / H (mm) (Couvercle et porte fermés)	545 / 530 / 525								860 / 605 / 525				
Dimensions ext. L ₁ / P ₁ / H ₁ (mm) (Couvercle et porte ouverts)	555 / 975 / 1015								860 / 975 / 1085				
Dimensions int. L ₂ / P ₂ / H ₂ (mm)	430 / 380 / 445								710 / 450 / 445				
Poids (kg)	18,9								26,2				
Tension de réseau (V~)	100 - 240												



Tous les prix départ usine, hors emballage.
L'appareil Elmasonic sur l'image est uniquement à des fins d'illustration et n'est pas inclus dans le prix.
Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Elmasonic Accessoires - Elma Mutebox



Boîte antibruit

Définition des mesures



Dimensions extérieures
(Couvercle et porte fermés)



Dimensions intérieures



Dimensions extérieures
(Couvercle et porte ouverts)



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.