

SteriPlast Kit – Kit de prélèvement stérile



Le kit de prélèvement stérile SteriPlast Kit consiste de dix spatules ou pelles et de dix sachets d'origine SteriBag Premium.

Le SteriPlast Kit est ainsi la combinaison idéale pour un prélèvement où la pureté et la stérilité sont essentielles.


Toutes les parties sont stérilisées aux rayons gamma et aptes au contact alimentaire.

Les pelles ou spatules sont fabriquées dans notre salle blanche et emballées un par un. Le sachet SteriBag Premium dispose d'une fermeture intégrée et est étanche aux liquides. Un code de suivi unique non seulement sur le sachet mais encore sur un champ pour découpe garantit une documentation et une traçabilité complète.

SteriPlast Kit y compris pelle 50 ml ou spatule 150 mm profondeur de plongée, et SteriBag Premium 300 ml.



SteriPlast Kit – Kit de prélèvement stérile

Modèle	Pièce par pack	Réf.	stérilisés
Pelle & sachet	10	5378-8003 N4	

SteriPlast Kit – Kit de prélèvement stérile

Modèle	Pièce par pack	Réf.	stérilisés
Spatule & sachet	10	5378-8009 N4	