

L'INNOVATION DANS LE FROID



# ALCABOX

Sacs **Isothermes** souples



## Sacs isothermes souples

### EXTÉRIEUR

- Matériau : PVC lavable en tissu imprimé à bordure
- Personnalisation avec logo ou marquage possible (nous consulter pour minima de commande)
- Couleur : Bleu Roi RAL 5002
- Facile à nettoyer avec un détergent clinique ou un désinfectant
- Fermeture éclair double guide pour possibilité de fermeture par cadenas
- Anses avant et arrière, 3 poches externes transparentes (dessus et faces droite et gauche)
- Fixation du couvercle pour maintien en position ouverte
- Sangle de transport ajustable en option



### INTÉRIEUR

- Mousse polyuréthane épaisseur 5 mm
- Parois intérieures de couleur grise en PVC lavable
- Facile à nettoyer avec un détergent clinique ou un désinfectant
- Une ou deux poches intérieures (selon modèle) pour plaque(s) eutectique(s)\*

\* Disponible(s) et vendue(s) séparément sur demande

Modèle	Volume (L)	Désignation	Dimensions Int. (lxpxh) mm	Dimensions Ext. (lxpxh) mm
CP4L	2.5	Alcabox 4L	200 x 120 x 125	210x130x130
CP10L	9	Alcabox 10L	360 x 160 x 165	370x170x170
CP20L	16.5	Alcabox 20L	380 x 180 x 240	390x190x250
CP35L	32	Alcabox 35L	380 x 290 x 290	390x300x300
CP60L	56	Alcabox 60L	580 x 310 x 310	590x320x320



**COLDWAY**

**LABO and CO**  
INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES