

Cuillère avec spatule acier inoxydable



La cuillère avec spatule est disponible pour de multiples applications. Elle est équipée d'un côté d'une cuillère et, de l'autre, d'une spatule. Elle permet donc d'échantillonner et de traiter différents fluides, comme par ex. des poudres, granulés, pâtes ou des liquides. Côté cuillère, deux contenances sont proposées : 4 et 11 ml.

Fabriquée en inox en une seule pièce, la cuillère avec spatule est exempte de tous bords, rainures ou fissures. Des résidus et des détergents ne peuvent donc pas se déposer, évitant ainsi des impuretés ou une contamination croisée. La cuillère avec spatule convient parfaitement à l'utilisation dans l'industrie chimique, pharmaceutique, agro-alimentaire et dans la filière cosmétique-parfums.

- Inox V2A (1.4301)
- Poli haute brillance
- Double fonction

Cuillère avec spatule acier inoxydable

Longueur totale mm	Réf.	
180	5386-0022	N4
300	5386-0025	N4

Cuillère avec spatule, à usage unique



SteriPlast

LaboPlast

La cuillère avec spatule est une double spatule avec cuillère 0,5 ml et lame de spatule 17 mm, longueur totale 178 mm. En laboratoire, la cuillère avec spatule peut être utilisée de différentes manières, comme cuillère d'échantillonnage, pour la mesure ou le transvasement de petites quantités, comme racleur ou pour mélanger et remuer. Conception spéciale pour l'usage unique, résistante aux produits chimiques et à la corrosion. Fabriquée en salle blanche, disponible soit en paquet grand format de 100 unités ou bien emballée individuellement et stérilisée par irradiation gamma de 100 unités.

- PS
- Production, montage et emballage répondant aux critères de la classe de salle blanche 7
- Conforme aux directives alimentaires UE et FDA
- En option, emballée un par un et stérilisée par irradiation gamma



Cuillère avec spatule, à usage unique

Modèle	Pièce par pack	Réf.	
Paquet grand format	100	5378-0031	N4
Stérilisée, emballée individuellement	100	5378-1031	N4