

# CONGELATEUR PRO

CONGELATEUR BASSE TEMPERATURE

(-60°C)



Etagères et boîtes disponibles

## CARACTERISTIQUES

- COMPRESSEUR A BASSE CONSOMMATION
- MOINS D'ESPACE REQUIS
- BAS PRIX
- CONTROLEUR NUMERIQUE
- ECOLOGIQUE
- OPTION SYSTEME CO<sup>2</sup>
- ALARME A DISTANCE
- ENREGISTREUR DE TEMPERATURE



Système Arrière- CO2



 **Elcold**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Température ambiante	°C	+10° à +30°	+10° à +30°	+10° à +30°	+10° à +30°	+10° à +30°
Volume Net	Litres	130	230	300	360	485
Hauteur avec roulettes 50 mm	mm	920	920	920	920	920
Hauteur avec couvercle ouvert	mm	1620	1620	1620	1620	1620
Largeur	mm	725	1055	1305	1505	1705
Epaisseur Isolation	mm	100	100	100	100	100
Profondeur-poignées et charnières	mm	730	730	730	730	730
Consommation d'énergie à +25°C	Watts	330	410	560	610	610
Fusible	A	10	10	10	10	10
Plage de température	°C	-30° à -60°	-30° à -60°	-30° à -60°	-30° à -60°	-30° à -60°
Intensité du bruit	dBa	< 51	< 51	< 51	< 51	< 51
Poids	kg	53	68	78	89	95