

CONGELATEUR UNI

CONGELATEUR BASSE TEMPERATURE

(-45 °C)




Etagères et boîtes disponibles

CARACTERISTIQUES


- COMPRESSEUR A BASSE CONSOMMATION
- MOINS D'ESPACE REQUIS
- BAS PRIX
- CONTROLEUR NUMERIQUE
- ECOLOGIQUE
- OPTION SYSTEME CO²
- ALARME A DISTANCE
- ENREGISTREUR DE TEMPERATURE



Système CO₂



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:



		UNI LT 11	UNI LT 21	UNI LT 31	UNI LT 41	UNI LT 51
Volume Net	Litres	130	226	299	358	416
A	mm	725	1055	1305	1505	1705
B	mm	655	655	655	655	655
C	mm	865	865	865	865	865
D	mm	780	780	780	780	780
E	mm	520	850	1100	1300	1500
F	mm	320	650	900	1100	1300
G	mm	450	450	450	450	450
H	mm	650	650	650	650	650
J	mm	400	400	400	400	400
L	mm	850	850	850	850	850
Epaisseur Isolation	mm	100	100	100	100	100
Classe Climatique 4		EN441	+	+	+	+
Serrure		+	+	+	+	+
Dégivrage		+	+	+	+	+
Thermostat électronique		+	+	+	+	+
Alarme acoustique		+	+	+	+	+
Gamme de température à 30 ° C amb ° C	LT	-10° à -45°	-10° à -45°	+10° à -45°	-10° à -45°	-10° à -45°