



Application des ultrasons en laboratoire



- Efficacité de nettoyage accrue grâce à un châssis de construction basse
- Consommation réduite en produit lessiviel
- Dissolution des salissures particulièrement tenaces
- Prévu pour mélanger et disperser les échantillons d'analyse de tous types
- Permet de dégazer les solvants et échantillons d'analyse HPLC

Caractéristique des fonctions

Amélioration de la puissance de nettoyage avec «sweep»

Dégazage intensif de la solution avec «degas»

Mélanger, dissoudre, disperser avec le mode «normal»



Caractéristiques technique

Cuve capacité max. (litre)	14
Cuve dimensions int. (Lxhxl mm)	505 / 300 / 100
Appareil dimensions ext. (Lxhxl mm)	568 / 340 / 224
Poids (kg)	10,0
Matière boîtier	acier inoxydable
Matière cuve	acier inoxydable
Tension au réseau	100-120 V / 220-240 V
Fréquence ultrasonique (kHz)	37
Puissance absorbée totale (W)	300
Puissance ultrasonique effective (W)	300
Puissance ultrasonique de crête* (W)	1200
Sweep	qui
Degas / Autodegas	qui
Poignées	qui
Vidange	qui
Panier dimensions int. (Lxlxh)	455 / 255 / 55
Panier dimensions int. (mm)	9x1
Panier poids de charge (kg)	10
Références	
Appareil 230 V	100 8721
Panier	103 1243
Couvercle	100 3287
Autres accessoires ou appareil à 115 V sur demande	
*Onde sonore demi-double. Le type de signal a été adapté à la géométrie de la cuve. Sur la base de ce signal, il résulte une valeur quadruplée pour le niveau de crête maximum de la puissance ultrasonore.	