

Entonnoir acier inoxydable



L'entonnoir acier inoxydable permet de remplir et de transvaser aisément des poudres fluides, des liquides, ainsi que des fluides légèrement visqueux. Un canal de circulation de l'air au niveau du tube assure un écoulement libre et intégral. En fonction de son diamètre, cet accessoire permet de remplir de petites quantités en laboratoire ou de grandes quantités dans l'industrie. Les modèles de taille plus importante sont équipés d'une poignée pour les tenir plus facilement.

L'entonnoir robuste en inox peut être utilisé dans de nombreux domaines.

- ▶ Inox V2A (1.4301)
- ▶ Canal de circulation de l'air pour un écoulement libre

Entonnoir acier inoxydable

Ø extérieur mm	Ø évacuation mm	Réf.
60	8	9604-0001 N4
100	12	9604-0003 N4
150	12	9604-0005 N4
300	20	9604-0008 N4