



Fiche Technique

Référence : STA 1500 DI

Référence réassort : REA 1510 DI



**Coffret en polypropylène
anti poussière et
très résistant aux chocs**

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part

Photo non contractuelle

Station murale de Diphotérine

Dispositif de premiers secours, la Diphotérine est destinée aux rinçages des projections chimiques oculaires et cutanées, elle stoppe l'action du produit chimique et l'enlève même en profondeur. Elle a également un effet antalgique.

La solution est active sur tous les produits chimiques (acides, bases, oxydants, réducteurs, alkylants et solvants) sauf acide fluorhydrique.

Contenance :

- 2 flacons de 500 ml pour le lavage oculaire
- 1 aérosol de 200 ml pour la décontamination des petites projections cutanées (visage et bras)
- 1 flacon de 200 ml permettant le rééquilibrage physiologique de l'œil

Utilisation et mode :

Usage externe - Les flacons sont munis d'une œillère ergonomique stérilisée.

Conforme à la norme EN 15154 parties 3 et 4

Avec Farmor, prenez le Reflex

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - info@reflex-premiers-secours.com

