



## Fiche Technique

Référence : FLA 7725 SP



*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle

**Flacon 250 ml de sérum physiologique stérile  
fourni avec son support mural**

**Dimensions** : 115 mm x 65 mm x 60 mm

**Poids** : 362 g

Flacon destiné aux rinçages oculaires immédiats et abondants.

Il est particulièrement recommandé lors de projections d'éléments solides – poussière, sciure...

Il comporte une étiquette avec le mode d'utilisation schématisé, il est à usage unique et à jeter après utilisation.

Il est muni d'une œillère ergonomique, fermée par un capuchon pour éviter les impuretés.

Son support comporte 2 points d'accroche pour fixation murale.



Signalétique « **Lave-œil** »  
fournie avec son gripeur  
autocollant



**Œillère ergonomique**

**Avec Farmor, prenez le Reflex**

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - [info@reflex-premiers-secours.com](mailto:info@reflex-premiers-secours.com)

