



## Fiche Technique

Référence : FLA 7450 OC



*Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part*

Photo non contractuelle

### Flacon de 250 ml de solution PH Neutre

Poids : 270 g

Flacon destiné aux rinçages oculaires immédiats et abondants en cas de projections de produits chimiques tels que les acides ou les bases (excepté les substances à base de calcium comme le ciment par exemple).

Il comporte une étiquette avec le mode d'utilisation schématisé, il est à usage unique et à jeter après utilisation.

Il est muni d'une œillère ergonomique, fermée par un capuchon pour éviter les impuretés.

Il permet de recharger nos coffrets oculaires référence :

DUO 7509 OC  
DUO 7511 OC  
DUO 7555 OC



**Œillère ergonomique**

**Avec Farmor, prenez le Reflex**

<http://www.reflex-premiers-secours.com> - [info@reflex-premiers-secours.com](mailto:info@reflex-premiers-secours.com)

