

#N°1 français
du service
pour les
laboratoires



LABO AND CO


SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour laboratoires
& industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS
- 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.



DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des milliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service.

Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RÉCONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80

@ contact@laboandco.com

www.laboandco.com



* Optical fiber (CL-11.1) NOT included

Model:
CLD-01

Typology:
ILLUMINATOR

Description:
LED cold light generator

Light source	High power 14 W LED.
Chromaticity coordinates (x,y)	0.320, 0.320 (pure white, 6,300 K).
Optical power (with double-arm)	Illuminance (at 10 cm distance): 70,000 lux.
Power supply	Brightness control potentiometer. External power supply provided. Input: 110/240 Vac 50/60 Hz; output: 6 Vdc 5 A.
Available optical fibers	- CL-11.1: Double-arm optical fiber guide. Each arm fitted with focusable lens adapter. Arm length 500 mm. - CL-17.1: Polarizing filters (pair) for CL-11.1. - CL-12: Ring optical fiber guide: Guide length 700 mm. Guide diameter 16 mm. Diameter of the fixing ring: 55 mm. The circular end is suitable for all stereo series.
Dimensions	Length: 200 mm Width: 120 mm Weight: 4.1 Kg