

## Nébuliseur OMRON Compair C28P



- **Nouveau kit de nébulisation**, augmentant la performance de la nébulisation, en en diminuant la durée.
- Connexion du tube à air sur le compresseur très simple
- Touche unique de fonctionnement
- Positionnement possible du kit de nébulisation sur l'appareil
- Système VVT(Virtual Valve Technologie), nébulisation optimum sans valve de silicone.
- Taux de nébulisation : 0.5 ml par minute
- Taille des particules nébulisées : 5 microns
- Capacité du réservoir du kit de nébulisation : 7 ml
- Dimensions : 170 x 103 x182 mm
- Poids : 1.9 Kg
- Fourni avec :
  - 1 kit de nébulisation
  - 1 tube à air
  - 1 embout buccal
  - 1 embout nasal
  - 2 masques (taille S et L)
  - 5 filtres
  - 1 sac de transport

Réf : **DOCOMPAIRC28V2**

Description	Nébuliseur à compresseur Compair C28P
Modèle	OMRON NE-C28P
Alimentation	4 piles 1.5V "AA" alcalines ou adaptateur secteur (6V, 4W) en option
Température et Humidité d'utilisation	+10°C - +40°C Maximum: 30% - 85% RH
Température et Humidité de stockage	-20°C - +60°C Maximum: 10% - 95% RH
Poids	1.9kg
Dimensions extérieures	170 mm (L) x 103mm (l) x 182 mm (H)
Contenu du kit	1 kit de nébulisation, 1 tube à air en PVC, longueur 200cm, 1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques (1 adulte et 1 enfant), 5 filtres, 1 sac de transport
Protection électrique	Classe II, type B
Code EAN	4015672106369

