



- Connexion du tube à air sur le compresseur très simple
- Modèle portable, fonctionnant sur batterie (environ 250 utilisations)
- Système VVT (Virtual Valve Technologie), nébulisation optimum sans valve de silicone
- Taux de nébulisation : 0,35ml par minute
- Taille des particules nébulisées : 5 microns
- Dimensions : 120 x 38 x 76 mm
- Poids : 440 g

- Fourni avec :
 - 1 Kit de nébulisation
 - 1 tube à air
 - 1 embout buccal
 - 1 embout nasal
 - 2 masques (Taille S et L)
 - 5 Filtres
 - 1 sac de transport

• Cet appareil est plus particulièrement destiné au traitement de l'asthme des enfants de 0 à 4 ans et des maladies respiratoires des personnes âgées.

◆ Réf. DOCOMPAIRELITE