

## Fiche technique

Mélange / Agitateurs magnétiques



### RO 15 power IKAMAG®

Agitateur magnétique 15 postes, sans chauffage. Boîtier entièrement recouvert d'inox, ce qui simplifie le nettoyage et évite les risques d'infiltration de liquides.

- Utilisation optimale de la surface
- Livré avec revêtement antidérapant en PUR amovible

Accessoires: Barreaux aimantés TRIKA® 25, RSE Extracteur de barreaux, Barreaux aimantés IKAFLON® 15, Barreaux aimantés IKAFLON® 14, Barreaux aimantés IKAFLON® 10, H 11 Cordon d'alimentation CH-Connecteur, Barreaux aimantés IKAFLON® 13, H 11 Cordon d'alimentation, H 11 Cordon d'alimentation USA-Connecteur, H 11 Cordon d'alimentation UK-Connecteur, Barreaux aimantés IKAFLON® 20

Données techniques	
Nombre de postes	15
Capacité max. par poste (H <sub>2</sub> O) [l]	0.4
Espaces entre les postes [mm]	90
Plage de vitesse de chaque poste [%]	5
Capacité d'agitation max. (H <sub>2</sub> O) [l]	6
Puissance du moteur absorbée [W]	21.6
Puissance du moteur débitée [W]	5.4
Plage de vitesse [1/min]	0 - 1100
Matériaux de la plaque	Inox 1.4301
Dimensions de la plaque [mm]	270 x 450
Dimensions (L x P x H) [mm]	272 x 65 x 552
Poids [kg]	4.7
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 42
Tension [V]	230 / 115
Fréquence [Hz]	50/60
Puissance absorbée de l'appareil [W]	30
Ident. N°.	2930600