

Fiche technique

Mélange / Agitateurs magnétiques



color squid IKAMAG® white

Le petit agitateur magnétique évolue avec maintenant de nouveaux motifs.

new : Pour de plus grandes capacités d'agitation, jusqu'à 1 l

new : Avec affichage digital de la vitesse (LED)

new : Moteur à régulation électronique pour plus de puissance

new : Plage de vitesse plus étendue (0 - 2.500 min⁻¹)

- Surface de pose en verre (bonne résistance chimique), partie inférieure en plastique TPC-ET

- Matériaux recyclables

Accessoires: Barreaux aimantés TRIKA® 25, RSE Extracteur de barreaux, Barreaux aimantés IKAFLON® 15, Barreaux aimantés IKAFLON® 13, Barreaux aimantés IKAFLON® 10, Barreaux aimantés IKAFLON® 20, Barreaux aimantés IKAFLON® 14

Données techniques

Nombre de postes	1
Capacité max. par poste (H ₂ O) [l]	1
Capacité d'agitation max. (H ₂ O) [l]	1
Puissance du moteur absorbée [W]	3
Puissance du moteur débitée [W]	2
Affichage de la vitesse	LED
Plage de vitesse [1/min]	0 - 2500
Dim. max. des barreaux aimantés [mm]	30
Dimensions de la plaque [mm]	Ø 115
Dimensions (L x P x H) [mm]	145 x 45 x 160
Poids [kg]	0.24
Plage de température du milieu admise [°C]	5 - 40
Humidité relative admissible [%]	80
Protection selon DIN EN 60529	IP 54
Interface numérique	non
Sortie analogique	non
Tension [V]	100 - 240
Fréquence [Hz]	50/60
Tension continue [V=]	12
Consommation électrique max. [mA]	300
Ident. N°.	3671000