

CORIO C Thermostat à immersion

Thermostats de laboratoire de la nouvelle génération

Le thermostat d'immersion CORIO C est le modèle d'entrée et la base de la gamme de thermostats CORIO. La pince de montage facilite la fixation sur des bains jusqu'à 30 litres.

Vos avantages

- Régulation précise de la température
- Pour les applications internes
- Pour les cuves de bain avec un volume de remplissage de max. 30 l
- Affichage lumineux blanc, bien visible de loin
- Très silencieux
- Utilisation très simple
- Classe I (NFL) selon DIN 12876-1



Données techniques

Référence	9011000
Type d'appareil	CORIO
Catégorie	Thermostats à immersion
Domaine de température (°C)	+20 ... +100
Constance de température (°C)	±0.03
Résolution de l'affichage	0.01 – 0.1 °C
Affichage de température	LED
Puissance de chauffage (kW)	2
Capacité de circulation débit (l/min)	6
Capacité de circulation pression (bar)	0.1
Température ambiante	5...40 °C
Dimensions L x P x H (cm)	13.2 x 16 x 36.2
Poids (kg)	1.9
Serpentin de refroidissement	optionel
Profondeur d'immersion utilisable (cm)	16.6
Disponibles avec les tensions d'alimentation suivantes	230 V / 50-60 Hz 100 - 115 V / 50-60 Hz

Caractéristiques



Testés à 100% .

Qualité à 100%. Chaque CORIO ne quitte l'usine qu'après avoir passé tous les tests de contrôle.



Moderne. Fiable.

Des composantes de qualité dans chaque CORIO. Des sondes platines, des technologies de motorisation éprouvées, une communication par CAN Bus et bien plus encore.



Brillant.

Affichage lumineux et intense, visible de loin.



Mise en service rapide.

Un conseil JULABO individuel et un mode d'emploi détaillé vous aident lors de la mise en service de votre appareil.



Tout en façade!

Les commandes de pilotage et les sécurités sont toutes réglables en façade.



Sécurité.

CORIO est conforme à la classe III (FL) selon DIN12876-1 et se coupe en cas de dépassement de température trop haute ou de niveau de bain trop bas.



La technologie respectueuse de l'environnement.

Lors du développement n'ont été choisis que des matériaux et des techniques avec un faible impact sur la nature.



Pour votre satisfaction.

11 filiales et plus de 100 partenaires à travers le monde vous font bénéficier d'une aide JULABO rapide et compétente.



JULABO. Qualité.

La qualité maximale exigée pour le développement d'appareils de haute qualité et indestructibles.



Nos services.

A votre entière disposition sur notre site internet : les fiches techniques des appareils, les modes d'emploi, les études de cas, la description des accessoires et bien plus encore.



Raccordement sûr.

La fiche d'alimentation verrouillable garantit un raccordement sûr. Plus de sécurité pour les process.



Branché,... et c'est parti!

Pilotage intuitif, prêt à être utilisé avec très peu de manipulations.