

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

FAUTEUIL DE REPOS A HAUTEUR FIXE  
SUR PATINS ET ACCOTOIRS REGLABLES

labo and Co  
www.laboandco.com

N° Indigo 08 20 20 16 16

GAMME HYPNOS



Référence(s) décrite(s) :  
HY RF2IO 1DMO GPGO



## Caractéristiques & Fonctions

PIETEMENT

Tube acier  $\varnothing$  32 mm, ép. 1,5 mm, Finition époxy,  
Patins en ABS avec galets escamotables à l'arrière  
pour faciliter les déplacements,  
Douilles avants et arrières pour accessoires.

ASSISE

Multiplis de hêtre double galbe, ép. 10,5 mm,  
Mousse polyuréthane moulée - Densité : 50 kg/m<sup>3</sup> - ép. moyenne : 80 mm,  
Amovible, 4 points de fixation rapide par clips,  
Assise inclinée à -10°, ergonomique et confortable.

DOSSIER

Mousse polyuréthane moulée sur bois en multiplis de hêtre,  
Densité : 50 kg/m<sup>3</sup> - ép. moyenne : 70 mm,  
Dossier inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale,  
Dossier anatomique avec support lombaire et appui-tête de forme,  
Possibilité de dossier fixe, inclinaison -20° - REF. HY RF2FO 1DMO GPGO

ACCOTOIRS

Mousse polyuréthane à peau intégrale sur support tube acier ovale, 60x30 mm,  
ép. 1,5 mm, largement dimensionnés pour un bon maintien de l'avant-bras,  
avec extrémité avant de préhension,  
Réglables en hauteur sur 6 positions, course 220 mm, escamotables au niveau  
de l'assise pour faciliter le transfert latéral, commande par manette sous accotoir.

REVÊTEMENT

Tissus enduit PVC,  
Classement au feu: CF (GPEM/CP D2-2000),  
Sellerie cousue et collée au dossier, sans couture  
dans les zones à risque pour une étanchéité totale.

POIDS 22.5 kg CHARGE MAX. En dynamique : 135 kg (Référentiel NF Santé)

## Suppléments & Accessoires

Tiges porte-sérum - ACPST - ACPST  
Support poche à urines - ACSU1

Assise préventions d'escarres - APE  
Coussin anti-escarres - ACCAE  
Plaque pour autres coussins préventions  
des escarres - ACPCE  
Repose-jambes avec coussin coulissant - ACRJC  
Repose-jambes indépendants - ACRJD & ACRJG

Cale-nuque - ACRNU

Tablettes repas - ACTRV/ACTRC/ACTRM  
Paire d'accotoirs de prélèvement - ACPAP

## Dimensions & Encombrements

REFERENTIEL MQ CERT - Prescriptions techniques Mobilier de Santé

Valeurs en mm


a	Hauteur d'assise / sol	480
	Hauteur d'assise / repose-pied	-
c	Profondeur plateau d'assise	470
d	Largeur utile plateau d'assise	500
	Rayon du bord avant d'assise	100
r	Largeur entre accotoirs	510
e'	Inclinaison arrière plateau d'assise	-10°
e*	Inclinaison avant plateau d'assise	-
i	Largeur minimale du dossier	470
f	Hauteur maintien lombaire	75
h	Hauteur du dossier	730
l	Inclinaison du dossier	-10° à -50°
	Angle assise/dossier	90° à 130°
n	Longueur utile de l'accotoir	490
o	Largeur utile de l'accotoir	70
p	Hauteur de l'accotoir	0 à 220
q	Profondeur accotoir/ avant assise	70
	Diamètre avant accotoir	40

m	Largeur repose-nuque	-
	Hauteur repose-nuque	-
	Hauteur repose-nuque/ assise	-
j	Largeur repose-jambes	-
	Longueur repose-jambes	-
	Inclinaisons repos / maxi	-
	Largeur repose-pieds	-
	Longueur repose-pieds	-
	Angles replié / ouvert	-

## Colisage

Valeurs en mm

Nbr. d'unités / Dimensions colis	1 / 765 x 715 x 1170
Poids / Volume	25.5 kg / 0,64 m <sup>3</sup>
Matériau / Livraison	Carton ondulé DDF 2-2 ( NF Q 12-008) Papier gommé - Feuillard plastique Notice d'utilisation et d'entretien



### Conformité aux normes

ISO 9001 : 2008 TUV CERT - ID : 0910087092  
ISO 14001 : 2004

### NF Mobilier Professionnel

Conception suivant NF Santé  
Classement Feu CF suivant D2 2000  
Directive 93/42 CE - Dispositifs médicaux de classe 1

