

# KERN CM60-2N

Pratique avec couvercle repliant



## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de poche

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	135 x 205 x 32 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	306 g
Poids net:	180 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	85 x 130 x 25 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Surface de pesée (LxP):	70 x 80 mm

## Système de mesure

Durée de préchauffage:	30 min
Lecture [d]:	10 mg
Linéarité:	30 mg
Poids de réglage recommandé:	50 g (M2)
Portée [Max]:	60 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	20 mg
Résolution:	6000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	g tI (Tw) tol

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,200 cm
------------------------------	----------

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service:	30 h
-------------------	------

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127



**LABO AND CO**  
INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES