

KERN MBB Pèse-bébé

Pèse-bébé avec approbation d'homologation médicale pour l'utilisation professionnelle mobile ou fixe dans le diagnostic médical



KERN MBB



Caractéristiques :

- Classe d'homologation III (Homologation en option)
- Approbation médicale selon 93/42/CEE
- Grande surface de pesée ergonomique optimisée pour peser les nourrissons en toute sécurité.
- Surface de pesée amovible pour utilisation comme balance pour jeunes enfants
- Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur. En série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance.
- Pesée sans secousse : filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable, idéale pour les bébés agités
- Fonction Data Hold : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids „fige“ automatiquement jusqu'à la touche HOLD soit activée. Il reste ainsi plus de temps à consacrer au petit patient, il suffit de lire la valeur de pesée plus tard en toute tranquillité
- Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement avec accu en option
- Support mural en série pour montage mural de l'afficheur

Caractéristiques techniques :

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée LxP 550x240 mm
- Dimensions plateau LxPxH 250x250x70 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 210x110x50 mm
- Dimensions totales LxPxH 560x288x136 mm
- Longueur de câble afficheur env. 50 cm
- Fonctionnement sur pile possible, 6 x 1.5V AA, non incluses, durée de service env. 120 h
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Poids net env. 4 kg

Accessoires :

- **3** Sacochette de transport pour utilisation mobile, **KERN MBB-A02**
- **4** Colonne pour placer verticalement l'afficheur, hauteur de la colonne env. 450 mm, **KERN EOB-A01**
- Housse de protection sur l'indicateur, **KERN EOB-A02**
- Fonctionnement avec accu interne, durée de service jusqu'à 50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 24 h, **KERN FOB-A08**

5 La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

EN SÉRIE OPTION FACTORY

--	--	--	--	--	--	--	--

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Échelon d'homologation [e] kg	Prescrit par la loi Homologation		Option Cert. d'étalonnage DKD	
				KERN		KERN	
MBB 15K2DM	6 15	0,002 0,005	0,005	965-128		963-128	