

KERN MBC Pèse-bébé

Joli pèse-bébé avec approbation d'homologation médicale pour l'utilisation professionnelle dans le diagnostic médical



NEW





Caractéristiques :

- Classe d'homologation III (Homologation en option)
- Approbation médicale selon 93/42/CEE
- Appréciée dans la pédiatrie grâce à sa grande cuvette ergonomique arrondie, idéale pour les nourrissons
- Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
- Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Pesée sans secousse : filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable, idéale pour les bébés agités
- Fonction Data Hold, en cas d'arrêt de service l'affichage du poids «fige» automatiquement pour 10 s jusqu'à la touche HOLD soit activée. Vous avez ainsi le temps de lire la valeur de pesée en toute tranquillité

Caractéristiques techniques :

- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée LxPxH 600x280x55 mm
- Dimensions totales LxPxH 600x400x110 mm
- Dimensions totales avec toise (en option) LxPxH 890x460x170 mm
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Poids net env. 5,5 kg

Accessoires :

- Toise mécanique à fixer à la balance, portée 80 cm, partage 1 mm, **KERN MBC-A01**
- Sacoche de transport pour utilisation mobile, uniquement sans toise montée, **KERN MBC-A02**
- Fonctionnement avec accu interne, durée de service jusqu'à 40 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h, **KERN MBC-A03**

La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

EN SÉRIE OPTION FACTORY

| Modèle | Portée [Max] kg | Lecture [d] kg | Échelon d'homologation [e] kg | Prescrit par la loi | | Option | |
|------------|-----------------------|----------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|
| | | | | Homologation | | Cert. d'étalonnage DKD | |
| KERN | | | | KERN | | KERN | |
| MBC 15K2DM | 6 15 | 0,002 0,005 | 0,002 0,005 | 965-128 | | 963-128 | |
| MBC 20K10M | 20 | 0,01 | 0,01 | 965-128 | | 963-128 | |