

# KERN MPT Pèse-personne d'obésité

Pèse-personne compact avec mesure d'obésité et approbation d'homologation médicale pour l'utilisation professionnelle dans le diagnostic médical





*Caractéristiques :*

- Classe d'homologation III (Homologation en option)
- Approbation médicale selon 93/42/CEE
- Convient idéalement aux hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux et utilisation mobile (consultations à domicile ou manifestations sportives par exemple)
- Sa grande portée de 300 kg permet à cette balance de peser aussi bien les enfants que les adultes de poids normal ou en surpoids
- 1 Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur. En série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance.
- Modèle compact et solide
- Pesée sans secousse : filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
- Fonction Data Hold : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids „fige“ automatiquement jusqu'à la touche HOLD soit activée. Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- 2 Support mural en série pour montage mural de l'afficheur
- 3 Poignée très stable pour le transport de la balance

*Caractéristiques techniques :*

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau LxPxH 450x340x90 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 210x110x50 mm
- Longueur de câble afficheur env. ca. 150 cm
- Fonctionnement sur pile possible, 6 x 1.5V AA, non incluses, durée de service env. 57 h
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Poids net env. 8,5 kg

*Accessoires :*

- 4 Colonne pour placer verticalement l'afficheur, hauteur de la colonne env. 950 mm, **KERN MWS-A01**
- Housse de protection sur l'indicateur, **KERN EOB-A02**
- Fonctionnement avec accu interne, durée de service jusqu'à 50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 24 h, **KERN FOB-A08**

5 La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



5

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Échelon d'homologation [e] kg	Prescrit par la loi Homologation		Option Cert. d'étalonnage DKD	
				KERN		KERN	
MPT 300K100M	300	0,1	0,1	965-129		963-129	