

# KERN MTS Pèse-personne avec barre de retenue

Pèse-personne économique avec barre de retenue pour un sentiment de sécurité lors de la pesée, avec approbation d'homologation médicale pour l'utilisation professionnelle dans le diagnostic médical





*Caractéristiques :*

- Classe d'homologation III (Homologation en option)
- Approbation médicale selon 93/42/CEE
- Idéal pour les maisons de retraite, les services de gériatrie, la médecine interne etc.
- La construction stable permet aux patients fragiles et faibles de se peser en se sentant en sécurité sans sacrifier la précision
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure en plastique une stabilité maximale
- Plate-forme surbaissée pour faciliter l'accès
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur. En série niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance.
- Pesée sans secousse : filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
- Fonction Data Hold : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids „fige“ automatiquement jusqu'à la touche HOLD soit activée. Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- Afficheur ergonomique à grandes touches et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée des valeurs du patient (par exemple taille pour le calcul de l'IMC)
- 2 roulettes pour un transport aisé de la balance

*Caractéristiques techniques :*

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau LxPxH 550x550x62 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 210x110x50 mm
- Dimensions totales LxPxH 550x550x1100 mm
- Fonctionnement sur pile possible, 6 x 1.5V AA, non incluses, durée de service env. 70 h
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Poids net env. 20 kg

*Accessoires :*

- Toise mécanique, portée de 60 à 200 cm, à visser à la colonne ou pour montage mural, homologation médicale selon 93/42/CEE, **KERN MSF 200**
- Câble d'interface RS-232 pour raccordement d'un appareil externe, **KERN MPS-A08**
- Housse de protection sur l'afficheur, **KERN EOB-A02**
- Fonctionnement avec accu interne en option, durée de service jusqu'à 50 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 24 h, **KERN FOB-A08**

La législation européenne prescrit l'homologation pour les balances avant être utilisées dans le domaine médical. Pensez donc à en faire la demande en même temps. Indiquez-nous pour cela le lieu d'utilisation et le code postal.

EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



4

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] kg	Échelon d'homologation [e] kg	Prescrit par la loi Homologation		Option Cert. d'étalonnage DKD	
				KERN		KERN	
MTS 300K100M	300	0,1	0,1	965-129		963-129	