


Gestion Simple et directe des données avec le logiciel EasyDirect™ pH




Gestion simple des données

Disponible en 12 langues, EasyDirect™ est un logiciel intuitif, spécialement conçu pour vous.



Connectivité Plug and Play

Avec le logiciel EasyDirect pH, dites adieu aux paramètres de communication complexes. Il vous suffit de connecter votre SevenCompact™, Seven2Go™ ou FiveEasyPlus à votre ordinateur et de confirmer l'ajout de votre instrument pour commencer.



Fonctionnement intuitif

Pour commencer immédiatement, le logiciel affiche par défaut les paramètres les plus courants de votre instrument. Toutefois, il est possible de modifier les paramètres affichés en quelques secondes seulement. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer plusieurs mises en page pour afficher l'écran d'accueil, l'écran d'exportation ou l'écran d'impression.




Gestion des données Simplifiée

Connectez votre pH-mètre au logiciel EasyDirect™ pH pour améliorer la gestion de vos données. Vous pouvez transférer les données de votre pH-mètre directement sur votre ordinateur en quelques clics seulement. L'application sauvegardera les données non modifiées pour impression ou analyse. Vous pouvez également exporter vos données vers Excel ou une autre application CSV. Ou encore les imprimer à partir d'une imprimante connectée et installée sur votre ordinateur. Pas d'inquiétude : vos résultats de mesures sont stockés et facilement accessibles via le logiciel EasyDirect™ au cas où vous souhaiteriez les analyser ultérieurement.

Communication parfaite

Vous avez besoin de consulter vos données pour réaliser des analyses statistiques, ou de les imprimer pour les archiver ? En seulement quelques secondes, EasyDirect™ pH peut exporter les données non modifiées vers Excel ou une autre application CSV. Vous pouvez également les imprimer très facilement à partir d'une imprimante connectée à votre ordinateur. Le logiciel imprime les données sélectionnées sur votre écran et ajuste la largeur des colonnes à la taille de la page.



Connectivité

Connectez votre SevenCompact™, SevenCompact™ Duo, Seven2Go™ Pro, FiveEasyPlus ou SevenExcellence™ au logiciel EasyDirect™ pH via une connexion USB ou RS232. Il est possible de connecter simultanément jusqu'à trois instruments et d'enregistrer les données de trois instruments différents.

