

FICHE TECHNIQUE MEUBLES MOBILES 1 OU 2 PORTES



Description produit

- Conformes à la norme européenne NF EN14727
- Coloris standard : gris ou blanc
- Chant visible épais pvc 2mm

Poignées en Inox brossé mat



Charnières de corps en alliage zingué, bras articulé en acier.

Ouverture 165°.

4 Roulettes dont 2 à frein, Capacité de charge 35-100 kg, orientable, Ø60 mm. Boitier et roue plastique.



Avec frein

Sans frein

Libellé	Dimensions (mm)	Matériau	Options
Meuble mobile 2 portes, 1 étagère réglable	L600-1200 P500 H720-780	Panneau mélaminé hydrofuge Ep 19 mm	Serrures, ouverture sans poignée...
Meuble mobile 1 porte, 1 étagère réglable	L300-600 P500 H720-780	Panneau mélaminé hydrofuge Ep 19 mm	Serrures, ouverture sans poignée...