

## **OPTIGEM**

### **MODELES OPTIGEM-3/4**

Ces modèles sont des microscopes classiques de gemmologie avec statif inclinable.

Le condenseur de fond noir utilise une configuration optique typique, sur une base d'un système d'illumination halogène, et d'un système de réflexion classique.

Bras flexible avec éclairage par tube fluorescent incliné sur la préparation afin d'obtenir une meilleure qualité des couleurs.



## OPTIGEM

### Spécifications:

Tête avec grossissement zoom: 0.67x - 4.5x (binoculaire et trinoculaire).

Eclairage transmis: contrôle d'intensité en fond clair et en fond noir, les deux étant comme la lumière solaire.

Diaphragme a iris monté sur le condenseur de fond noir.

Epi-illumination: Tube fluorescent monté sur un bras flexible.

Oculaires: WF10x/22mm, avec pointeur.

Tête rotative: sur 360°.

Pinces gemmologiques.


### MODELS


OPTIGEM-3: Avec tete binoculaire

OPTIGEM-4: Avec tete trinoculaire



**OPTIGEM-4**



**OPTIGEM - Accessoires****Accessoires pour SZM-GEM-1/2:**

- ST-230 Kit d'analyse de polarisation
- ST-206 Kit d'analyse de proportion de diamand
- ST-082 Oculaires (paire) WF15x/15 mm
- ST-083 Oculaires (paire) WF20x/10 mm
- ST-084 Oculaire micrométrique WF10x/20 mm
- ST-086 Lentille additionnelle 1,5x
- ST-087 Lentille additionnelle 2x
- ST-089 Adaptateur appareil photos Reflex
- ST-090 Adaptateur CCD (pour capteurs 1/3")
- ST-090.1 Adaptateur CCD (pour capteurs 1/2")

**Accessoires pour OPTIGEM-3/4:**

- ST-231 Kit d'analyse de polarisation
- ST-207 Kit d'analyse de proportion de diamand
- ST-142 Oculaires (paire) WF15x/16mm
- ST-143 Oculaires (paire) WF20x/12mm
- ST-144 Oculaires (paire) WF25x/9mm
- ST-145 Oculaire micrométrique WF10x/22mm
- SA01.5 Lentille additionnelle 1,5x
- SA02 Lentille additionnelle 2x
- ST-146 Adaptateur pour appareil photos SRL Reflex
- ST-147 Adaptateur CCD (pour capteur 1/3")
- ST-147.1 Adaptateur CCD (pour capteur 1/2")

**Accessoires pour OPTIGEM-1/2:**

- ST-201 Diaphragme à iris pour fond noir
- ST-202 Kit d'analyse de polarisation
- ST-203 Cellule de quartz à immersion
- ST-204 Support de cellule mobile
- ST-205 Pompe pick-up
- ST-206 Kit d'analyse de proportion de diamand
- ST-082 Oculaires (paire) WF15x/15 mm
- ST-083 Oculaires (paire) WF20x/10 mm
- ST-084 Oculaire micrométrique WF10x/20 mm
- ST-086 Lentille additionnelle 1,5x
- ST-087 Lentille additionnelle 2x
- ST-089 Adaptateur pour appareil photo Reflex
- ST-090 Adaptateur CCD (pour capteur 1/3")
- ST-090.1 Adaptateur CCD (pour capteur 1/2")