


FICHE TECHNIQUE PAILLASSE REGLABLE ELECTRIQUEMENT EN HAUTEUR



Description produit :

- Paillasse réglable en hauteur électriquement avec une course qui couvre une plage de 680 mm à 1330 mm de hauteur
- Adaptation PMR et une adaptation du poste de travail aux différentes morphologies et besoins des utilisateurs
- Equipé d'un contrôleur digital avec afficheur, pré-programmation possible 3 hauteurs
- Plan de travail en Trespa et glace émaillée (autres matériaux sur demande)
- Télécommande et câble d'alimentation dé-connectable, reconnexion aisé grâce à un système de fiche détrompeur

Dimensions standards :

- Hauteur utile du plan de travail : 680 à 1330 mm
 - Profondeurs utiles : 600 mm, 750 mm, 900 mm
 - Longueur des modules : 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm
- Hors standard possible (nous consulter)***