

#N°1 français du service pour les laboratoires



SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour **laboratoires
& industries**

NOTRE ÉQUIPE EST COMPOSÉE D'EXPERTS, DE PASSIONNÉS, DE TECHNICIENS, EN CONSTANTE FORMATION.

- PLUS DE 40 COLLABORATEURS
- 25 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE



Retrouvez
tous nos équipements
et services sur
WWW.LABOANDCO.COM

DES CONSEILS POUR CHAQUE VENTE ET SERVICE




ENCEINTES CLIMATIQUES

Stockage, conditionnement,
mise en contrainte,
tests de stabilité...




STATIONS ANAÉROBIE, HYPOXIE

Mais aussi microaérophilie...




ETUVES

Séchage et conditionnement
homogène de pièces,
d'échantillons...




FOURS DE LABORATOIRES

Préparation d'échantillons,
traitements thermiques, calcination,
trempe...




PESAGE

Balances de précision,
balances analytiques, micro
et semi-microbalances...




FROID PROFESSIONNEL

Réfrigérateurs, congélateurs,
transport, surveillance...



CRYOTHERMOSTATS

Régulation de réacteurs, mise en
température d'échantillons...




NETTOYEURS À ULTRASONS

Nettoyage en laboratoire, atelier,
industries, dégazage de liquides...




OPTIQUE

Stéreo-microscopes, microscopes
inversés, loupes binoculaires...




CENTRIFUGEUSES

Microcentrifugeuses, universelles,
de laboratoire, médicales...




POMPES À VIDE

Pompes à vide à membrane,
à palettes, à vis, groupe de
pompage...




GÉNÉRATEURS DE GAZ

Générateur d'air zéro,
générateur d'azote,
générateur d'hydrogène...




ROBOTS DE PIPETAGE LHS

Transfert de liquide,
préparation de plaque,
PCR, dilution en série,
culture cellulaire...



HOTTES

PSM, à flux laminaire,
à filtration chimique,
PCR...



SUPERVISION (T°, %HR, P...)

Enregistreurs de température,
enregistreurs d'humidité...




LYOPHILISATEURS

Pour la routine,
la recherche, manuels
ou automatiques



CONSOMMABLES

Raccords et flexibles
techniques, accessoires pour
les prélèvements...



PRÉPARATION D'ÉCHANTILLONS

Broyeurs, diviseurs,
répartiteurs,
tamiseurs...

**Et bien plus encore
sur laboandco.com !**

CONTACTEZ-NOUS

☎ +33 1 45 98 74 80

@ contact@laboandco.com

🏠 www.laboandco.com

Découvrez e-liz

Vos équipements en 36 à 60 mois, VOUS CHOISISSEZ !

Sur les équipements éligibles d'un montant minimum de 1000 € HT. Le financement est
exclusivement réservé aux clients basés en France métropolitaine.

Rendez-vous sur WWW.SERVICE.LABOANDCO.COM/FINANCEMENT



De l'équipement ET du service



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.



DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des milliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.



Vos essais externalisés sont effectués dans notre propre laboratoire par nos équipes spécialisées

CONTACTEZ-NOUS

☎ +33 1 45 98 74 80

@ contact@laboandco.com

🏠 www.laboandco.com

PLANS DE TRAVAIL

DÉTAILS DES MATIÈRES

GRÈS MONOLITHIQUE

Il se présente sous forme d'une plaque d'un seul tenant avec 4 bords surélevés, sans joint ni interstice.

- **Utilisation :** Zones soumises aux fortes contraintes chimiques et mécaniques ; bonne résistance aux changements thermiques.
- **Avantages :**
 - Stabilité mécanique
 - Durée de vie importante
 - Facilité de nettoyage
- **Restrictions :** Tolérances de planéité parfois élevés
- **Substances destructrices :** Acide fluorhydrique
- **Épaisseur :** 25 mm ou 33 mm

VERRE ÉMAILLÉ

Il se présente sous forme d'une plaque de verre trempé de 6 mm d'épaisseur parfaitement lisse supporté par un panneau en bois aggloméré hydrofuge. Les bordures antichoc sont arrondies sur tout le pourtour ABS.

- **Utilisation :** Zones soumises aux contraintes chimiques.
- **Avantages :**
 - Résistance chimique élevée
 - Facilité de nettoyage
- **Restrictions :** Sensible aux impacts
- **Substances destructrices :** Acide fluorhydrique
- **Épaisseur :** 31 mm

ACIER INOXYDABLE

Plan de travail avec 4 bords surélevés antidébordement en acier inoxydable 316 ASI 1/10 à surface continue, parfaitement lisse et sans joints. Le substrat sur lequel est fixé la plaque d'acier inoxydable est en panneau aggloméré ignifuge.

- **Utilisation :** Laboratoires de biologies, microbiologies, pharmacie, pathologie, zones radioactives, zones fortement humides.
- **Avantages :**
 - Sans joints
 - Résistance élevée aux solvants
 - Résistance élevée à la température
- **Restrictions :** Sensible aux halogènes
- **Substances critiques :** Acide lactique, acide oxalique, cadmium
- **Substances destructrices :** Acide formique, acide sulfurique, composés du chlore et du bromure
- **Épaisseur :** 38 mm

TRESPA OU RÉSINE TOPLAB

Plan de travail moulé par injection doté de 4 bords surélevés pour contenir les déversements éventuels.

- **Utilisation :** Laboratoires de chimie et de microbiologie.
- **Avantages :**
 - Résistance chimique élevée
 - Résistance à l'humidité
 - Facilité de nettoyage
 - Antibactérien
 - Lisse
 - Très peu de joint
- **Substances critiques :** Acides à concentration élevée
- **Substances destructrices :** Acide nitrique, acide sulfurique chaud, acides chlorhydriques concentrés
- **Épaisseur :** Gamme Rubis / Emeraude : épaisseur 38 mm
Gamme Opale : épaisseur 16 mm

GRÈS ÉTIRÉ

Il se présente sous forme d'une plaque de grès gris clair de 3 mm d'épaisseur supporté par un panneau en bois aggloméré hydrofuge.

- **Utilisation :** Zones soumises aux contraintes chimiques.
- **Avantages :**
 - Résistance chimique
 - Résistance au feu et hautes températures
 - Facilité de nettoyage
- **Restrictions :** Importante quantité de joints
- **Substances destructrices :** Acide fluorhydrique
- **Épaisseur :** 30 mm

POLYPROPYLENE

Plan de travail moulé par injection doté de 4 bords surélevés pour contenir les déversements éventuels.

- **Utilisation :** Nécessité de résistance chimique élevée, travaux avec acide fluorhydrique, zone radioactive, domaine où l'absence de joints est importante
- **Avantages :**
 - Sans joints
 - Lisse
 - Bonne résistance chimique aux solvants et à de nombreux acides
 - Facilité de nettoyage
- **Restrictions :** Sensible aux rayures et à la chaleur
- **Substances critiques :** Acide citrique, acide oxalique, hydrocarbures
- **Substances destructrices :** Acide nitrique concentré, ozone, chloroforme, essence
- **Épaisseur :** 40 mm

ACIER ÉMAILLÉ


Plan de travail en acier émaillé et vitrifié muni de 4 rabats antidébordement estampés sur le pourtour. Fabriqué dans une tôle d'acier spécial décarburé d'une épaisseur de 10/10. L'émaillage est réalisé avec des émaux de classe AA résistants aux acides conformément aux normes P.E.I et S-100/65 (ISO 2722). L'huile, la graisse, l'iode et les autres tâches peuvent être éliminés avec des produits détergents ordinaires. Les solvants et les poussières abrasives ne pénètrent pas, ne rayent pas et n'altèrent pas la surface.

- **Utilisation :** Zones soumises aux contraintes chimiques
- **Avantages :**
 - Résistance chimique élevée
 - Facilité de nettoyage
- **Restrictions :** Sensible aux impacts
- **Substances destructrices :** Acide fluorhydrique
- **Épaisseur :** 45 mm

POSTFORMÉ

Panneau porteur composé de résines thermodurcissables, uniformément renforcées par des fibres à base de bois. Facile à adapter aux besoins spécifiques du laboratoire.

- **Utilisation :** Laboratoires d'analyses et de physique, tables roulantes, paillasse sans fonction spécifique
- **Avantages :**
 - Résistance chimique moyenne
 - Résistance à l'usure
 - Structure solide et durable
 - Lisse
- **Restrictions :** Sensible à l'humidité
- **Substances critiques :** Acides à concentration >10%
- **Substances destructrices :** Acide nitrique, acide sulfurique chaud, acides concentrés
- **Épaisseur :** 16 mm



■ CONSEILLER ■ CONCEVOIR ■ CONSTRUIRE

Définissons ensemble votre laboratoire

Nous sommes à votre écoute. Le monde du matériel scientifique est si vaste et si spécifique que vous avez besoin d'être guidé pour répondre à vos besoins :

Votre entreprise est dans le secteur de l'aéronautique ? Automobile ? Agroalimentaire ? Chimie ? Médical ? Pharmaceutique ? Cosmétique ? Luxe ?

Nous vous orientons vers le matériel le plus adapté à votre application.

Du conseil à l'aménagement


Depuis des plans d'architectes, notre équipe technique et commerciale envisage avec vous la meilleure façon d'aménager votre laboratoire. Imaginons l'ensemble grâce à **un plan en 3D** de votre projet.

De l'ingénierie ?



Labo and Co met à votre disposition son équipe de spécialistes : l'aménagement idéal existe, nos techniciens le trouveront.


Votre laboratoire a un besoin ultra spécifique ? Notre ingénierie combine plusieurs équipements pour définir une solution répondant à 100% à vos besoins.





**L'équipement est acheté, les plans sont validés,
mais qui va monter tout ça ?**

Le bâtiment, c'est votre métier ?



DE L'ÉQUIPEMENT **ET** DU SERVICE !
LABO AND CO RÉPOND À VOS BESOINS
D' **INSTALLATIONS**
DE **MISES EN PLACE**
ET DE **VÉRIFICATIONS**

Les bons raccordements

Votre laboratoire nécessite une infrastructure pour son bon fonctionnement.

Labo and Co adapte vos salles grâce à des raccordements :

- en eau
- en courant fort (électricité)



Montage des meubles et de l'équipement

Votre équipement livré, notre équipe se charge du montage, de la mise en place et teste son bon fonctionnement.



Des services complémentaires


Labo and Co propose aussi :

- La qualification du matériel
- Un service métrologie
- La maintenance et la réparation

PAILLASSES GAMME OPALE

- Ossature métallique avec pieds en "H"
- Piètement traité anticorrosion revêtu d'une peinture époxy de couleur blanc pur RAL 9010
- Bandeau réduit en panneau mélaminé hydrofugé CTBH, avant et arrière en partie haute
- Coloris du bandeau avant : gris, bleu horizon, rose fushia, vert pomme, outremer, bleu Atoll, vanille et blanc (à préciser à la commande)
- Chant avant de la tablette assorti au bandeau de la paillasse

- Panneau cache-fluide en panneau mélaminé hydrofugé CTBH, en partie basse arrière
- Plan de travail se décline : grès étiré, verre émaillé à bords PVC, verre à bords libres, résine TopLab, post formé. Sur demande : grès monolithique et stratifié
- Profondeurs utiles standards : 600, 750 ou 900 mm
- Possibilité d'angles arrondis (sur demande)
- Charge admissible : 150 kg / m² répartie sur le plan de travail
- Conforme à la norme NF X 15-201
- Fabriqué en France



PAILLASSES SÈCHES NUES

Longueur	Matière	Plan p600 x H900 mm piètement p600 mm	Plan p750 x H900 mm piètement p600 mm	Plan p750 x H900 mm piètement p750 mm	Plan p900 x H900 mm piètement p750 mm
L600 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRS9606AG	OPA-PRS9706BG	OPA-PRS9706AG	OPA-PRS9906BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRS9606AB	OPA-PRS9706BB	OPA-PRS9706AB	OPA-PRS9906BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRS9606AV	OPA-PRS9706BV	OPA-PRS9706AV	OPA-PRS9906BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRS9606AT	OPA-PRS9706BT	OPA-PRS9706AT	OPA-PRS9906BT
	Plan en POST FORMÉ	OPA-PRS9606AF	OPA-PRS9706BF	OPA-PRS9706AF	OPA-PRS9906BF
L750 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRS9607AG	OPA-PRS9707BG	OPA-PRS9707AG	OPA-PRS9907BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRS9607AB	OPA-PRS9707BB	OPA-PRS9707AB	OPA-PRS9907BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRS9607AV	OPA-PRS9707BV	OPA-PRS9707AV	OPA-PRS9907BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRS9607AT	OPA-PRS9707BT	OPA-PRS9707AT	OPA-PRS9907BT
	Plan en POST FORMÉ	OPA-PRS9607AF	OPA-PRS9707BF	OPA-PRS9707AF	OPA-PRS9907BF
L900 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRS9609AG	OPA-PRS9709BG	OPA-PRS9709AG	OPA-PRS9909BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRS9609AB	OPA-PRS9709BB	OPA-PRS9709AB	OPA-PRS9909BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRS9609AV	OPA-PRS9709BV	OPA-PRS9709AV	OPA-PRS9909BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRS9609AT	OPA-PRS9709BT	OPA-PRS9709AT	OPA-PRS9909BT
	Plan en POST FORMÉ	OPA-PRS9609AF	OPA-PRS9709BF	OPA-PRS9709AF	OPA-PRS9909BF
L1200 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRS9612AG	OPA-PRS9712BG	OPA-PRS9712AG	OPA-PRS9912BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRS9612AB	OPA-PRS9712BB	OPA-PRS9712AB	OPA-PRS9912BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRS9612AV	OPA-PRS9712BV	OPA-PRS9712AV	OPA-PRS9912BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRS9612AT	OPA-PRS9712BT	OPA-PRS9712AT	OPA-PRS9912BT
	Plan en POST FORMÉ	OPA-PRS9612AF	OPA-PRS9712BF	OPA-PRS9712AF	OPA-PRS9912BF
L1500 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRS9615AG	OPA-PRS9715BG	OPA-PRS9715AG	OPA-PRS9915BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRS9615AB	OPA-PRS9715BB	OPA-PRS9715AB	OPA-PRS9915BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRS9615AV	OPA-PRS9715BV	OPA-PRS9715AV	OPA-PRS9915BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRS9615AT	OPA-PRS9715BT	OPA-PRS9715AT	OPA-PRS9915BT
	Plan en POST FORMÉ	OPA-PRS9615AF	OPA-PRS9715BF	OPA-PRS9715AF	OPA-PRS9915BF
L1800 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRS9618AG	OPA-PRS9718BG	OPA-PRS9718AG	OPA-PRS9918BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRS9618AB	OPA-PRS9718BB	OPA-PRS9718AB	OPA-PRS9918BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRS9618AV	OPA-PRS9718BV	OPA-PRS9718AV	OPA-PRS9918BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRS9618AT	OPA-PRS9718BT	OPA-PRS9718AT	OPA-PRS9918BT
	Plan en POST FORMÉ	OPA-PRS9618AF	OPA-PRS9718BF	OPA-PRS9718AF	OPA-PRS9918BF

PRISES ÉLECTRIQUES à fixer sur dossieret 1

Bloc 1 prise électrique	Bloc 2 prises électriques	Bloc 3 prises électriques	Bloc 1 prise électrique + 1 prise RJ45	Bloc 2 prises électriques + 1 prise RJ45	Bloc 3 prises électriques + 1 prise RJ45
OPA-O1LM1HA1PB	OPA-O1LM2HA2PB	OPA-O1LM3HA3PB	OPA-O1LM2HA1R1PB	OPA-O1LM3HA2R1PB	OPA-O1LM4HA3R1PB



PRISES ONDULÉES AVEC DÉTROMPEUR 2

Bloc 1 prise électrique	Bloc 2 prises électriques
OPA-O1LM1HB1PB	OPA-O1LM2HB2PB

PRISES RJ45 3

Bloc 1 prise RJ45 Mosaïc encastrée (non raccordée)	Bloc 2 prises RJ45 Mosaïc encastrées (non raccordées)
OPA-PM1RJ45	OPA-PM2RJ45




LAVERIES SUR PAILLASSES

POUR LA GAMME **OPALE**

Les laveries sur paillasse sont identiques aux paillasse sèches (détails page ci-contre). Elle se compose tout de même de propriétés supplémentaires :

- Plan de travail pré-percé pour recevoir une cuve au choix
- A compléter avec une cuve et sa robinetterie



LAVERIES NUES - CHOISIR UNE PAILLASSE

Longueur	Matière	p600 x H900 mm piètement p600 mm	p750 x H900 mm piètement p600 mm	p750 x H900 mm piètement p750 mm	p900 x H900 mm piètement p750 mm
L600 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRH9606AG	OPA-PRH9706BG	OPA-PRH9706AG	OPA-PRH9906BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRH9606AB	OPA-PRH9706BB	OPA-PRH9706AB	OPA-PRH9906BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRH9606AV	OPA-PRH9706BV	OPA-PRH9706AV	OPA-PRH9906BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRH9606AT	OPA-PRH9706BT	OPA-PRH9706AT	OPA-PRH9906BT
L750 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRH9607AG	OPA-PRH9707BG	OPA-PRH9707AG	OPA-PRH9907BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRH9607AB	OPA-PRH9707BB	OPA-PRH9707AB	OPA-PRH9907BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRH9607AV	OPA-PRH9707BV	OPA-PRH9707AV	OPA-PRH9907BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRH9607AT	OPA-PRH9707BT	OPA-PRH9707AT	OPA-PRH9907BT
L900 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRH9609AG	OPA-PRH9709BG	OPA-PRH9709AG	OPA-PRH9909BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRH9609AB	OPA-PRH9709BB	OPA-PRH9709AB	OPA-PRH9909BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRH9609AV	OPA-PRH9709BV	OPA-PRH9709AV	OPA-PRH9909BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRH9609AT	OPA-PRH9709BT	OPA-PRH9709AT	OPA-PRH9909BT
L1200 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRH9612AG	OPA-PRH9712BG	OPA-PRH9712AG	OPA-PRH9912BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRH9612AB	OPA-PRH9712BB	OPA-PRH9712AB	OPA-PRH9912BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRH9612AV	OPA-PRH9712BV	OPA-PRH9712AV	OPA-PRH9912BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRH9612AT	OPA-PRH9712BT	OPA-PRH9712AT	OPA-PRH9912BT
L1500 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRH9615AG	OPA-PRH9715BG	OPA-PRH9715AG	OPA-PRH9915BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRH9615AB	OPA-PRH9715BB	OPA-PRH9715AB	OPA-PRH9915BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRH9615AV	OPA-PRH9715BV	OPA-PRH9715AV	OPA-PRH9915BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRH9615AT	OPA-PRH9715BT	OPA-PRH9715AT	OPA-PRH9915BT
L1800 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	OPA-PRH9618AG	OPA-PRH9718BG	OPA-PRH9718AG	OPA-PRH9918BG
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	OPA-PRH9618AB	OPA-PRH9718BB	OPA-PRH9718AB	OPA-PRH9918BB
	Plan en VERRE bords libres	OPA-PRH9618AV	OPA-PRH9718BV	OPA-PRH9718AV	OPA-PRH9918BV
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	OPA-PRH9618AT	OPA-PRH9718BT	OPA-PRH9718AT	OPA-PRH9918BT

CHOISIR UNE CUVE

Fournie avec flexible d'évacuation et siphon

Cuves en Grès

Cuves grès 320 x 320 mm	OPA-O3A103
Cuves grès 450 x 450 mm*	OPA-O3A104
Cuves grès 610 x 450 mm	OPA-O3A105

Bénitiers

Bénitiers blancs PPH L300 x p150 x H100 mm	OPA-O3A002
Bénitiers en grès L300 x p150 x H100 mm	OPA-O3A101

Cuves en PPH

Cuves blanches PPH 300 x 300 mm	OPA-O3A003
Cuves blanches PPH 450 x 450 mm*	OPA-O3A004
Cuves blanches PPH 450 x 600 mm	OPA-O3A005
Cuves blanches PPH 600 x 570 mm	OPA-O3A006
Eviers PPH 600 x 600 x p300 mm	OPA-O3A050
Eviers PPH 600 x 750 x p325 mm	OPA-O3A051

* Attention : une cuve de 450 x 450 mm ne peut pas aller sur une paillasse L600 x p600 mm

MEUBLES SOUS CUVE

pour paillasse - à poignée linéaire

1 porte droite L530 x
p470 x H797 mm

OPA-MSC8061

2 portes L830 x
p470 x H797 mm

OPA-MSC8091

2 portes L1124 x
p470 x H797

OPA-MSC8121



Il manque
du joint
en silicone ?
retrouvez
les références
page 20 !

TABLE POUR BALANCE marbre et son piètement intégrés


Percement plan en grès	Percement plan en stratifié / compact	Percement plan en verre émaillé
OPA-ETBG	OPA-ETBS	OPA-ETBV

LAVERIES SUR MEUBLE PORTEUR

POUR LA GAMME OPALE

- Meubles en mélaminé blanc toutes faces, hydrofuges
- Étagères réglables en hauteur
- Portes avec charnières invisibles équipé d'amortisseurs et ouverture à 110°
- Bords antichoc arrondis en ABS épaisseur 2 mm
- Poignée linéaire en acier brossé

- Plan de travail se décline : verre émaillé (joint blanc), grès étiré (joint gris), résine TopLab (joint blanc)
- Profondeurs utiles standards sont de 600, 750 ou 900 mm
- Fabriqué en France



PLANS DE TRAVAIL SEULS

Dimensions du PLAN	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	Plan en VERRE bords libres	Plan en résine TOPLAB ép. 16 mm
L600 x p600 mm	OPA-B2H606G	OPA-B2H606B	OPA-B2H606V	OPA-B2H606T
L1200 x p600 mm	OPA-B2H612G	OPA-B2H612B	OPA-B2H612V	OPA-B2H612T
L1500 x p600 mm	OPA-B2H615G	OPA-B2H615B	OPA-B2H615V	OPA-B2H615T
L1800 x p600 mm	OPA-B2H618G	OPA-B2H618B	OPA-B2H618V	OPA-B2H618T
L600 x p750 mm	OPA-B2H706G	OPA-B2H706B	OPA-B2H706V	OPA-B2H706T
L1200 x p750 mm	OPA-B2H712G	OPA-B2H712B	OPA-B2H712V	OPA-B2H712T
L1500 x p750 mm	OPA-B2H715G	OPA-B2H715B	OPA-B2H715V	OPA-B2H715T
L1800 x p750 mm	OPA-B2H718G	OPA-B2H718B	OPA-B2H718V	OPA-B2H718T
L600 x p900 mm	OPA-B2H906G	OPA-B2H906B	OPA-B2H906V	OPA-B2H906T
L1200 x p900 mm	OPA-B2H912G	OPA-B2H912B	OPA-B2H912V	OPA-B2H912T
L1500 x p900 mm	OPA-B2H915G	OPA-B2H915B	OPA-B2H915V	OPA-B2H915T
L1800 x p900 mm	OPA-B2H918G	OPA-B2H918B	OPA-B2H918V	OPA-B2H918T

CHOISIR UNE CUVE

Fournie avec flexible d'évacuation et siphon

Cuves en PPH

Cuves blanches PPH L300 x p300 x H195 mm	OPA-O3A003
Cuves blanches PPH L450 x p450 x H210mm*	OPA-O3A004
Cuves blanches PPH L450 x p600 x H310 mm	OPA-O3A005
Cuves blanches PPH L600 x p570 x H400 mm	OPA-O3A006
Eviers PPH L600 x p600 x H300 mm	OPA-O3A050
Eviers PPH L600 x p750 x H325 mm	OPA-O3A051

Cuves en Grès

Cuves grès L320 x p320 x H200 mm	OPA-O3A103
Cuves grès L450 x p450 x H260 mm*	OPA-O3A104
Cuves grès L610 x p450 x H280 mm	OPA-O3A105

* Attention : une cuve de 450 x 450 mm ne peut pas aller sur une paillasse L600 x p600 mm

MEUBLES PORTEURS


Struture à positionner de différentes manières

Entre 2 paillasses dans un linéaire

1 porte L600 x p560 x H870 mm	OPA-M1PH9066
1 porte L600 x p710 x H870 mm	OPA-M1PH9067
2 portes L1200 x p560 x H870 mm	OPA-M2PH9126
2 portes L1200 x p710 x H870 mm	OPA-M2PH9127
2 portes + remplissage L1500 x p568 x H870 mm	OPA-M2PH9156
2 portes + remplissage L1500 x p710 x H870 mm	OPA-M2PH9157
3 portes L1500 x p560 x H870 mm	OPA-M3PH9156
3 portes L1500 x p710 h H870 mm	OPA-M3PH9157

En extrémité de paillasses

1 porte L600 x p568 x H870 mm	OPA-M1PEH9066
1 porte L600 x p718 x H870 mm	OPA-M1PEH9067
2 portes L1136 x p568 x H870 mm	OPA-M2PEH9116
2 portes L1136 x p718 x H870 mm	OPA-M2PEH9117
2 portes + remplissage L1398 x p568 x H870 mm	OPA-M2PEH9136
2 portes + remplissage L1398 x p718 x H870 mm	OPA-M2PEH9137



CARTOUCHES DE SILICONE

Cartouche de silicone gris pour grès étiré

OPA-03621


Cartouche de silicone blanc pour verre émaillé

OPA-03953



ROBINETTERIES EAU POUR LA GAMME OPALE

Livré avec flexible d'alimentation




ROBINETTERIES SUR TABLE

Pour laverie

Mélangeur monotrou sur table col de cygne - saillie 200 x H186 mm	OPA-O3B141S 1
Robinet eau froide sur table col de cygne - saillie 200 x H231 mm	OPA-O3B140BS 2
Robinet eau froide sur table col de cygne - saillie 250 x H223 mm	OPA-O3B140CS
Robinet eau froide chandelier double - entraxe 250 x H200 mm	OPA-O3B144S 3
Robinet eau distillée sur table col de cygne - entraxe 200 x H220 mm	OPA-O3B250BS
Robinet eau mitigée à commande fémorale sur table	OPA-O3B181
Robinet eau mitigée à commande infra-rouge sur table	OPA-O3B185
Commande à pied eau froide col de cygne orientable saillie 250 mm	OPA-O3B190
Commande à pied eau mitigée col de cygne orientable saillie 250 mm	OPA-O3B191

Pour bénitier

Robinet eau froide sur table col de cygne - entraxe 150 x H219 mm	OPA-O3B140AS
Mélangeur sur table col de cygne - entraxe 150 x H250 mm	OPA-O3B142BS
Mélangeur sur table col de cygne 200 - entraxe 150 x H216 mm	OPA-O3B142S



ROBINETTERIES SUR DOSSERET

Pour laverie

Mélangeur sur dossier bec orientable col de cygne - entraxe 150 x H200 mm	OPA-O3B101BS 4
Robinet eau froide sur dossier orientable col de cygne - entraxe 200 x H190 mm	OPA-O3B102AS 5
Robinet eau froide sur dossier orientable col de cygne - entraxe 250 x H190 mm	OPA-O3B103AS
Robinet eau distillée sur dossier col de cygne - entraxe 200 mm	OPA-O3B200AS
Robinet eau distillée sur dossier col de cygne - entraxe 250 x H250 mm	OPA-O3B200BS
Robinet eau mitigée à commande fémorale sur dossier	OPA-O3B182
Robinet eau mitigée à commande infra-rouge sur dossier	OPA-O3B183

Pour bénitier

Robinet eau froide sur dossier orientable col de cygne - entraxe 150 x H190 mm	OPA-O3B102CS
Mélangeur sur dossier bec orientable col de cygne 200 - entraxe 150 x H190 mm	OPA-O3B101BS
Mélangeur sur dossier bec orientable col de cygne 250 - entraxe 150 x H190 mm	OPA-O3B101DS

ROBINETTERIES GAZ POUR LA GAMME OPALE

Livré sans flexible

VIDE - Montage sur paillasse

colonne vide - 1 robinet	OPA-O3B640
--------------------------	------------

AIR COMPRIMÉ - Montage sur paillasse

colonne air - 1 robinet	OPA-O3B740S
colonne air - 2 robinets 180°	OPA-O3B741S

GAZ - Montage sur paillasse

colonne gaz - 1 robinet	OPA-O3B340S
-------------------------	-------------

VIDE - Montage sur dossier

colonne vide - 1 robinet	OPA-O3B600
--------------------------	------------

AIR COMPRIMÉ - Montage sur dossier

colonne air - 1 robinet	OPA-O3B700S
-------------------------	-------------

GAZ - Montage sur dossier

colonne gaz - 1 robinet	OPA-O3B300S
-------------------------	-------------

DOSSERET MURAL / TABLETTE

Style de dossieret	L600 mm	L750 mm	L900 mm	L1200 mm	L1500 mm	L1800 mm
Dossieret mural- H180 mm	OPA-EADM06	OPA-EADM07	OPA-EADM09	OPA-EADM12	OPA-EADM15	OPA-EADM18
Dossieret / Tablette - H200 x p160 mm	OPA-EADT06	OPA-EADT07	OPA-EADT09	OPA-EADT12	OPA-EADT15	OPA-EADT18
Dossieret / Tablette - H200 x p320 mm	OPA-EADTA06	OPA-EADTA07	OPA-EADTA09	OPA-EADTA12	OPA-EADTA15	OPA-EADTA18



DOSSERET / TABLETTE RETOMBÉE ARRIÈRE - H200 mm

Idéal lorsqu'une paillasse murale est utilisée en paillasse centrale ou placée à côté d'un mur vitré

Style de dossieret	L600 mm	L750 mm	L900 mm	L1200 mm	L1500 mm	L1800 mm
Dossieret / Tablette - p160 mm	OPA-EADTR06	OPA-EADTR07	OPA-EADTR09	OPA-EADTR12	OPA-EADTR15	OPA-EADTR18
Dossieret / Tablette - p320 mm	OPA-EADTRA06	OPA-EADTRA07	OPA-EADTRA09	OPA-EADTRA12	OPA-EADTRA15	OPA-EADTRA18



DOSSERET / TABLETTE CENTRAL - P320 X H200 mm

L600 mm	L750 mm	L900 mm	L1200 mm	L1500 mm	L1800 mm
OPA-EADTC06	OPA-EADTC07	OPA-EADTC09	OPA-EADTC12	OPA-EADTC15	OPA-EADTC18



RETOUR DOSSERET / TABLETTE - H200 mm

Pour paillasse équipée de Dossieret / Tablette

Style de retour	L750 mm pour paillasse p600 mm avec D / T p160 mm	L900 mm pour paillasse p750 mm avec D / T p160 mm	L920 mm pour paillasse p600 mm avec D / T p320 mm	L1060 mm pour paillasse p750 mm avec D / T p320 mm
Retour D / T p160 mm	OPA-EARTS60	OPA-EARTS75	OPA-EARTSA60	OPA-EARTSA75
Retour D / T p320 mm	OPA-EARTA60	OPA-EARTA75	OPA-EARTAA60	OPA-EARTAA75



FINITION DOSSERET / TABLETTE

D / T p160 mm	D / T p320 mm
OPA-EAFS16	OPA-EAFS32



Pour une paillasse complète, n'oubliez aucune option !
N'hésitez pas à nous contacter pour bien cerner vos besoins.



RETOUR DOSSERET LATÉRALE P18 X H180 mm

Pour paillasse nue

L600 mm	L750 mm	L900 mm
OPA-EADL06	OPA-EADL07	OPA-EADL09



PLAGE CENTRALE - p300 mm

Peut être sèche ou humide - Plage compact 6 mm sur mélaminé CTBH 22 mm

STYLE DE PLAGE	L600 mm	L750 mm	L900 mm	L1200 mm	L1500 mm	L1800 mm
Plage sèche	OPA-EAPCS06	OPA-EAPCS07	OPA-EAPCS09	OPA-EAPCS12	OPA-EAPCS15	OPA-EAPCS18
Plage humide (à compléter par un bénitier + robinet)	--	--	--	OPA-EAPCH12	OPA-EAPCH15	OPA-EAPCH18



COMPLÉMENTS

Bénitier PPH blanc	Robinet eau froide Sur table - col de cygne Entraxe 150 x H219 mm	Mélangeur Sur table - col de cygne Entraxe 150 x H250 mm
OPA-O3A002	OPA-O3B140AS	OPA-O3B142BS



PLAGE CENTRALE AVEC ÉTAGÈRE COFFRE - p300 X H500 mm

Plage compact 6 mm sur mélaminé CTBH 22 mm - A compléter avec une plage centrale

L600 mm	L750 mm	L900 mm	L1200 mm	L1500 mm	L1800 mm
OPA-EAEC06	OPA-EAEC07	OPA-EAEC09	OPA-EAEC12	OPA-EAEC15	OPA-EAEC18

RIVE LATÉRALE POUR PLAN DE TRAVAIL

p600 mm	p750 mm	p900 mm
OPA-P10L0600	OPA-P10L0750	OPA-P10L0900

FINITIONS LATÉRALES EN COMPACT

Type de paillasse	Longueurs	Paillasse nue	Paillasse avec dossier	Paillasse avec dossier tablette p160 mm	Paillasse avec dossier tablette p320 mm
Paillasse murale hors plan en verre émaillé avec bords en PVC	L600	OPA-FRHS06	OPA-FRHD06	OPA-FRHT06	OPA-FRHT06A
	L750	OPA-FRHS07	OPA-FRHD07	OPA-FRHT07	OPA-FRHT07A
	L900	OPA-FRHS09	OPA-FRHD09	OPA-FRHT09	OPA-FRHT09A
Paillasse murale plan en verre émaillé avec bords en PVC	L600	OPA-FRHS06R	OPA-FRHD06R	OPA-FRHT06R	OPA-FRHT06AR
	L750	OPA-FRHS07R	OPA-FRHD07R	OPA-FRHT07R	OPA-FRHT07AR
	L900	OPA-FRHS09R	OPA-FRHD09R	OPA-FRHT09R	OPA-FRHT09AR
Paillasse centrale hors plan en verre émaillé avec bords en PVC	L1500	OPA-FRHC15	--	--	--
	L1800	OPA-FRHC18	--	--	--
Paillasse centrale plan en verre émaillé avec bords en PVC	L1500	OPA-FRHC15R	--	--	--
	L1800	OPA-FRHC18R	--	--	--

MEUBLES GAMME OPALE

- Façades de portes et tiroirs blanches
- Meubles en mélaminé hydrofuge
- Étagères réglables en hauteur
- Portes avec charnières invisibles équipées d'amortisseurs et ouverture à 110°
- Bords antichoc arrondis en ABS épaisseur 2 mm
- Tiroirs sur coulisses à galets
- Poignées linéaires en acier brossé
- Meubles sur 4 roulettes pivotantes dont 2 autobloquantes avec freins
- Livrés montés

Les meubles de L530 mm sont pour des modules de L600 mm ou plus.
Les meubles de L830 mm sont pour des modules de L900 mm ou plus
Les meubles de L1124 mm sont pour des modules de L1200 mm ou plus



MEUBLES MOBILES SOUS PAILLASSES - SPÉCIFIQUE POUR LA GAMME OPALE

Meubles pouvant s'intégrer sous paillasse avec espace libre de H810 mm

Longueur du meuble (p500 x H810 mm)	1 porte droite	2 portes	3 tiroirs	4 tiroirs	1 tiroir - 1 porte droite	1 tiroir - 2 portes
L530 mm x p500 x H810 mm	OPA-M1P8062 1	--	OPA-M3T8062	OPA-M4T8062	OPA-MTP8062	--
L830 mm x p500 x H810 mm	--	OPA-M2P8092	OPA-M3T8092	OPA-M4T8092	--	OPA-MTP8092
L1124 mm x p500 x H810 mm	--	OPA-M2P8122	OPA-M3T8122	OPA-M4T8122	--	OPA-MTP8122 2

CHOISIR SON AMÉNAGEMENT

Meubles muraux

1 porte battante - L530 x p370 x H600 mm	OPA-MM1P06
2 portes battantes - L1124 x p370 x H640 mm	OPA-MM1P12
2 portes battantes - L830 x p370 x H640 mm	OPA-MM2P09 3
2 verres sécurit sur roulement - L830 x p350 x H640 mm	OPA-MM2V09
2 verres sécurit sur roulement - L1124 x p350 x H640 mm	OPA-MM2V12



Labo and co vous propose
une multitude de dimensions.
Mais le sur-mesure
est également possible !





CHOISIR SON AMÉNAGEMENT

Armoires et rayonnage

Armoire 1 porte, avec serrure, 5 étagères - L600 x p500 x H1970 mm	OPA-A1P06
Armoire 2 portes, avec serrures, 5 étagères - L900 x p500 x H1970 mm	OPA-A2P09
Armoire 2 portes battantes avec serrures, 2 x 5 étagères - L1200 x p500 x H1970 mm	OPA-A2P12 4
Armoire 2 portes battantes avec serrures et ocululus - L1200 x p500 x H1970 mm	OPA-A2P12OC
Armoire 2 tiroirs verticaux - L500 x p750 x H1970 mm	OPA-ATV
Partie basse de vitrine 2 portes battantes - L1200 x p500 x H865 mm	OPA-AV12B 6
Partie haute de vitrine 2 portes en verre coulissantes - L1200 x p350 x H1105 mm	OPA-AV12H 5
Armoire 2 portes coulissantes, 2 x 5 étagères - L1200 x p500 x H1970 mm	OPA-A3C104 7



Etagères supplémentaires

Etagère supplémentaire pour meuble - L530 x p500 mm	OPA-O1A011
Etagère supplémentaire pour meuble - L562 x p500 mm	OPA-O1A021
Etagère supplémentaire pour meuble - L830 x p500 mm	OPA-O1A031
Etagère supplémentaire pour meuble - L860 x 500 mm	OPA-O1A041
Etagère supplémentaire pour meuble - L1124 x p500 mm	OPA-O1A051
Etagère supplémentaire pour meuble - L960 x p500 mm	OPA-O1A091
Etagère supplémentaire pour armoire à tiroirs verticaux	OPA-O1A1021
Etagère supplémentaire pour meuble mural - L1124 x p350 x H640 mm	OPA-O1A1B1053
Etagère supplémentaire pour meuble mural - L830 x p350 x H800 mm	OPA-O1A1B2033
Etagère supplémentaire pour meuble - L960 x p480 mm	OPA-O1A2091
Etagère supplémentaire pour OPA-A3D3042	OPA-O1A3D3042
Etagère supplémentaire pour OPA-A3F5045	OPA-O1A3F5045



PAILLASSES ÉLÉVATRICES

- Indiqué pour des personnes à mobilité réduite (PMR) ou pour des applications nécessitant des réglages en hauteur de la paillasse
- Ossature métallique avec pieds en "I"
- Réglage motorisé de la hauteur du plan de travail de H670 à H1200 mm
- Panneau de commande intégré au plan de travail avec interrupteur pour monter ou descendre le plan de travail
- Paillasse équipée d'un système de sécurité anti-écrasement
- Piètement revêtu de résine époxy résistante à l'acide couleur blanc pur RAL 9010
- Plan de travail : grès étiré, verre émaillé, résine Toplab ou post formé
- Profondeurs standard sont de 600 ou 750 mm
- Charge maximale admissible : 140 kg ou 240 kg



Avec toutes les options que Labo and Co vous propose, vous aurez un vrai laboratoire personnalisé.



PAILLASSES ÉLÉVATRICES

Longueur	Matière	Plan p600 mm - charge admissible 140 kg	Plan p600 mm - charge admissible 240 kg	Plan p750 mm - charge admissible 140 kg	Plan p750 mm - charge admissible 240 kg
L900 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	RUB-PE1G609	RUB-PE2G609	RUB-PE1G709	RUB-PE2G709
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	RUB-PE1V609	RUB-PE2V609	RUB-PE1V709	RUB-PE2V709
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	RUB-PE1T609	RUB-PE2T609	RUB-PE1T709	RUB-PE2T709
	Plan en POST FORMÉ	RUB-PE1S609	RUB-PE2S609	RUB-PE1S709	RUB-PE2S709
L1200 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	RUB-PE1G612	RUB-PE2G612	RUB-PE1G712	RUB-PE2G712
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	RUB-PE1V612	RUB-PE2V612	RUB-PE1V712	RUB-PE2V712
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	RUB-PE1T612	RUB-PE2T612	RUB-PE1T712	RUB-PE2T712
	Plan en POST FORMÉ	RUB-PE1S612	RUB-PE2S612	RUB-PE1S712	RUB-PE2S712
L1500 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	RUB-PE1G615	RUB-PE2G615	RUB-PE1G715	RUB-PE2G715
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	RUB-PE1V615	RUB-PE2V615	RUB-PE1V715	RUB-PE2V715
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	RUB-PE1T615	RUB-PE2T615	RUB-PE1T715	RUB-PE2T715
	Plan en POST FORMÉ	RUB-PE1S615	RUB-PE2S615	RUB-PE1S715	RUB-PE2S715
L1800 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	RUB-PE1G618	RUB-PE2G618	RUB-PE1G718	RUB-PE2G718
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	RUB-PE1V618	RUB-PE2V618	RUB-PE1V718	RUB-PE2V718
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	RUB-PE1T618	RUB-PE2T618	RUB-PE1T718	RUB-PE2T718
	Plan en POST FORMÉ	RUB-PE1S618	RUB-PE2S618	RUB-PE1S718	RUB-PE2S718

OPTIONS

Panneau commande
indicateur digital de la hauteur de la paillasse, mémoire 3 positions

RUB-WETRM0003

Télécommande

RUB-WETRM0001



PAILLASSES ANTIVIBRATION

- Indiqué pour la pesée avec des balances sensibles
- Ossature : structure métallique complètement indépendante
- Structure habillée des 2 côtés avec 2 panneaux en mélaminé hydrofuge classe M1
- Espace frontal ouvert pour une position assise de l'opérateur
- Plan de travail en mélaminé ignifuge classe M1 épaisseur 30 mm, bords en ABS gris arrondi d'épaisseur 3mm
- Marbre poli - Dim. 450 x 500 mm
- Profondeur standard 750 mm
- 2 hauteurs : 770 ou 900 mm



PAILLASSES ANTIVIBRATION

Hauteur	L640 x p750 mm	L900 x p750 mm	2 postes - L1200 x p750 mm	1 poste à gauche - L1200 x p750 mm	1 poste à droite - L1200 x p750 mm	1 poste central - L1200 x p750 mm
H770 mm	RUB-WTB9010	RUB-WTB9020	RUB-WTB9030	RUB-WTB9031S	RUB-WTB9031D	RUB-WTB9031C
H900 mm	RUB-WTB901090	RUB-WTB902090	RUB-WTB903090	RUB-WTB9031S90	RUB-WTB9031D90	RUB-WTB9031C90


OPTIONS

Marbre poli L450 x P500 mm	Marbre poli L450 x P500 mm avec 4 supports Antivibratil
RUB-MARBRE	RUB-MARBREG

TABLES DE LABORATOIRE RENFORCÉES

- Piètement métallique en tube d'acier 50 x 50 recouvert d'une peinture époxy anti acide blanche
- Table à piètement fixe ou mobile
- Charge admissible maximale : 500 Kg

Plan de travail à choisir en fonction des applications



TABLES DE LABORATOIRE RENFORCÉES

Longueur	Table fixe P600 - H770 mm	Table fixe P600 - H900 mm	Table fixe P750 - H770 mm	Table fixe P750 - H900 mm	Table mobile P600 - H900 mm	Table mobile P750 - H900 mm
L900 mm	RUB-WRTT1531	RUB-WRTT1541	RUB-WRTT1511	RUB-WRTT1501	RUB-WRTT1601	RUB-WRTT1610
L1200 mm	RUB-WRTT1532	RUB-WRTT1542	RUB-WRTT1512	RUB-WRTT1502	RUB-WRTT1603	RUB-WRTT1602
L1500 mm	RUB-WRTT1534	RUB-WRTT1544	RUB-WRTT1514	RUB-WRTT1504	RUB-WRTT1605	RUB-WRTT1604
L1800 mm	RUB-WRTT1536	RUB-WRTT1546	RUB-WRTT1516	RUB-WRTT1506	RUB-WRTT1609	RUB-WRTT1608

PLANS DE TRAVAIL POUR TABLES RENFORCÉES

Dimensions du PLAN	Plan en GRÈS MONOLITHIQUE	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE ÉMAILLÉ	Plan en TRESPA	Plan en MÉLAMINÉ GRIS avec bords ABS
L900 x p600 mm	RUB-PL44096	RUB-PL44096	RUB-TOP9060W	RUB-PLV96	RUB-PL460960	RUB-PL439960
L1200 x p600 mm	RUB-PL44126	RUB-PL44126	RUB-TOP1260W	RUB-PLV126	RUB-PL460460	RUB-PL4333
L1500 x p600 mm	RUB-PL44156	RUB-PL44156	RUB-TOP1560W	RUB-PLV156	RUB-PL465060	RUB-PL4336
L1800 x p600 mm	RUB-PL44186	RUB-PL44186	RUB-TOP1860W	RUB-PLV186	RUB-PL461860	RUB-PL4341
L900 x p750 mm	RUB-KR09007507035	RUB-PL44090	RUB-TOP9075W	RUB-PLV90	RUB-PL4609	RUB-PL4399
L1200 x p750 mm	RUB-KR12007507035	RUB-PL44120	RUB-TOP1275W	RUB-PLV120	RUB-PL4604	RUB-PL4332
L1500 x p750 mm	RUB-KR15007507035	RUB-PL44150	RUB-TOP1575W	RUB-PLV150	RUB-PL4650	RUB-PL4335
L1800 x p750 mm	RUB-KR18007507035	RUB-PL44180	RUB-TOP1875W	RUB-PLV180	RUB-PL4618	RUB-PL4339

CHOISIR SON SIÈGE

EN FONCTION DU TRAVAIL EFFECTUÉ

Le siège de bureau est un outil essentiel pour les opérateurs qui passent de longues périodes assis ou debout au travail. Une mauvaise posture au travail peut entraîner de la fatigue musculaire et des problèmes de dos.

Pour optimiser le bien-être et la productivité, il est crucial de varier la posture et de personnaliser le siège en fonction des besoins individuels. Le choix d'un siège de travail approprié est un investissement durable.



Postures	Mouvements	Siège AJUSTABLE	Siège KONCEPT	Siège ASYNCHRONE	Tabouret	Assis-debout
Normale	Manipulation simple	X	X	--	X	--
	Mouvement de rotation	X	X	--	X	--
	Travail de précision	X	--	X	--	--
	Alternance assis/debout	--	X	--	X	X
	Effort important	--	X	--	--	--
En suplomb penché en avant	Manipulation simple	X	X	X	--	--
	Mouvement de rotation	X	X	X	--	--
	Travail de précision	X	--	X	--	--
	Alternance assis/debout	--	X	--	--	--
	Effort important	--	X	--	--	--
Debout	Manipulation simple	--	--	--	--	X
	Mouvement de rotation	--	--	--	--	--
	Travail de précision	--	--	--	--	X
	Alternance assis/debout	--	--	--	--	X
	Effort important	--	--	--	--	X

TABOURETS

- Assise ronde en mousse de polyuréthane noire
- Amortisseur d'assise
- Sans agrafe ni couture
- Résiste à l'abrasion
- Facilement réglable

Avec roulettes
H 470 à 600 mm

KAN-7NN10NBNO0905

Avec patins
H 570 à 810 mm

KAN-7NN10NHNP00905



ASSIS-DEBOUTS POLYURÉTHANE

- Piétement "fer à cheval" acier enrobé de PVC plastifié
- Colonne lift-gaz chromée, inclinée et immobilisée en rotation
- Hauteur d'assise réglable de 750 à 980 mm avec réhausse ou de 630 à 860 mm sans le montage de la réhausse
- Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple, avec poignée incorporée
- Facilement réglable

Polyuréthane noir

KAN-7KA80YHFO00905

Polyuréthane bleu

KAN-7KA80XHFO00512





SIÈGES AJUSTABLES AVEC ASSISE POLYURÉTHANE

- Amortisseur d'assise
- Assise confort en mousse de polyuréthane souple
- Dossier articulé en mousse de polyuréthane souple, réglable en hauteur et en profondeur
- Surface confortable et ventilée
- Sans agrafe ni couture, résiste à l'abrasion
- Facilement réglable



Type de siège	Hauteur	SIÈGE NOIR			SIÈGE BLEU		
		Polyamide	Acier chromé	Inox	Polyamide	Acier chromé	Inox
SUR PATINS	520 à 820 mm	KAN-7NG35NHPP00905 1	--	--	KAN-7NG35NHPP00512	--	--
	550 à 790 mm	--	KAN-7NG35GHLR00905	--	--	KAN-7NG35GHLR00512 2	--
	550 à 790 mm Avec repose pieds	--	KAN-7NG35GBLP00905	--	--	KAN-7NG35GBLP00912	--
	560 à 800 mm Dossier asynchrone*	--	KAN-7NG40GHLR00905 5	--	--	KAN-7NG40GHLR00512	--
	580 à 820 mm Avec repose pieds	KAN-7NG35NHPP02905	--	--	KAN-7NG35NHPP02512	--	--
SUR ROULETTES	450 à 580 mm	--	KAN-7NG35GBLR00905 3	--	--	KAN-7NG35GBLR00512	--
	460 à 590 mm Dossier asynchrone*	--	KAN-7NG40GBLR00905	--	--	KAN-7NG40GBLR00512	--
	550 à 790 mm	--	KAN-7NG35GHLR00905	--	--	KAN-7NG35GHLR00512	--
	590 à 830 mm Avec repose pieds	--	KAN-7NG35GHLR02905	--	--	KAN-7NG35GHLR02512	--
	620 à 860 mm	KAN-7NG35NHPR00905	--	--	KAN-7NG35NHPR00512 4	--	--
	620 à 860 mm Avec repose pieds	KAN-7NG35NHPR02905	--	--	KAN-7NG35NHPR02512	--	--

* Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.

SIÈGES KONCEPT AVEC ASSISE POLYURÉTHANE


- Siège noir
- amortisseur d'assise
- Assise déformable en mousse de polyuréthane souple noire, inclinée de 2° vers l'avant
- Montage sur pads élastomères. Système auto-adaptatif aux mouvements de l'utilisateur
- Appui lombaire en mousse de polyuréthane souple noire, réglable en profondeur



Hauteur	Avec patins Piètement acier noir	Avec patins Piètement acier noir avec repose pieds	Avec patins Piètement inox	Avec patins Piètement inox avec repose pieds	Avec roulettes Piètement acier noir	Avec roulettes à bandage souple Piètement acier noir
510 à 645 mm	--	--	--	--	KAN-7NK91NBDR00905	KAN-7NK91NBDU00905
560 à 810 mm	--	--	KAN-7NK95VHXX00905	KAN-7NK95VHXX04905 2	--	--
610 à 855 mm	KAN-7NK91NHDP00905 1	KAN-7NK91NHDP01905	--	--	--	--

SIÈGES KONCEPT AVEC ASSISE BOIS

- Assise Printerio déformable en revêtement mélaminé noir antidérapant, inclinée de 2° vers l'avant
- Appui lombaire Printerio en revêtement mélaminé noir antidérapant, réglable en profondeur
- Montage sur pads élastomères - système auto-adaptatif aux mouvements de l'utilisateur



Avec roulettes
H 585 à 830 mm

KAN-5NK91NBDR00P95

Avec patins
H 485 à 620 mm

KAN-5NK91NHDP01P95



SÉCURITÉ DES UTILISATEURS

Labo and Co vous propose une large gamme d'équipements de premiers secours : lave-œil, douche oculaire et douche de sécurité.

Différents modèles de douches de sécurité et de lave-œil sont proposés : les équipements raccordés au réseau d'eau et les équipements autonomes.

Les douches de sécurité raccordées au réseau d'eau peuvent être murales, sur pied ou encore multijets. Les lave-œil

raccordés au réseau d'eau doivent être positionnés à une hauteur convenable pour faciliter leur accès en cas d'incident. Ces deux équipements peuvent être associés pour former une douche de sécurité combinée pour le corps et les yeux.

Les dispositifs autonomes fonctionnent avec un réservoir de stockage du liquide de rinçage à recharger ou à usage unique. Ces douches peuvent se trouver sous forme portable ou fixe.

LAVE-YEUX

Conforme à la norme EN 15154-2

Fixation murale - Commande manuelle

Vasque inox avec peinture époxy verte RAL6032
L420 x p260 x H320 mm
Alimentation M1/2" - Evacuation F1 1/4"
Débit : 15 L / mm - Poids : 3 kg

TRI-LV14 **1**

Fixation au sol - Commande manuelle ou au pied

Vasque inox avec peinture époxy verte RAL6032
Hauteur 1040 mm
Alimentation F1" - Evacuation F1 1/4"
Débit : 15 L / mm - Poids : 8 kg

TRI-LP24 **2**



DOUCHETTES OCULAIRES À FIXER

Conforme à la norme EN 15154-2

Fixation sur table - 1 jet - Commande manuelle

Alimentation M1/2"
Débit : 16 L/mm - Poids : 1kg

TRI-DS54 **1**

Fixation murale - 1 jet - Commande manuelle

Alimentation M1/2"
Débit : 16 L/mm - Poids : 1kg

TRI-DS04 **2**

Fixation sur table - 2 jets - Commande manuelle

Alimentation M1/2"
Débit : 15 L/mm - Poids : 1kg

TRI-LV54 **3**

Fixation murale - 2 jets - Commande manuelle

Alimentation M1/2"
Débit : 15 L/mm - Poids : 1kg

TRI-LV04 **4**

STATIONS MURALES

Conforme à la norme EN 15154 1-2

Station murale

1 flacon de 500 mL de solution saline
1 flacon de 200 mL de solution pH neutre
Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique

TRI-SP2F **1**

Station murale

2 flacons de 500 mL de solution saline
Permet de se rincer les yeux en cas de projection de poussière

TRI-SM2F **2**

Station murale

1 flacon de 200 mL de solution pH neutre
Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique

TRI-SP1F **3**



1



2



3



DOUCHES DE SECURITE

Conforme aux normes EN 15154 1-2 et NFX 15-211

Fixation au sol - Commande manuelle ou à pied

Vasque inox avec peinture époxy verte RAL6032
Pomme ABS vert RAL6032
p850 x H2115 mm
Alimentation F1" - Evacuation F1 1/4"
Débit du laveur d'yeux : 11 L / mm
Débit de la douche : 90 L / mm
Usage intérieur/extérieur - Poids : 14 kg

TRI-DLP64 **1**

Fixation murale - Commande manuelle

Pomme ABS vert RAL6032
Alimentation F1"
Débit de la douche : 90 L / mm
Usage intérieur - Poids : 4 kg

TRI-DS24 **2**

Douche portative autonome - 6L

Ø180 x H460 mm
Usage intérieur
Poids : 4 kg

TRI-DPA6 **3**

Douche portative autonome - 9L

Ø180 x H605 mm
Usage intérieur
Poids : 5 kg

TRI-DPA9 **4**



Sur notre site laboandco.com,
vous pourrez trouver de
nombreux consommables,
dont des flacons de sérum
physiologique.

ARMOIRE MURALE À PHARMACIE

Stockage de produits pharmaceutiques et d'équipements de premiers secours

Construction en acier 10/10e
1 porte battante blanche - Charnières à droite
1 compartiment à 2 étagères
Fermeture à clef
Dim. ext. : L470 x p205 x H380 mm
Dim. int. : L460 x p170 x H370 mm
poids : 10 Kg

TRI-MF15

