

#N°1 français du service pour les laboratoires



SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour **laboratoires
& industries**

NOTRE ÉQUIPE EST COMPOSÉE D'EXPERTS, DE PASSIONNÉS, DE TECHNICIENS, EN CONSTANTE FORMATION.

- PLUS DE 40 COLLABORATEURS
- 25 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE



DES CONSEILS POUR CHAQUE VENTE ET SERVICE

Retrouvez
tous nos équipements
et services sur
WWW.LABOANDCO.COM




ENCEINTES CLIMATIQUES

Stockage, conditionnement,
mise en contrainte,
tests de stabilité...




STATIONS ANAÉROBIE, HYPOXIE

Mais aussi microaérophilie...




ETUVES

Séchage et conditionnement
homogène de pièces,
d'échantillons...




FOURS DE LABORATOIRES

Préparation d'échantillons,
traitements thermiques, calcination,
trempe...




PESAGE

Balances de précision,
balances analytiques, micro
et semi-microbalances...




FROID PROFESSIONNEL

Réfrigérateurs, congélateurs,
transport, surveillance...



CRYOTHERMOSTATS

Régulation de réacteurs, mise en
température d'échantillons...




NETTOYEURS À ULTRASONS

Nettoyage en laboratoire, atelier,
industries, dégazage de liquides...




OPTIQUE

Stéreo-microscopes, microscopes
inversés, loupes binoculaires...




CENTRIFUGEUSES

Microcentrifugeuses, universelles,
de laboratoire, médicales...




POMPES À VIDE

Pompes à vide à membrane,
à palettes, à vis, groupe de
pompage...




GÉNÉRATEURS DE GAZ

Générateur d'air zéro,
générateur d'azote,
générateur d'hydrogène...




ROBOTS DE PIPETAGE LHS

Transfert de liquide,
préparation de plaque,
PCR, dilution en série,
culture cellulaire...



HOTTES

PSM, à flux laminaire,
à filtration chimique,
PCR...



SUPERVISION (T°, %HR, P...)

Enregistreurs de température,
enregistreurs d'humidité...




LYOPHILISATEURS

Pour la routine,
la recherche, manuels
ou automatiques



CONSOMMABLES

Raccords et flexibles
techniques, accessoires pour
les prélèvements...



PRÉPARATION D'ÉCHANTILLONS

Broyeurs, diviseurs,
répartiteurs,
tamiseurs...

**Et bien plus encore
sur laboandco.com !**

CONTACTEZ-NOUS

☎ +33 1 45 98 74 80

@ contact@laboandco.com

🏠 www.laboandco.com

Découvrez e-liz

Vos équipements en 36 à 60 mois, VOUS CHOISISSEZ !

Sur les équipements éligibles d'un montant minimum de 1000 € HT. Le financement est
exclusivement réservé aux clients basés en France métropolitaine.

Rendez-vous sur WWW.SERVICE.LABOANDCO.COM/FINANCEMENT



De l'équipement ET du service



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.



DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des milliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.



Vos essais externalisés sont effectués dans notre propre laboratoire par nos équipes spécialisées

CONTACTEZ-NOUS

☎ +33 1 45 98 74 80

@ contact@laboandco.com

🏠 www.laboandco.com

PLANS DE TRAVAIL

DÉTAILS DES MATIÈRES

GRÈS MONOLITHIQUE

Il se présente sous forme d'une plaque d'un seul tenant avec 4 bords surélevés, sans joint ni interstice.

- **Utilisation :** Zones soumises aux fortes contraintes chimiques et mécaniques ; bonne résistance aux changements thermiques.
- **Avantages :**
 - Stabilité mécanique
 - Durée de vie importante
 - Facilité de nettoyage
- **Restrictions :** Tolérances de planéité parfois élevés
- **Substances destructrices :** Acide fluorhydrique
- **Épaisseur :** 25 mm ou 33 mm

VERRE ÉMAILLÉ

Il se présente sous forme d'une plaque de verre trempé de 6 mm d'épaisseur parfaitement lisse supporté par un panneau en bois aggloméré hydrofuge. Les bordures antichoc sont arrondies sur tout le pourtour ABS.

- **Utilisation :** Zones soumises aux contraintes chimiques.
- **Avantages :**
 - Résistance chimique élevée
 - Facilité de nettoyage
- **Restrictions :** Sensible aux impacts
- **Substances destructrices :** Acide fluorhydrique
- **Épaisseur :** 31 mm

ACIER INOXYDABLE

Plan de travail avec 4 bords surélevés antidébordement en acier inoxydable 316 ASI 1/10 à surface continue, parfaitement lisse et sans joints. Le substrat sur lequel est fixé la plaque d'acier inoxydable est en panneau aggloméré ignifuge.

- **Utilisation :** Laboratoires de biologies, microbiologies, pharmacie, pathologie, zones radioactives, zones fortement humides.
- **Avantages :**
 - Sans joints
 - Résistance élevée aux solvants
 - Résistance élevée à la température
- **Restrictions :** Sensible aux halogènes
- **Substances critiques :** Acide lactique, acide oxalique, cadmium
- **Substances destructrices :** Acide formique, acide sulfurique, composés du chlore et du bromure
- **Épaisseur :** 38 mm

TRESPA OU RÉSINE TOPLAB

Plan de travail moulé par injection doté de 4 bords surélevés pour contenir les déversements éventuels.

- **Utilisation :** Laboratoires de chimie et de microbiologie.
- **Avantages :**
 - Résistance chimique élevée
 - Résistance à l'humidité
 - Facilité de nettoyage
 - Antibactérien
 - Lisse
 - Très peu de joint
- **Substances critiques :** Acides à concentration élevée
- **Substances destructrices :** Acide nitrique, acide sulfurique chaud, acides chlorhydriques concentrés
- **Épaisseur :** Gamme Rubis / Emeraude : épaisseur 38 mm
Gamme Opale : épaisseur 16 mm

GRÈS ÉTIRÉ

Il se présente sous forme d'une plaque de grès gris clair de 3 mm d'épaisseur supporté par un panneau en bois aggloméré hydrofuge.

- **Utilisation :** Zones soumises aux contraintes chimiques.
- **Avantages :**
 - Résistance chimique
 - Résistance au feu et hautes températures
 - Facilité de nettoyage
- **Restrictions :** Importante quantité de joints
- **Substances destructrices :** Acide fluorhydrique
- **Épaisseur :** 30 mm

POLYPROPYLENE

Plan de travail moulé par injection doté de 4 bords surélevés pour contenir les déversements éventuels.

- **Utilisation :** Nécessité de résistance chimique élevée, travaux avec acide fluorhydrique, zone radioactive, domaine où l'absence de joints est importante
- **Avantages :**
 - Sans joints
 - Lisse
 - Bonne résistance chimique aux solvants et à de nombreux acides
 - Facilité de nettoyage
- **Restrictions :** Sensible aux rayures et à la chaleur
- **Substances critiques :** Acide citrique, acide oxalique, hydrocarbures
- **Substances destructrices :** Acide nitrique concentré, ozone, chloroforme, essence
- **Épaisseur :** 40 mm

ACIER ÉMAILLÉ


Plan de travail en acier émaillé et vitrifié muni de 4 rabats antidébordement estampés sur le pourtour. Fabriqué dans une tôle d'acier spécial décarburé d'une épaisseur de 10/10. L'émaillage est réalisé avec des émaux de classe AA résistants aux acides conformément aux normes P.E.I et S-100/65 (ISO 2722). L'huile, la graisse, l'iode et les autres tâches peuvent être éliminés avec des produits détergents ordinaires. Les solvants et les poussières abrasives ne pénètrent pas, ne rayent pas et n'altèrent pas la surface.

- **Utilisation :** Zones soumises aux contraintes chimiques
- **Avantages :**
 - Résistance chimique élevée
 - Facilité de nettoyage
- **Restrictions :** Sensible aux impacts
- **Substances destructrices :** Acide fluorhydrique
- **Épaisseur :** 45 mm

POSTFORMÉ

Panneau porteur composé de résines thermodurcissables, uniformément renforcées par des fibres à base de bois. Facile à adapter aux besoins spécifiques du laboratoire.

- **Utilisation :** Laboratoires d'analyses et de physique, tables roulantes, paillasse sans fonction spécifique
- **Avantages :**
 - Résistance chimique moyenne
 - Résistance à l'usure
 - Structure solide et durable
 - Lisse
- **Restrictions :** Sensible à l'humidité
- **Substances critiques :** Acides à concentration >10%
- **Substances destructrices :** Acide nitrique, acide sulfurique chaud, acides concentrés
- **Épaisseur :** 16 mm



■ CONSEILLER ■ CONCEVOIR ■ CONSTRUIRE

Définissons ensemble votre laboratoire

Nous sommes à votre écoute. Le monde du matériel scientifique est si vaste et si spécifique que vous avez besoin d'être guidé pour répondre à vos besoins :

Votre entreprise est dans le secteur de l'aéronautique ? Automobile ? Agroalimentaire ? Chimie ? Médical ? Pharmaceutique ? Cosmétique ? Luxe ?

Nous vous orientons vers le matériel le plus adapté à votre application.

Du conseil à l'aménagement


Depuis des plans d'architectes, notre équipe technique et commerciale envisage avec vous la meilleure façon d'aménager votre laboratoire. Imaginons l'ensemble grâce à **un plan en 3D** de votre projet.

De l'ingénierie ?



Labo and Co met à votre disposition son équipe de spécialistes : l'aménagement idéal existe, nos techniciens le trouveront.


Votre laboratoire a un besoin ultra spécifique ? Notre ingénierie combine plusieurs équipements pour définir une solution répondant à 100% à vos besoins.





**L'équipement est acheté, les plans sont validés,
mais qui va monter tout ça ?**

Le bâtiment, c'est votre métier ?



DE L'ÉQUIPEMENT **ET** DU SERVICE !
LABO AND CO RÉPOND À VOS BESOINS
D' **INSTALLATIONS**
DE **MISES EN PLACE**
ET DE **VÉRIFICATIONS**

Les bons raccordements

Votre laboratoire nécessite une infrastructure pour son bon fonctionnement.

Labo and Co adapte vos salles grâce à des raccordements :

- en eau
- en courant fort (électricité)



Montage des meubles et de l'équipement

Votre équipement livré, notre équipe se charge du montage, de la mise en place et teste son bon fonctionnement.



Des services complémentaires


Labo and Co propose aussi :

- La qualification du matériel
- Un service métrologie
- La maintenance et la réparation

PAILLASSES MURALES

POUR LA GAMME RUBIS

- Ossature métallique avec pieds en "C", tubes en acier de 2 mm d'épaisseur en section de 60 x 30 mm
- Piètements revêtus de résine époxy résistante à l'acide couleur blanc pur RAL 9010
- Panneaux cache-fluides
- Plan de travail
- Distribution des fluides sur une barre percée au niveau du plan de travail
- Cette gamme existe en modules de base individuels ou en configuration avec pied central commun pour faciliter l'alignement
- Profondeurs standards sont de 660 ou 810 mm pour les paillasses murales et de 1260 ou 1560 mm pour les paillasses centrales
- Existe aussi en H 770 mm (sur demande)
- Possibilité d'angles arrondis (sur demande)
- Charge admissible : 200 kg / m²



PAILLASSES MURALES SIMPLES - p810 (750 + 60) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L600 x p750 mm	RUB-PM79106	RUB-PG79106	RUB-PP79106	RUB-PV79106	RUB-PT79106
L900 x p750 mm	RUB-PM79109	RUB-PG79109	RUB-PP79109	RUB-PV79109	RUB-PT79109
L1200 x p750 mm	RUB-PM79112	RUB-PG79112	RUB-PP79112	RUB-PV79112	RUB-PT79112
L1500 x p750 mm	RUB-PM79115	RUB-PG79115	RUB-PP79115	RUB-PV79115	RUB-PT79115
L1800 x p750 mm	RUB-PM79118	RUB-PG79118	RUB-PP79118	RUB-PV79118	RUB-PT79118

PAILLASSES MURALES SIMPLES - p660 (600 + 60) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L600 x p600 mm	RUB-PM69106	RUB-PG69106	RUB-PP69106	RUB-PV69106	RUB-PT69106
L900 x p600 mm	RUB-PM69109	RUB-PG69109	RUB-PP69109	RUB-PV69109	RUB-PT69109
L1200 x p600 mm	RUB-PM69112	RUB-PG69112	RUB-PP69112	RUB-PV69112	RUB-PT69112
L1500 x p600 mm	RUB-PM69115	RUB-PG69115	RUB-PP69115	RUB-PV69115	RUB-PT69115
L1800 x p600 mm	RUB-PM69118	RUB-PG69118	RUB-PP69118	RUB-PV69118	RUB-PT69118

PAILLASSES MURALES D'ANGLE - p810 (750 + 60) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L750 x p750 mm	RUB-PM79375	RUB-PG79375	RUB-PP79375	RUB-PV79375	RUB-PT79375

PAILLASSES MURALES D'ANGLE - p660 (600 + 60) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L600 x p600 mm	RUB-PM69306	RUB-PG69306	RUB-PP69306	RUB-PV69306	RUB-PT69306




PAILLASSES MURALES

POUR LA GAMME **EMERAUDE**

La Gamme Emeraude est identique à la Gamme Rubis (détails page ci-contre). Elle se compose tout de même de propriétés supplémentaires :

- Dossieret technique de 360 mm de haut, en tôle vernie
- Colonnes latérales mesurent 740 mm de haut



PAILLASSES MURALES SIMPLES - p810 (750 + 60) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L600 x p750 mm	EME-PM79106	EME-PG79106	EME-PP79106	EME-PV79106	EME-PT79106
L900 x p750 mm	EME-PM79109	EME-PG79109	EME-PP79109	EME-PV79109	EME-PT79109
L1200 x p750 mm	EME-PM79112	EME-PG79112	EME-PP79112	EME-PV79112	EME-PT79112
L1500 x p750 mm	EME-PM79115	EME-PG79115	EME-PP79115	EME-PV79115	EME-PT79115
L1800 x p750 mm	EME-PM79118	EME-PG79118	EME-PP79118	EME-PV79118	EME-PT79118

PAILLASSES MURALES SIMPLES - p660 (600 + 60) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L600 x p600 mm	EME-PM69106	EME-PG69106	EME-PP69106	EME-PV69106	EME-PT69106
L900 x p600 mm	EME-PM69109	EME-PG69109	EME-PP69109	EME-PV69109	EME-PT69109
L1200 x p600 mm	EME-PM69112	EME-PG69112	EME-PP69112	EME-PV69112	EME-PT69112
L1500 x p600 mm	EME-PM69115	EME-PG69115	EME-PP69115	EME-PV69115	EME-PT69115
L1800 x p600 mm	EME-PM69118	EME-PG69118	EME-PP69118	EME-PV69118	EME-PT69118

PAILLASSES MURALES D'ANGLE - p810 (750 + 60) X H900 mm


Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L750 x p750 mm	EME-PM79375	EME-PG79375	EME-PP79375	EME-PV79375	EME-PT79375

PAILLASSES MURALES D'ANGLE - p660 (600 + 60) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L600 x p600 mm	EME-PM69306	EME-PG69306	EME-PP69306	EME-PV69306	EME-PT69306

PAILLASSES CENTRALES

POUR LA GAMME RUBIS



PAILLASSES CENTRALES - p1560 (750 + 60 + 750) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L600 x p750 mm	RUB-PM79206	RUB-PG79206	RUB-PP79206	RUB-PV79206	RUB-PT79206
L900 x p750 mm	RUB-PM79209	RUB-PG79209	RUB-PP79209	RUB-PV79209	RUB-PT79209
L1200 x p750 mm	RUB-PM79212	RUB-PG79212	RUB-PP79212	RUB-PV79212	RUB-PT79212
L1500 x p750 mm	RUB-PM79215	RUB-PG79215	RUB-PP79215	RUB-PV79215	RUB-PT79215
L1800 x p750 mm	RUB-PM79218	RUB-PG79218	RUB-PP79218	RUB-PV79218	RUB-PT79218

PAILLASSES CENTRALES - p1260 (600 + 60 + 600) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L600 x p600 mm	RUB-PM69206	RUB-PG69206	RUB-PP69206	RUB-PV69206	RUB-PT69206
L900 x p600 mm	RUB-PM69209	RUB-PG69209	RUB-PP69209	RUB-PV69209	RUB-PT69209
L1200 x p600 mm	RUB-PM69212	RUB-PG69212	RUB-PP69212	RUB-PV69212	RUB-PT69212
L1500 x p600 mm	RUB-PM69215	RUB-PG69215	RUB-PP69215	RUB-PV69215	RUB-PT69215
L1800 x p600 mm	RUB-PM69218	RUB-PG69218	RUB-PP69218	RUB-PV69218	RUB-PT69218

PAILLASSES CENTRALES

POUR LA GAMME EMERAUDE



PAILLASSES CENTRALES - p1560 (750 + 60 + 750) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L600 x p750 mm	EME-PM79206	EME-PG79206	EME-PP79206	EME-PV79206	EME-PT79206
L900 x p750 mm	EME-PM79209	EME-PG79209	EME-PP79209	EME-PV79209	EME-PT79209
L1200 x p750 mm	EME-PM79212	EME-PG79212	EME-PP79212	EME-PV79212	EME-PT79212
L1500 x p750 mm	EME-PM79215	EME-PG79215	EME-PP79215	EME-PV79215	EME-PT79215
L1800 x p750 mm	EME-PM79218	EME-PG79218	EME-PP79218	EME-PV79218	EME-PT79218

PAILLASSES CENTRALES - p1260 (600 + 60 + 600) X H900 mm

Dimensions du PLAN	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en TRESPA
L600 x p600 mm	EME-PM69206	EME-PG69206	EME-PP69206	EME-PV69206	EME-PT69206
L900 x p600 mm	EME-PM69209	EME-PG69209	EME-PP69209	EME-PV69209	EME-PT69209
L1200 x p600 mm	EME-PM69212	EME-PG69212	EME-PP69212	EME-PV69212	EME-PT69212
L1500 x p600 mm	EME-PM69215	EME-PG69215	EME-PP69215	EME-PV69215	EME-PT69215
L1800 x p600 mm	EME-PM69218	EME-PG69218	EME-PP69218	EME-PV69218	EME-PT69218

Autres configurations
sur demande.




PAILLASSES HUMIDES

POUR LES GAMMES RUBIS ET EMERAUDE

- Bénitier en polypropylène L 300 x p 150 mm
- Robinet eau froide avec canne pivotante, siphon (flexibles d'alimentation et évacuation inclus)
- Paillasse humide avec un plan en grès monolithique sur demande



Gamme RUBIS



Gamme EMERAUDE

PAILLASSES HUMIDES - p810 (750 + 60) X H900 mm

Dimensions du PLAN Avec 1 bénitier placé au centre, à droite ou à gauche	Gamme RUBIS			Gamme EMERAUDE		
	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE	Plan en GRES ETIRE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE EMAILLE
Bénitier au centre - L900 x p810 mm	--	--	RUB-PHV79109	--	--	EME-PHV79109
Bénitier à droite - L900 x p810 mm	--	--	RUB-PHV79109D	--	--	EME-PHV79109D
Bénitier au centre - L1200 x p810 mm	RUB-PHG79112	RUB-PHP79112	RUB-PHV79112	EME-PHG79112	EME-PHP79112	EME-PHV79112
Bénitier à droite - L1200 x p810 mm	RUB-PHG79112D	RUB-PHP79112D	RUB-PHV79112D	EME-PHG79112D	EME-PHP79112D	EME-PHV79112D
Bénitier à gauche - L1200 x p810 mm	RUB-PHG79112G	RUB-PHP79112G	RUB-PHV79112G	EME-PHG79112G	EME-PHP79112G	EME-PHV79112G
Bénitier au centre - L1500 x p810 mm	RUB-PHG79115	RUB-PHP79115	RUB-PHV79115	EME-PHG79115	EME-PHP79115	EME-PHV79115
Bénitier à droite - L1500 x p810 mm	RUB-PHG79115D	RUB-PHP79115D	RUB-PHV79115D	EME-PHG79115D	EME-PHP79115D	EME-PHV79115D
Bénitier à gauche - L1500 x p810 mm	RUB-PHG79115G	RUB-PHP79115G	RUB-PHV79115G	EME-PHG79115G	EME-PHP79115G	EME-PHV79115G
Bénitier au centre - L1800 x p810 mm	RUB-PHG79118	RUB-PHP79118	RUB-PHV79118	EME-PHG79118	EME-PHP79118	EME-PHV79118
Bénitier à droite - L1800 x p810 mm	RUB-PHG79118D	RUB-PHP79118D	RUB-PHV79118D	EME-PHG79118D	EME-PHP79118D	EME-PHV79118D
Bénitier à gauche - L1800 x p810 mm	RUB-PHG79118G	RUB-PHP79118G	RUB-PHV79118G	EME-PHG79118G	EME-PHP79118G	EME-PHV79118G

ROBINETTERIE GAZ

livrée sans flexible

Gamme RUBIS

VIDE montage sur paillasse

Colonne vide - 1 robinet	
RUB-RB605F	
Colonne vide - 2 robinets 180°	
RUB-RB606F	

colonne vide - 2 robinets 90°	
RUB-RB608F	
colonne vide - 4 robinets	
RUB-RB607F	

AZOTE montage sur paillasse

Colonne azote - 1 robinet	
RUB-RB610F	
Colonne azote - 2 robinets 180°	
RUB-RB611F	

colonne azote - 2 robinets 90°	
RUB-RB613F	
colonne azote - 4 robinets	
RUB-RB612F	

AIR COMPRISE montage sur paillasse

Colonne air - 1 robinet	
RUB-RB615F	
Colonne air - 2 robinets 180°	
RUB-RB616F	

colonne air - 2 robinets 90°	
RUB-RB618F	
colonne air - 4 robinets	
RUB-RB617F	

GAZ montage sur paillasse

Colonne gaz - 1 robinet	
RUB-RB600F	
Colonne gaz - 2 robinets 180°	
RUB-RB603F	

colonne gaz - 2 robinets 90°	
RUB-RB601F	
colonne gaz - 4 robinets	
RUB-RB602F	

Gamme EMERAUDE

VIDE montage sur dossieret

Colonne vide - 1 robinet	
EME-RA203F	
Colonne vide - 2 robinets	
EME-RA208F	

AZOTE montage sur dossieret

Colonne azote - 1 robinet	
EME-RA204F	
Colonne vide - 2 robinets	
EME-RA209F	

AIR COMPRISE montage sur dossieret

Colonne air - 1 robinet	
EME-RA202F	
Colonne vide - 2 robinets	
EME-RA207F	


GAZ montage sur dossieret

Colonne gaz - 1 robinet	
EME-RA201F	
Colonne vide - 2 robinets	
EME-RA206F	

LAVERIES

POUR LES GAMMES **RUBIS** ET **EMERAUDE**

- Plan de travail avec bords de rétention
- Un mélangeur eau chaude / eau froide avec canne pivotante, siphon (flexibles d'alimentation et évacuation inclus)
- Meuble sous cuve en mélaminé hydrofuge classe M1, caisson, porte de couleur blanche. Poignée en acier brossé
- Autres modèles de laverie sur demande



PAILLASSES - p810 (750 + 60) X H900 mm et CUVES de L400 X p500 X H300 mm

Dimensions du PLAN Avec cuve(s) placée(s) au centre, à droite ou à gauche	Gamme RUBIS		Gamme EMERAUDE	
	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en GRES MONOLITHIQUE
1 cuve au centre - L600 x p750 mm avec meuble 1 porte ouverture droite	RUB-LP79106MD 1	RUB-LM79106MD	EME-LP79106MD 4	EME-LM79106MD
1 cuve au centre - L600 x p750 mm avec meuble 1 porte ouverture gauche	RUB-LP79106MG	RUB-LM79106MG	EME-LP79106MG	EME-LM79106MG
1 cuve à droite - L1200 x p750 mm avec meuble 2 portes	RUB-LPD79112M	RUB-LMD79112M	EME-LPD79112M	EME-LMD79112M
1 cuve à gauche - L1200 x p750 mm avec meuble 2 portes	RUB-LPG79112M 3	RUB-LMG79112M	EME-LPG79112M	EME-LMG79112M
2 cuves - L1200 x p750 mm avec meuble 2 portes	RUB-LP79112M	--	EME-LP79112M	--
1 cuve à droite - L1500 x p750 mm avec meuble à portes battantes	RUB-LPD79115M	RUB-LMD79115M	EME-LPD79115M	EME-LMD79115M
1 cuve à gauche - L1500 x p750 mm avec meuble à portes battantes	RUB-LPG79115M	RUB-LMG79115M	EME-LPG79115M 5	EME-LMG79115M
1 cuve au centre - L1500 x p750 mm avec meuble à portes battantes	--	RUB-LM79115M	--	EME-LM79115M
2 cuves à droite - L1800 x p750 mm avec 2 meubles à portes battantes	RUB-LPD79118M	RUB-LMD79118M	EME-LPD79118M	EME-LMD79118M
2 cuves à gauche - L1800 x p750 mm avec 2 meubles à portes battantes	RUB-LPG79118M 2	RUB-LMG79118M	EME-LPG79118M	EME-LMG79118M


PAILLASSES - p660 (600 + 60) X H900 mm et CUVES de L400 X p400 X H300 mm

Dimensions du PLAN Avec cuve(s) placée(s) au centre, à droite ou à gauche	Gamme RUBIS		Gamme EMERAUDE	
	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en GRES MONOLITHIQUE	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en GRES MONOLITHIQUE
1 cuve au centre - L600 x p600 mm avec meuble 1 porte ouverture droite	RUB-LP69106MD	--	EME-LP69106MD	--
1 cuve au centre - L600 x p600 mm avec meuble 1 porte ouverture gauche	RUB-LP69106MG	--	EME-LP69106MG	--
1 cuve à droite - L1200 x p600 mm avec meuble 2 portes	RUB-LPD69112M	--	EME-LPD69112M	--
1 cuve à gauche - L1200 x p600 mm avec meuble 2 portes	RUB-LPG69112M	--	EME-LPG69112M	--
1 cuve au centre - L1500 x p660 x H900 mm avec meuble à portes battantes	RUB-LP69115M	--	EME-LP69115M	--

EN OPTION

Egouttoir

72 trous / broches évitant toute fuite et supprimant le danger de contamination biologique



En plastique

RUB-AC917

En acier Inox 60

RUB-AC915



OPTIONS

POUR LES GAMMES **RUBIS** ET **EMERAUDE**

PANNEAUX DE PROTECTION EN PLEXIGLASS

A commander avec 2 colonnes RUB-WCL006030

600 mm	750 mm	1200 mm	1500 mm	1560 mm	1650 mm	1800 mm
RUB-AC931	RUB-AC930	RUB-AC932	RUB-AC935	RUB-AC939	RUB-AC936	RUB-AC933

INTÉGRATION D'UN LAVEUR SOUS PAILLASSE


Pour pailleasse 900 mm	Pour pailleasse 1200 mm	Pour pailleasse 1500 mm	Pour pailleasse 1800 mm
RUB-AC921	RUB-AC922	RUB-AC925	RUB-AC928

INTÉGRATION D'UN RÉFRIGÉRATEUR SOUS PAILLASSE

Pour pailleasse 1200 mm	Pour pailleasse 1500 mm	Pour pailleasse 1800 mm
RUB-AC934	RUB-AC937	RUB-AC938

COUPLE DE BARRES POUR SUPPORTS DE BRAS D'ASPIRATION OU D'ÉGOUTTOIRS

Pour pailleasse 600 mm	Pour pailleasse 900 mm	Pour pailleasse 1200 mm	Pour pailleasse 1500 mm	Pour pailleasse 1800 mm
RUB-WPREAC91760	RUB-WPREAC91790	RUB-WPREAC917120	RUB-WPREAC917150	RUB-WPREAC917180



UNITÉS ÉLECTRIQUES

POUR LES GAMMES **RUBIS** ET **EMERAUDE**

SUR PAILLASSES (configuration sur demande possible)

Gamme RUBIS

Touelle monofrontale 1 prise	Touelle monofrontale 2 prises	Touelle monofrontale 3 prises
LCO-TM1PC	LCO-TM2PC	LCO-TM3PC
Touelle bifrontale 2 prises	Touelle bifrontale 4 prises	Touelle bifrontale 6 prises
LCO-TB2PC	LCO-TB4PC	LCO-TB6PC
Touelle bifrontale 4 prises + 2 RJ45	Touelle monofrontale 1 prise de données (RJ45)	
LCO-TB4PC2RJ	LCO-TM1RJ	

SUR DOSSERETS

Gamme EMERAUDE



Prise de courant 2P + T 16A - 250V IP55	Interrupteur automatique magnétothermique
EME-R4001F	EME-R4010
Interrupteur automatique magnétothermique différentiel	Prise de données RJ45 catégorie 5
EME-R4020	EME-RJ45
Prise téléphonique	Prise de courant ondulée - EE 220V
EME-RJ41	EME-R4001FR

AUTRES OPTIONS

POUR LES GAMMES **RUBIS** ET **EMERAUDE**

PANNEAUX D'HABILLAGE LATÉRAUX POUR PIÈTEMENTS EN STRATIFIÉ PLASTIQUE DE COULEUR BLANCHE - GAMME **RUBIS** ET **EMERAUDE**

Pour paillasse murale p810 mm	paillasse murale p660 mm	Pour paillasse centrale p1260 mm	Pour paillasse centrale p1560 mm
RUB-WSL9000	RUB-WSL9004	RUB-WSL9050	RUB-WSL9010



PANNEAUX D'HABILLAGE ARRIÈRE EN STRATIFIÉ PLASTIQUE POUR PAILLASSES DE COULEUR BLANCHE - GAMME **RUBIS** ET **EMERAUDE**


Idéal lorsqu'une paillasse murale est utilisée en paillasse centrale ou placée à côté d'un mur vitré

L600 x H900 mm	L900 x H900 mm	L1200 x H900 mm	L1500 x H900 mm	L1800 x H900 mm
RUB-WTP00060	RUB-WTP00090	RUB-WTP00120	RUB-WTP00150	RUB-WTP00180

PARTIES HAUTES POUR DOSSERETS - PANNEAUX D'HABILLAGE ARRIÈRE EN STRATIFIÉ PLASTIQUE DE COULEUR BLANCHE - GAMME **EMERAUDE**


Idéal lorsqu'une paillasse murale est utilisée en paillasse centrale ou placée à côté d'un mur vitré. A compléter avec un panneau arrière pour paillasse.

L600 x H360 mm	L900 x H360 mm	L1200 x H360 mm	L1500 x H360 mm	L1800 x H360 mm
EME-WTP00260	EME-WTP00290	EME-WTP00220	EME-WTP00250	EME-WTP00280



ETAGÈRES MÉTALLIQUES - BACS PORTE-RÉACTIFS

Etagères à bacs pour contenir les fuites de liquides, à bords relevés pour empêcher la chute d'objets et flacons. Hauteur réglable et système prévu pour faciliter l'alignement, tous les 35 mm.



Etagères
Gamme **RUBIS** et
Gamme **EMERAUDE**

Dimensions des étagères	Gamme RUBIS			Gamme EMERAUDE		
	Ensemble de 2 étagères (couleur blanche, colonne de fixation incluse) pour paillasse murale	Ensemble de 2 étagères (couleur blanche, colonne de fixation incluse) pour paillasse centrale	Ensemble de 2 étagères (couleur blanche, colonne de fixation incluse) pour paillasse d'angle	Etagère (couleur blanche, unité) pour paillasse murale	Etagère (couleur blanche, unité) pour paillasse centrale	Etagère (couleur blanche, unité) pour paillasse d'angle
L600 mm	RUB-EM06	RUB-EC06	--	EME-WPRE20060	EME-WPREC20060	--
L900 mm	RUB-EM09	RUB-EC09	--	EME-WPRE20090	EME-WPREC20090	--
L1200 mm	RUB-EM12	RUB-EC12	--	EME-WPRE20120	EME-WPREC20120	--
L1500 mm	RUB-EM15	RUB-EC15	--	EME-WPRE20150	EME-WPREC20150	--
L1800 mm	RUB-EM18	RUB-EC18	--	EME-WPRE20180	EME-WPREC20180	--
1 côté de l'angle	--	--	RUB-EA1	--	--	EME-WPRE28081
2 côtés en "L" de l'angle	--	--	RUB-EA2	--	--	EME-WPRE28080

POSTES INFORMATIQUES - GAMME **RUBIS** ET **EMERAUDE**

Support porte clavier coulissant	Support pour écran ordinateur	Support pour unité centrale	Trou pour passe câble dn80 mm avec couvercle
SAP-AC999	SAP-PC100	SAP-BMTPC100	SAP-4AC800

CARTOUCHES DE SILICONE POUR JOINTS

Cartouche de silicone blanc	Cartouche de silicone gris
RUB-CSBLANC	RUB-CSGRIS



ARMOIRES POUR ÉTAGÈRES

POUR LES GAMMES **RUBIS** ET **EMERAUDE**

- Structure en mélaminé hydrofuge classe M1
- Caisson et portes de couleur blanche
- Rives de champs anti-choc en ABS gris, épaisseur 3 mm arrondie
- Portes équipées de charnières ayant une ouverture de 168°
- Poignée en acier brossé
- Les vitres sont en verre sécurit coulissantes dans des rails profilés en aluminium et guide argenté
- Étagères réglables en hauteur
- Dimensions adaptées pour les insérer entre les colonnes des dossierets
- Meubles de dimensions p300 x H640 mm

Requiert obligatoirement une étagère murale ou centrale




MEUBLES SUSPENDUS MURAUX

Longueur du meuble (p300 x H640 mm)	Sans porte sans séparation	Sans porte avec 1 séparation centrale	Avec 2 portes pleines battantes avec séparation centrale	Avec 3 portes pleines battantes avec 2 séparations
L840 mm	RUB-WAR3507ENG	--	RUB-WAR3507ENP	--
L1140 mm	--	RUB-WAR3501ENG	RUB-WAR3501ENP	--
L1440 mm	--	RUB-WAR3505ENG	--	RUB-WAR3505ENP
L1740 mm	--	RUB-WAR3502ENG	--	RUB-WAR3502ENP

VITRINES SUSPENDUES

Longueur de la vitrine (p300 x H640 mm)	Murale 2 vitres coulissantes sans séparation centrale	Murale 2 vitres coulissantes avec séparation centrale	Centrale
L840 mm	RUB-WAR3507EN	--	RUB-WAR3557EN
L1140 mm	--	RUB-WAR3501EN	RUB-WAR3551EN
L1440 mm	--	RUB-WAR3505EN	RUB-WAR3555EN
L1740 mm	--	RUB-WAR3502EN	RUB-WAR3552EN





ACCESSOIRES

Lumière " LED" (à fixer sur la vitrine pour éclairage du plan de travail)	Serrure par porte	Serrure par vitrine	Amortisseur par porte
RUB-AC918LED	RUB-AC902	RUB-AC908	RUB-TG5953

MEUBLES MURAUX

Les meubles muraux sont identiques aux armoires pour étagères (détails page 15). Elle se compose tout de même de propriétés supplémentaires :

- Fixation au mur
- Dimensions des meubles p300 x H640 mm



MEUBLES SUSPENDUS MURAUX

Longueur du meuble (p300 x H640 mm)	Sans porte sans séparation	Sans porte avec 1 séparation centrale	Avec 2 portes pleines battantes avec séparation centrale	Avec 3 portes pleines battantes avec 2 séparations
L900 mm	RUB-WAR3507G	--	RUB-WAR3507P	--
L1200 mm	--	RUB-WAR3501G	RUB-WAR3501P	--
L1500 mm	--	RUB-WAR3505G	--	RUB-WAR3505P
L1800 mm	--	RUB-WAR3502G	--	RUB-WAR3502P



VITRINES SUSPENDUES

Longueur de la vitrine (p300 x H640 mm)	Murale 2 vitres coulissantes sans séparation centrale	Murale 2 vitres coulissantes avec séparation centrale
L900 mm	RUB-WAR3507	--
L1200 mm	--	RUB-WAR3501
L1500 mm	--	RUB-WAR3505
L1800 mm	--	RUB-WAR3502

ACCESSOIRES

Lumière " LED" (à fixer sur la vitrine pour éclairage du plan de travail)	Serrure par porte	Serrure par vitrine	Amortisseur par porte
RUB-AC918LED	RUB-AC902	RUB-AC908	RUB-TG5953



Les accessoires sont aussi
valables pour les meubles
sous-paillasse page
ci-contre



MEUBLES MOBILES SOUS PAILLASSES

POUR LES GAMMES **RUBIS** ET **EMERAUDE**

- Façades de portes et tiroirs blancs (autres couleurs sur demande : gris, jaune, vert ou bleu)
- Portes avec charnières invisibles et ouverture à 168°
- Bords antichoc arrondis en ABS épaisseur 3 mm
- Tiroirs avec glissières sur roulement à billes et butée antireversement
- Poignée en acier brossé
- Meubles sur roulettes dont 2 autobloquantes avec freins
- Epaisseur du panneau arrière 4 mm
- Meubles pouvant s'intégrer sur tout le linéaire au dessus du jambage en C des paillasses



MEUBLE MOBILES EN MÉLAMINÉ IGNIFUGE CLASSE AU FEU M1 REVÊTU D'UN MÉLAMINÉ HYDROFUGE

DIMENSIONS DES MEUBLES : L600 X p470 X H790 mm

sans porte 1 étagère	1 porte - 1 étagère ouverture droite	1 porte - 1 étagère ouverture gauche	1 tiroir - 1 porte 1 étagère ouverture droite	1 tiroir - 1 porte 1 étagère ouverture gauche	4 tiroirs	4 tiroirs fermeture centralisée
RUB-WMSG001	RUB-WMS00001B	RUB-WMS00001SB	RUB-WMS00002B	RUB-WMS00002SB	RUB-WMS00003B	RUB-WMS00003CB

DIMENSIONS DES MEUBLES : L900 X p470 X H790 mm

sans porte 1 étagère	2 portes - 2 étagères séparation centrale	2 tiroirs - 2 portes 2 étagères séparation centrale	1 tiroir - 2 portes 1 étagère
RUB-WMSG002	RUB-WMS00011B	RUB-WMS00025B	RUB-WMS00050B

DIMENSIONS DES MEUBLES : L1200 X p470 X H790 mm

sans porte 1 étagère	2 portes - 2 étagères séparation centrale	2 tiroirs - 2 portes 2 étagères séparation centrale	1 tiroir - 2 portes 1 étagère
RUB-WMSG003	RUB-WMS00004B	RUB-WMS00005B	RUB-WMS00024B



MEUBLE MOBILES MÉTALLIQUE CLASSE AU FEU M0

DIMENSIONS DES MEUBLES : L600 X p470 X H790 mm

1 porte ouverture droite	1 porte ouverture gauche	1 tiroir - 1 porte ouverture droite	1 tiroir - 1 porte ouverture gauche	4 tiroirs
SAP-WMSF0001	SAP-WMSF0001S	SAP-WMSF0002	SAP-WMSF0002S	SAP-WMSF0003

DIMENSIONS DES MEUBLES : L900 X p470 X H790 mm

2 portes	2 tiroirs - 2 portes	1 tiroir - 2 portes
SAP-WMSF0011	SAP-WMSF0010	SAP-WMSF0040

DIMENSIONS DES MEUBLES : L1200 X p470 X H790 mm

2 portes	2 tiroirs - 2 portes	1 tiroir - 2 portes
SAP-WMSF0004	SAP-WMSF0005	SAP-WMSF0006

PAILLASSES ÉLÉVATRICES

- Indiqué pour des personnes à mobilité réduite (PMR) ou pour des applications nécessitant des réglages en hauteur de la paillasse
- Ossature métallique avec pieds en "I"
- Réglage motorisé de la hauteur du plan de travail de H670 à H1200 mm
- Panneau de commande intégré au plan de travail avec interrupteur pour monter ou descendre le plan de travail
- Paillasse équipée d'un système de sécurité anti-écrasement
- Piètement revêtu de résine époxy résistante à l'acide couleur blanc pur RAL 9010
- Plan de travail : grès étiré, verre émaillé, résine Toplab ou post formé
- Profondeurs standard sont de 600 ou 750 mm
- Charge maximale admissible : 140 kg ou 240 kg



*Avec toutes les options
que Labo and Co
vous propose,
vous aurez un vrai
laboratoire personnalisé.*



PAILLASSES ÉLÉVATRICES

Longueur	Matière	Plan p600 mm - charge admissible 140 kg	Plan p600 mm - charge admissible 240 kg	Plan p750 mm - charge admissible 140 kg	Plan p750 mm - charge admissible 240 kg
L900 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	RUB-PE1G609	RUB-PE2G609	RUB-PE1G709	RUB-PE2G709
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	RUB-PE1V609	RUB-PE2V609	RUB-PE1V709	RUB-PE2V709
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	RUB-PE1T609	RUB-PE2T609	RUB-PE1T709	RUB-PE2T709
	Plan en POST FORMÉ	RUB-PE1S609	RUB-PE2S609	RUB-PE1S709	RUB-PE2S709
L1200 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	RUB-PE1G612	RUB-PE2G612	RUB-PE1G712	RUB-PE2G712
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	RUB-PE1V612	RUB-PE2V612	RUB-PE1V712	RUB-PE2V712
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	RUB-PE1T612	RUB-PE2T612	RUB-PE1T712	RUB-PE2T712
	Plan en POST FORMÉ	RUB-PE1S612	RUB-PE2S612	RUB-PE1S712	RUB-PE2S712
L1500 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	RUB-PE1G615	RUB-PE2G615	RUB-PE1G715	RUB-PE2G715
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	RUB-PE1V615	RUB-PE2V615	RUB-PE1V715	RUB-PE2V715
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	RUB-PE1T615	RUB-PE2T615	RUB-PE1T715	RUB-PE2T715
	Plan en POST FORMÉ	RUB-PE1S615	RUB-PE2S615	RUB-PE1S715	RUB-PE2S715
L1800 mm	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	RUB-PE1G618	RUB-PE2G618	RUB-PE1G718	RUB-PE2G718
	Plan en VERRE ÉMAILLÉ bords PVC	RUB-PE1V618	RUB-PE2V618	RUB-PE1V718	RUB-PE2V718
	Plan en RÉSINE TOPLAB ép. 16 mm	RUB-PE1T618	RUB-PE2T618	RUB-PE1T718	RUB-PE2T718
	Plan en POST FORMÉ	RUB-PE1S618	RUB-PE2S618	RUB-PE1S718	RUB-PE2S718

OPTIONS

Panneau commande
indicateur digital de la hauteur de la
paillasse, mémoire 3 positions

RUB-WETRM0003

Télécommande

RUB-WETRM0001



PAILLASSES ANTIVIBRATION

- Indiqué pour la pesée avec des balances sensibles
- Ossature : structure métallique complètement indépendante
- Structure habillée des 2 côtés avec 2 panneaux en mélaminé hydrofuge classe M1
- Espace frontal ouvert pour une position assise de l'opérateur
- Plan de travail en mélaminé ignifuge classe M1 épaisseur 30 mm, bords en ABS gris arrondi d'épaisseur 3mm
- Marbre poli - Dim. 450 x 500 mm
- Profondeur standard 750 mm
- 2 hauteurs : 770 ou 900 mm



PAILLASSES ANTIVIBRATION

Hauteur	L640 x p750 mm	L900 x p750 mm	2 postes - L1200 x p750 mm	1 poste à gauche - L1200 x p750 mm	1 poste à droite - L1200 x p750 mm	1 poste central - L1200 x p750 mm
H770 mm	RUB-WTB9010	RUB-WTB9020	RUB-WTB9030	RUB-WTB9031S	RUB-WTB9031D	RUB-WTB9031C
H900 mm	RUB-WTB901090	RUB-WTB902090	RUB-WTB903090	RUB-WTB9031S90	RUB-WTB9031D90	RUB-WTB9031C90


OPTIONS

Marbre poli L450 x P500 mm	Marbre poli L450 x P500 mm avec 4 supports Antivibratil
RUB-MARBRE	RUB-MARBREG

TABLES DE LABORATOIRE RENFORCÉES

- Piètement métallique en tube d'acier 50 x 50 recouvert d'une peinture époxy anti acide blanche
- Table à piètement fixe ou mobile
- Charge admissible maximale : 500 Kg

Plan de travail à choisir en fonction des applications



TABLES DE LABORATOIRE RENFORCÉES

Longueur	Table fixe P600 - H770 mm	Table fixe P600 - H900 mm	Table fixe P750 - H770 mm	Table fixe P750 - H900 mm	Table mobile P600 - H900 mm	Table mobile P750 - H900 mm
L900 mm	RUB-WRTT1531	RUB-WRTT1541	RUB-WRTT1511	RUB-WRTT1501	RUB-WRTT1601	RUB-WRTT1610
L1200 mm	RUB-WRTT1532	RUB-WRTT1542	RUB-WRTT1512	RUB-WRTT1502	RUB-WRTT1603	RUB-WRTT1602
L1500 mm	RUB-WRTT1534	RUB-WRTT1544	RUB-WRTT1514	RUB-WRTT1504	RUB-WRTT1605	RUB-WRTT1604
L1800 mm	RUB-WRTT1536	RUB-WRTT1546	RUB-WRTT1516	RUB-WRTT1506	RUB-WRTT1609	RUB-WRTT1608

PLANS DE TRAVAIL POUR TABLES RENFORCÉES

Dimensions du PLAN	Plan en GRÈS MONOLITHIQUE	Plan en GRÈS ÉTIRÉ	Plan en POLYPROPYLENE	Plan en VERRE ÉMAILLÉ	Plan en TRESPA	Plan en MÉLAMINÉ GRIS avec bords ABS
L900 x p600 mm	RUB-PL44096	RUB-PL44096	RUB-TOP9060W	RUB-PLV96	RUB-PL460960	RUB-PL439960
L1200 x p600 mm	RUB-PL44126	RUB-PL44126	RUB-TOP1260W	RUB-PLV126	RUB-PL460460	RUB-PL4333
L1500 x p600 mm	RUB-PL44156	RUB-PL44156	RUB-TOP1560W	RUB-PLV156	RUB-PL465060	RUB-PL4336
L1800 x p600 mm	RUB-PL44186	RUB-PL44186	RUB-TOP1860W	RUB-PLV186	RUB-PL461860	RUB-PL4341
L900 x p750 mm	RUB-KR09007507035	RUB-PL44090	RUB-TOP9075W	RUB-PLV90	RUB-PL4609	RUB-PL4399
L1200 x p750 mm	RUB-KR12007507035	RUB-PL44120	RUB-TOP1275W	RUB-PLV120	RUB-PL4604	RUB-PL4332
L1500 x p750 mm	RUB-KR15007507035	RUB-PL44150	RUB-TOP1575W	RUB-PLV150	RUB-PL4650	RUB-PL4335
L1800 x p750 mm	RUB-KR18007507035	RUB-PL44180	RUB-TOP1875W	RUB-PLV180	RUB-PL4618	RUB-PL4339

CHOISIR SON SIÈGE

EN FONCTION DU TRAVAIL EFFECTUÉ

Le siège de bureau est un outil essentiel pour les opérateurs qui passent de longues périodes assis ou debout au travail. Une mauvaise posture au travail peut entraîner de la fatigue musculaire et des problèmes de dos.

Pour optimiser le bien-être et la productivité, il est crucial de varier la posture et de personnaliser le siège en fonction des besoins individuels. Le choix d'un siège de travail approprié est un investissement durable.



Postures	Mouvements	Siège AJUSTABLE	Siège KONCEPT	Siège ASYNCHRONE	Tabouret	Assis-debout
Normale	Manipulation simple	X	X	--	X	--
	Mouvement de rotation	X	X	--	X	--
	Travail de précision	X	--	X	--	--
	Alternance assis/debout	--	X	--	X	X
	Effort important	--	X	--	--	--
En suplomb penché en avant	Manipulation simple	X	X	X	--	--
	Mouvement de rotation	X	X	X	--	--
	Travail de précision	X	--	X	--	--
	Alternance assis/debout	--	X	--	--	--
	Effort important	--	X	--	--	--
Debout	Manipulation simple	--	--	--	--	X
	Mouvement de rotation	--	--	--	--	--
	Travail de précision	--	--	--	--	X
	Alternance assis/debout	--	--	--	--	X
	Effort important	--	--	--	--	X

TABOURETS

- Assise ronde en mousse de polyuréthane noire
- Amortisseur d'assise
- Sans agrafe ni couture
- Résiste à l'abrasion
- Facilement réglable

Avec roulettes
H 470 à 600 mm

KAN-7NN10NBNO0905

Avec patins
H 570 à 810 mm

KAN-7NN10NHNP00905



ASSIS-DEBOUTS POLYURÉTHANE

- Piétement "fer à cheval" acier enrobé de PVC plastifié
- Colonne lift-gaz chromée, inclinée et immobilisée en rotation
- Hauteur d'assise réglable de 750 à 980 mm avec réhausse ou de 630 à 860 mm sans le montage de la réhausse
- Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple, avec poignée incorporée
- Facilement réglable

Polyuréthane noir

KAN-7KA80YHFO00905

Polyuréthane bleu

KAN-7KA80XHFO00512





SIÈGES AJUSTABLES AVEC ASSISE POLYURÉTHANE

- Amortisseur d'assise
- Assise confort en mousse de polyuréthane souple
- Dossier articulé en mousse de polyuréthane souple, réglable en hauteur et en profondeur
- Surface confortable et ventilée
- Sans agrafe ni couture, résiste à l'abrasion
- Facilement réglable



Type de siège	Hauteur	SIÈGE NOIR			SIÈGE BLEU		
		Polyamide	Acier chromé	Inox	Polyamide	Acier chromé	Inox
SUR PATINS	520 à 820 mm	KAN-7NG35NHPP00905 1	--	--	KAN-7NG35NHPP00512	--	--
	550 à 790 mm	--	KAN-7NG35GHLR00905	--	--	KAN-7NG35GHLR00512 2	--
	550 à 790 mm Avec repose pieds	--	KAN-7NG35GBLP00905	--	--	KAN-7NG35GBLP00912	--
	560 à 800 mm Dossier asynchrone*	--	KAN-7NG40GHLR00905 5	--	--	KAN-7NG40GHLR00512	--
	580 à 820 mm Avec repose pieds	KAN-7NG35NHPP02905	--	--	KAN-7NG35NHPP02512	--	--
SUR ROULETTES	450 à 580 mm	--	KAN-7NG35GBLR00905 3	--	--	KAN-7NG35GBLR00512	--
	460 à 590 mm Dossier asynchrone*	--	KAN-7NG40GBLR00905	--	--	KAN-7NG40GBLR00512	--
	550 à 790 mm	--	KAN-7NG35GHLR00905	--	--	KAN-7NG35GHLR00512	--
	590 à 830 mm Avec repose pieds	--	KAN-7NG35GHLR02905	--	--	KAN-7NG35GHLR02512	--
	620 à 860 mm	KAN-7NG35NHPR00905	--	--	KAN-7NG35NHPR00512 4	--	--
	620 à 860 mm Avec repose pieds	KAN-7NG35NHPR02905	--	--	KAN-7NG35NHPR02512	--	--

* Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.

SIÈGES KONCEPT AVEC ASSISE POLYURÉTHANE


- Siège noir
- amortisseur d'assise
- Assise déformable en mousse de polyuréthane souple noire, inclinée de 2° vers l'avant
- Montage sur pads élastomères. Système auto-adaptatif aux mouvements de l'utilisateur
- Appui lombaire en mousse de polyuréthane souple noire, réglable en profondeur



Hauteur	Avec patins Piètement acier noir	Avec patins Piètement acier noir avec repose pieds	Avec patins Piètement inox	Avec patins Piètement inox avec repose pieds	Avec roulettes Piètement acier noir	Avec roulettes à bandage souple Piètement acier noir
510 à 645 mm	--	--	--	--	KAN-7NK91NBDR00905	KAN-7NK91NBDU00905
560 à 810 mm	--	--	KAN-7NK95VHXX00905	KAN-7NK95VHXX04905 2	--	--
610 à 855 mm	KAN-7NK91NHDP00905 1	KAN-7NK91NHDP01905	--	--	--	--

SIÈGES KONCEPT AVEC ASSISE BOIS

- Assise Printerio déformable en revêtement mélaminé noir antidérapant, inclinée de 2° vers l'avant
- Appui lombaire Printerio en revêtement mélaminé noir antidérapant, réglable en profondeur
- Montage sur pads élastomères - système auto-adaptatif aux mouvements de l'utilisateur



Avec roulettes
H 585 à 830 mm

KAN-5NK91NBDR00P95

Avec patins
H 485 à 620 mm

KAN-5NK91NHDP01P95



SÉCURITÉ DES UTILISATEURS

Labo and Co vous propose une large gamme d'équipements de premiers secours : lave-œil, douche oculaire et douche de sécurité.

Différents modèles de douches de sécurité et de lave-œil sont proposés : les équipements raccordés au réseau d'eau et les équipements autonomes.

Les douches de sécurité raccordées au réseau d'eau peuvent être murales, sur pied ou encore multijets. Les lave-œil

raccordés au réseau d'eau doivent être positionnés à une hauteur convenable pour faciliter leur accès en cas d'incident. Ces deux équipements peuvent être associés pour former une douche de sécurité combinée pour le corps et les yeux.

Les dispositifs autonomes fonctionnent avec un réservoir de stockage du liquide de rinçage à recharger ou à usage unique. Ces douches peuvent se trouver sous forme portable ou fixe.

LAVE-YEUX

Conforme à la norme EN 15154-2

Fixation murale - Commande manuelle

Vasque inox avec peinture époxy verte RAL6032
L420 x p260 x H320 mm
Alimentation M1/2" - Evacuation F1 1/4"
Débit : 15 L / mm - Poids : 3 kg

TRI-LV14 **1**

Fixation au sol - Commande manuelle ou au pied

Vasque inox avec peinture époxy verte RAL6032
Hauteur 1040 mm
Alimentation F1" - Evacuation F1 1/4"
Débit : 15 L / mm - Poids : 8 kg

TRI-LP24 **2**



DOUCHETTES OCULAIRES À FIXER

Conforme à la norme EN 15154-2

Fixation sur table - 1 jet - Commande manuelle

Alimentation M1/2"
Débit : 16 L/mm - Poids : 1kg

TRI-DS54 **1**

Fixation murale - 1 jet - Commande manuelle

Alimentation M1/2"
Débit : 16 L/mm - Poids : 1kg

TRI-DS04 **2**

Fixation sur table - 2 jets - Commande manuelle

Alimentation M1/2"
Débit : 15 L/mm - Poids : 1kg

TRI-LV54 **3**

Fixation murale - 2 jets - Commande manuelle

Alimentation M1/2"
Débit : 15 L/mm - Poids : 1kg

TRI-LV04 **4**

STATIONS MURALES

Conforme à la norme EN 15154 1-2

Station murale

1 flacon de 500 mL de solution saline
1 flacon de 200 mL de solution pH neutre
Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique

TRI-SP2F **1**

Station murale

2 flacons de 500 mL de solution saline
Permet de se rincer les yeux en cas de projection de poussière

TRI-SM2F **2**

Station murale

1 flacon de 200 mL de solution pH neutre
Permet de se rincer les yeux en cas de projection chimique

TRI-SP1F **3**



1



2



3



DOUCHES DE SECURITE

Conforme aux normes EN 15154 1-2 et NFX 15-211

Fixation au sol - Commande manuelle ou à pied

Vasque inox avec peinture époxy verte RAL6032
Pomme ABS vert RAL6032
p850 x H2115 mm
Alimentation F1" - Evacuation F1 1/4"
Débit du laveur d'yeux : 11 L / mm
Débit de la douche : 90 L / mm
Usage intérieur/extérieur - Poids : 14 kg

TRI-DLP64 **1**

Fixation murale - Commande manuelle

Pomme ABS vert RAL6032
Alimentation F1"
Débit de la douche : 90 L / mm
Usage intérieur - Poids : 4 kg

TRI-DS24 **2**

Douche portative autonome - 6L

Ø180 x H460 mm
Usage intérieur
Poids : 4 kg

TRI-DPA6 **3**

Douche portative autonome - 9L

Ø180 x H605 mm
Usage intérieur
Poids : 5 kg

TRI-DPA9 **4**



Sur notre site laboandco.com,
vous pourrez trouver de
nombreux consommables,
dont des flacons de sérum
physiologique.

ARMOIRE MURALE À PHARMACIE

Stockage de produits pharmaceutiques et d'équipements de premiers secours

Construction en acier 10/10e
1 porte battante blanche - Charnières à droite
1 compartiment à 2 étagères
Fermeture à clef
Dim. ext. : L470 x p205 x H380 mm
Dim. int. : L460 x p170 x H370 mm
poids : 10 Kg

TRI-MF15

