

## FICHE TECHNIQUE PAILLASSE PIETEMENT TYPE « C »



### Description produit

Conforme à la norme européenne NF EN 13.150 des paillasses de laboratoire

### Spécification :

Notre conception par système d'emboîtement nous permet de réduire drastiquement les temps de mise en œuvre, les coûts de pose et de transport.

**Notre ossature Brevetée :** « sous le N° 1856532 » de marque IK-Lab

Est essentiellement constituée en tube acier de section : 50x30x2 mm et de 30x30x2 mm. L'épaisseur du tube garantit une meilleure stabilité et résistance au fléchissement de la structure.

Finition : peinture époxy coloris gris (RAL 7035) ou b

Cache fluide en mélaminé hydrofuge épaisseur 19 mm épais (2 mm).

Sans dossier, dossier simple ou dossier tablette.

Bandeau personnalisable : (cf.nuancier).

Vérins de réglage avec base revêtue de polyamide (I

**Plan de travail :** différentes options possibles (cf. fi

### Dimensions standards :

- Hauteur de plan de travail : 900 mm, 750 mm.
- Profondeurs utiles : 600 mm, 750 mm, 900 mm
- Longueurs des modules : 750 mm, 900 mm, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm.
- **Hors standard possible (nous consulter).**

