

SORBONNES

À DISTILLATION *Gamme ALIZE*

Cette gamme est disponible en 2 versions différentes : Classe M0 et Classe M1.

Cette sorbonne de laboratoire existe en 2 hauteurs. Elle possède 2 guillottes à ouverture horizontale en verre sécurit®. 3 largeurs sont également disponibles pour un espace de travail toujours adapté : 1200 / 1500 / 1800 mm.

Le plan de travail se situe à une hauteur de 560 mm. Afin de pouvoir satisfaire toutes les applications, les utilités et accessoires de contrôle et régulation sont montés sur le bandeau (droit ou gauche).

Cette sorbonne possède également un rejet vertical sur le haut, avec une sortie extraction Ø 250 mm.

Son double fond arrière est utilisé pour l'aspiration de fumées lourdes.

A l'intérieur, elle est équipée d'un éclairage fluorescent 400 lux.

Sorbonne livrée sans pailasse ni système d'extraction.

Perte de charge 50 Pa.

Garantie 24 mois.



SORBONNES DISTILLATION M0 structure métallique revêtue de peinture époxy résistant à l'acide

SORBONNES M1 panneaux en stratifié plastique imperméable et ignifuge, couleur blanche

| DIMENSIONS | HAUTEUR 2500 mm 2 GUILLOTTINES | HAUTEUR 2300 mm 2 GUILLOTTINES | HAUTEUR 2500 mm 2 GUILLOTTINES | HAUTEUR 2300 mm 2 GUILLOTTINES |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| L1265 x p982 <i>Débit d'air variable, vitesse 0,5 m/s : 39 - 802 m³/h Dim. interne (LxpxH) : 1200 x 750 x 1580 mm - Poids : 250 Kg</i> | ALI-SOD1202502G 7 162,54 € | ALI-SOD1202302G 6 926,92 € | ALI-SID1202502G 6 751,36 € | ALI-SID1202302G 6 751,36 € |
| L1565 x p982 <i>Débit d'air variable, vitesse 0,5 m/s : 39 - 802 m³/h Dim. interne (LxpxH) : 1500 x 750 x 1580 mm - Poids : 250 Kg</i> | ALI-SOD1502502G 7 456,68 € | ALI-SOD1502302G 7 338,10 € | ALI-SID1502502G 7 396,62 € | ALI-SID1502302G 7 396,62 € |
| L1865 x p982 <i>Débit d'air variable, vitesse 0,5 m/s : 39 - 802 m³/h Dim. interne (LxpxH) : 1800 x 750 x 1580 mm - Poids : 250 Kg</i> | ALI-SOD1802502G 7 630,70 € | ALI-SOD1802302G 7 573,72 € | ALI-SID1802502G 7 926,38 € | ALI-SID1802302G 7 926,38 € |

SORBONNES

Gamme ALIZE

Sorbonne autoportante métallique Classe "M0" ou "M1", blanche équipée de deux montants latéraux triangulaires pour l'insertion des commandes fluides, PC et les systèmes de contrôle et régulation. Plan de travail de largeur utile 1200-1500-1800-2100 ou 2400 mm.

Equippée de double ou simple guillotine avec 3 vitres coulissantes par guillotine.



SORBONNES EN PVC
Sorbonne autoportante en PVC pour attaques acides - Couleur : BLANCHE - Equipée de double guillotine avec 3 vitres coulissantes en POLYCARBONATE

| DIMENSIONS | HAUTEUR 2300 mm 2 GUILLOTTINES |
|--------------|-----------------------------------|
| L1265 x p982 | ALI-SA11202302G 6 306,30 € |
| L1479 x p982 | ALI-SA11502302G 7 316,54 € |
| L1779 x p982 | ALI-SA11802302G 8 166,62 € |

SORBONNES M0 structure métallique revêtue de peinture époxy résistant à l'acide

| DIMENSIONS | HAUTEUR 2500 mm - 1 GUILLOTINE | HAUTEUR 2300 mm - 1 GUILLOTINE | HAUTEUR 2300 mm - 2 GUILLOTTINES |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| L1265 x p982 | ALI-SA01202501G 5 694,92 € | ALI-SA01202301G 5 636,40 € | ALI-SA01202302G 5 930,54 € |
| L1565 x p982 | ALI-SA01502501G 6 104,56 € | ALI-SA01502301G 5 987,52 € | ALI-SA01202502G 6 340,18 € |
| L1865 x p982 | ALI-SA01802501G 6 634,32 € | ALI-SA01802301G 6 400,24 € | ALI-SA01802302G 6 809,88 € |
| L2165 x p982 | ALI-SA02102501G 7 456,68 € | ALI-SA02102301G 7 308,84 € | |
| L2465 x p982 | ALI-SA02402501G 8 248,24 € | ALI-SA02402301G 8 100,40 € | |

SORBONNES M1 panneaux en stratifié plastique imperméable et ignifuge, couleur blanche

| DIMENSIONS | HAUTEUR 2500 mm - 1 GUILLOTINE | HAUTEUR 2300 mm - 1 GUILLOTINE | HAUTEUR 2300 mm - 2 GUILLOTTINES |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| L1265 x p982 | ALI-SA11202501G 5 048,12 € | ALI-SA11202301G 4 931,08 € | ALI-SA11202302G 5 753,44 € |
| L1565 x p982 | ALI-SA11502501G 5 734,96 € | ALI-SA11502301G 5 587,12 € | ALI-SA11502302G 6 457,22 € |
| L1865 x p982 | ALI-SA11802501G 6 066,06 € | ALI-SA11802301G 5 959,80 € | ALI-SA11802302G 6 809,88 € |
| L2165 x p982 | ALI-SA12102501G 6 926,92 € | ALI-SA12102301G 6 751,36 € | |
| L2465 x p982 | ALI-SA12402501G 7 338,10 € | ALI-SA12402301G 7 162,54 € | |

Prix HT valables jusqu'au 31 août 2021, hors transport et installation

contact@laboandco.com
Tel : 01 45 98 74 80 laboandco.com

PLANS DE TRAVAIL

pour sorbonnes gamme **ALIZE**

| Dalles de grès monolithique autoportante avec bords de rétention | | |
|---|-------------------|------------|
| Couleur gris clair RAL7035, autres couleurs sur demande : gris bleu, blanc | | |
| L900 x p750 mm ép.33 mm | LAB-P9075GM009 | 967,12 € |
| L1200 x p750 mm ép.33 mm avec 4 bords de rétention | LAB-P12075GM009 | 1 262,80 € |
| L1200 x p750 mm avec 3 bords de rétention (avant, arrière et coté droit) | LAB-P12075GM009D3 | 1 262,80 € |
| L1200 x p750 mm avec 3 bords de rétention (avant, arrière et coté gauche) | LAB-P12075GM009S3 | 1 262,80 € |
| L1500 x p750 mm | LAB-P15075GM-009 | 1 515,36 € |
| L1800 x p750 mm | LAB-P18075GM-009 | 1 746,36 € |
| L2000 x p750 mm | LAB-P20075GM009 | 2 063,60 € |
| L2100 x p750 mm | LAB-P21075GM009 | 2 225,30 € |

| Dalles de résine acrylique Dalle unique sans bords de rétention | | |
|---|-------------|-------------|
| L900 x p750 mm | LAB-PRA4809 | 1 087,24 € |
| L1200 x p750 mm | LAB-PRA4812 | 1 264,34 € |
| L1500 x p750 mm | LAB-PRA4815 | 1 409,10 € |
| L1800 x p750 mm | LAB-PRA4818 | 1 878,80 € |
| L2100 x p750 mm | LAB-PR4831 | sur demande |
| L2400 x p750 mm | LAB-PR4834 | sur demande |

| Plans acier inox AISI 316 Dalle unique avec bords de rétention | | |
|--|-------------|-------------|
| L900 x p750 mm | LAB-PAI4502 | 822,36 € |
| L1200 x p750 mm | LAB-PAI4504 | 1 057,98 € |
| L1500 x p750 mm | LAB-PAI4515 | 1 204,28 € |
| L1800 x p750 mm | LAB-PAI4518 | 1 228,92 € |
| L2100 x p750 mm | LAB-PAI4541 | sur demande |
| L2400 x p750 mm | LAB-PAI4545 | sur demande |

| Plans en mélaminé blanc ép. 40mm avec bords ABS | | |
|---|-------------|-------------|
| L900 x p750 mm | LAB-PM43109 | 224,84 € |
| L1200 x p750 mm | LAB-PM43112 | 271,04 € |
| L1500 x p750 mm | LAB-PM43115 | 289,52 € |
| L1800 x p750 mm | LAB-PM43118 | 295,68 € |
| L2100 x p750 mm | LAB-PM43121 | sur demande |
| L2400 x p750 mm | LAB-PM43124 | sur demande |



Avec toutes les options que Labo and Co vous propose, vous aurez un vrai laboratoire personnalisé.

| Dalles de grès monolithique autoportante avec bords de rétention | | |
|--|------------|------------|
| Couleur gris clair RAL7035, autres couleurs sur demande : gris bleu, blanc | | |
| L1200 x p750 mm | LAB-PAE120 | 1 292,06 € |
| L1800 x p750 mm | LAB-PAE180 | 1 821,82 € |

| Dalles de grès étiré LAM 3 gris rive PVC avec bords de rétention | | |
|--|--------------|------------|
| L900 x p750 mm | LAB-PGE44590 | 500,50 € |
| L1200 x p750 mm | LAB-PGE44620 | 588,28 € |
| L1500 x p750 mm | LAB-PGE44650 | 723,80 € |
| L1800 x p750 mm | LAB-PGE44680 | 836,22 € |
| L2100 x p750 mm | LAB-PGE44690 | 1 057,98 € |

| Plans de travail en verre émaillé 6mm avec bords de rétention | | |
|---|------------|-------------|
| L900 x p750 mm | LAB-PV90B | 477,40 € |
| L1200 x p750 mm | LAB-PV120B | 546,70 € |
| L1500 x p750 mm | LAB-PV150B | 646,80 € |
| L1800 x p750 mm | LAB-PV180B | 794,64 € |
| L2100 x p750 mm | LAB-PV210B | sur demande |
| L2400 x p750 mm | LAB-PV240B | sur demande |

| Plans de travail en verre émaillé 6mm avec bords ABS | | |
|--|------------|-------------|
| L900 x p750 mm | LAB-PV90 | 477,40 € |
| L1200 x p750 mm | LAB-PV120 | 546,70 € |
| L1500 x p750 mm | LAB-PV150 | 646,80 € |
| L1800 x p750 mm | LAB-PV180 | 794,64 € |
| L2100 x p750 mm | LAB-PV210B | sur demande |
| L2400 x p750 mm | LAB-PV240B | sur demande |

PLANS DE TRAVAIL HUMIDES POUR SORBONNES

SUR DEMANDE

- Plan en grès monolithique humide avec intégration de : bénitier de 100 x 100 mm, bénitier de 150 x 300 mm, cuve de 300 x 300 mm, cuve de 400 x 400 mm
- Plan en PP avec bénitier intégré : bénitier de 100 x 100 mm, bénitier de 250 x 100 mm, cuve de 400 x 400 mm
- options robinetterie page 30



OPTIONS pour sorbonnes gamme ALIZE

EQUIPEMENTS SANITAIRES POUR SORBONNES ROBINETS ET COMMANDES À DISTANCE POUR SORBONNES

| Robinetts et commandes à distance pour sorbonnes | REF | PRIX |
|---|--------------|----------|
| Kit eau bec entraxe 100 mm (avec commande déportée, 1 flexible L270 mm F-F 3/8", 1 flexible L270 mm M-F 3/8") pour bénitier sur table | LAB-KTEAUFT0 | 308,00 € |
| Kit eau déminéralisée bec 60 mm (avec commande déportée, 1 flexible PP L150 x Ø10 mm, 1 flexible PP L150 x Ø10 mm, 2 coudes 90° 10 mm) | LAB-KTEAUDF | 466,62 € |
| Kit air comprimé bec 60 mm (avec commande déportée, 1 flexible L270 mm F-F 3/8", 1 flexible L270 mm M-F 3/8") | LAB-KTAIRCF | 344,96 € |
| Kit azote bec 60 mm (avec commande déportée, 1 flexible L270 mm F-F 3/8", 1 flexible L270 mm M-F 3/8") | LAB-KTAZOTEF | 344,96 € |
| Kit vide bec 60 mm (avec commande déportée, 1 flexible L270 mm F-F 3/8", 1 flexible L270 mm M-F 3/8") | LAB-KTVIDEF | 475,86 € |
| Kit argon bec 60 mm (avec commande déportée, 1 flexible L270 mm F-F 3/8", 1 flexible L270 mm M-F 3/8") | LAB-KTARGONF | 344,96 € |
| Siphons et kits évacuation | | |
| Kit raccordement du bénitier 1 m de tube PVC Ø40, flexible Ø40 mm L1500 mm | LAB-KR908N | 77,00 € |
| Siphon en PP avec raccord Ø40 (pour bénitier mural) | LAB-SIPP40 | 90,86 € |



PANNEAUX DE FINITION

| DIMENSIONS | Panneaux d'habillage métalliques latéraux de part et d'autre des armoires de sécurité | |
|--------------|---|----------|
| 200 + 200 mm | LAB-HM900015 | 166,32 € |
| 250 + 250 mm | LAB-HM900016 | 177,10 € |
| 300 + 300 mm | LAB-HM900017 | 192,50 € |

COTÉS VITRÉS

| SORBONNE | coté droit | coté gauche | |
|---------------|------------|-------------|----------|
| pour classe 0 | ALI-CV3305 | ALI-CV3308 | 500,50 € |
| pour classe 1 | ALI-CV3315 | ALI-CV3318 | 469,70 € |

| REVÊTEMENT INTERNE | EN GRÈS ÉTIRÉ (GRESLAM) | EN VERRE | EN POLYPROPYLENE (PP) Panneaux d'habillage vissés avec des vis en plastique | EN HPL | EN INOX |
|--------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| L1200 mm | LAB-AC672 2 935,24 € | LAB-AC692 3 052,28 € | LAB-AC652 1 490,72 € | LAB-AC852 2 348,50 € | LAB-AC552 3 033,80 € |
| L1500 mm | LAB-AC675 3 143,14 € | LAB-AC695 3 582,04 € | LAB-AC655 1 771,00 € | LAB-AC855 2 838,22 € | LAB-AC555 3 326,40 € |
| L1800 mm | LAB-AC678 3 404,94 € | LAB-AC698 4 285,82 € | LAB-AC658 2 143,68 € | LAB-AC858 3 229,38 € | LAB-AC558 3 717,56 € |
| L2100 mm | LAB-AC679 4 501,42 € | LAB-AC699 5 283,74 € | LAB-AC659 2 795,10 € | LAB-AC859 3 913,14 € | LAB-AC559 5 283,74 € |
| L2400 mm | LAB-AC680 5 088,16 € | LAB-AC690 5 674,90 € | LAB-AC660 3 167,78 € | LAB-AC870 4 501,42 € | LAB-AC560 5 674,90 € |



EXTRACTION VENTILATEURS ET ACCESSOIRES (AUTRES VENTILATEURS SUR DEMANDE : CENTRIFUGE...)

| | VERSION STANDARD | VERSION ATEX |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Ventilateur TOURELLE <ul style="list-style-type: none"> • Débit : 650 à 2100 m³/h • Vitesse : 2800 T/mn • Puissance : 0,37 kw – 2 pôles • Moteurs : IP55 Triphasé • Diamètre entrée et sortie : 200 mm • Turbine à réaction en PP • Support moteur : acier peint époxy • Pour souche : 500 x 500 mm • Poids : 19 kg | COM-VPCO252IT 1 526,00 € | COM-VPCO252AT 1982,96 € |
| Interrupteur de proximité cadenassable 16A monté | COM-VAINTM316 67,89 € | COM-VAINTAM316 413,71 € |
| Régulation de sorbonne <ul style="list-style-type: none"> • Afficheur : LCD • Gestion de contact vitre : haut / bas + 1 supp. • Sonde de mesure à fil chaud • Signal 0-10V permanent • Signal 0-10V PID • Relais Montée/Descente | COM-ERVP 761,10 € | COM-ERVP 761,10 € |
| Régulateur d'air avec variateur pour sorbonne <ul style="list-style-type: none"> • Coffret Cablé monophasé système Plug & Play • Avec variateur 0,4kw MT • Afficheur : LCD • Gestion de contact vitre : haut / bas + 1 supp. • Electronique de régulation à fil chaud • Signal 0-10V permanent • Relais de Montée/Descente | COM-ERVPM04 1 377,34 € | COM-ERVPM04 1 377,34 € |

ACCESSOIRES COMMUNS À TOUS LES MODÈLES DE SORBONNES

Grille TYPE "LABOMECA"

| Cadre de montage métallique Ø12 mm pour sorbonne | | |
|--|-----------|----------|
| L1200 mm | LAB-AC972 | 331,10 € |
| L1500 mm | LAB-AC975 | 469,70 € |
| L1800 mm | LAB-AC978 | 489,72 € |

| Cadre de montage PVC Ø12 mm pour sorbonne | | |
|---|-----------|----------|
| L1200 mm | LAB-AC942 | 529,76 € |
| L1500 mm | LAB-AC945 | 588,28 € |
| L1800 mm | LAB-AC948 | 0,00 € |

Système de ventilation des meubles sous sorbonne

Prédisposition à la ventilation des meubles sous sorbonne

avec raccordement au système d'aspiration des sorbonnes - inclus collerette Ø100 mm pour meubles

LAB-SV7000 423,50 €

Prédisposition à la ventilation des meubles sous sorbonne

sans raccordement au système d'aspiration des sorbonnes - ventilation des armoires indépendante de la ventilation des sorbonnes (nécessite l'utilisation d'un moteur centrifuge)

LAB-SV7002 331,10 €

Kit de raccordement pour 2 modules sous paillasse

(à connecter sur le LAB-SV7000)

LAB-SV7005 485,10 €

Passes câbles

Trou latéral et passe câble simple Ø80 mm avec opercule

LAB-4AC800 106,26 €

Passe câble simple Ø50 mm avec opercule

LAB-AC500 90,86 €

Rond de gants

Paires de Ronds de gants sur guillotine avec cache en plexiglass de Ø160 mm

LAB-RG160 sur demande

MOTORISATION DES GUILLOTINES

avec une guillotine motorisée, pensez à utiliser des prises internes ou des passe-câble. Les câbles qui sortent en façade sont détectés par la barre à rayons infrarouges et empêchent la descente de la guillotine !



Guillotine motorisée avec capteur IR - 3 touches

- Touche 1 : sélection du mode automatique / manuel
- Touche 2 : bouton de montée automatique de la guillotine
- Touche 3 : bouton de descente automatique de la guillotine

LAB-AC4218 3 817,66 €

Guillotine motorisée

avec barrière de détection IR et "touch screen"

LAB-AC4200A 5 577,88 €

Option à rajouter aux codes ci-dessus :

bouton de fermeture guillotine avec coude ou pédale

Bouton de fermeture de la guillotine motorisée au niveau du genou

LAB-BGMG 264,88 €

Pédale de fermeture de la guillotine motorisée

LAB-BGMP 1 404,48 €

Contact type photocellule à la base de la sorbonne

pour commander l'ouverture de la guillotine motorisée (fermeture automatique selon temporisation)

LAB-CGMOPH 609,84 €