

SORBONNES

Gamme ZEPHIR

- Sorbonne gamme ZEPHIR autoportante avec piètement en "C"
- Couleur : Blanche
- Panneaux latéraux, métalliques, pour l'insertion des utilités fluides et électriques, amovibles.
- Guillotine avec 1 vitre fixe en standard
- Perte de charge : 50 Pa
- Garantie 24 mois
- à compléter avec un plan de travail
- sorbonne à lavage de gaz sur demande



certifiée
selon EN 14175-2-3-6

SORBONNES M1

construction en panneau aggloméré hydrofuge blanc

	POIDS	REF	PRIX
Dim. ext (LxpxH): 1200 x 887 x 2300 mm Dim. interne (LxpxH): 1140 x 590 x 1190 mm Débit d'air vitesse 0,5m/s: 750 m³/h	200 KG	ZEP-S11202301G	3 729,88 €
Dim. ext (LxpxH): 1500 x 887 x 2300 mm Dim. interne (LxpxH): 1440 x 590 x 1190 mm Débit d'air vitesse 0,5m/s: 993 m³/h	240 KG	ZEP-S11502301G	4 110,26 €
Dim. ext (LxpxH): 1800 x 887 x 2300 mm Dim. interne (LxpxH): 1740 x 590 x 1190 mm Débit d'air vitesse 0,5m/s: 993 m³/h	280 KG	ZEP-S11802301G	4 404,40 €

SORBONNES M0

construction métallique

	POIDS	REF	PRIX
	220 KG	ZEP-S01202301G	3 934,70 €
	260 KG	ZEP-S01502301G	4 609,22 €
	300 KG	ZEP-S01802301G	5 020,40 €

SORBONNES EN PVC

	POIDS	REF	PRIX
	200 KG	ZEP-SPVC1202301G	4 763,22 €
	240 KG	ZEP-SPVC1502301G	5 873,56 €
	280 KG	ZEP-SPVC1802301G	6 284,74 €

PANNEAU CACHE FLUIDE POUR PIÈTEMENT

L1200 mm	LAB-PCF120	77,00 €
L1500 mm	LAB-PCF150	95,48 €
L1800 mm	LAB-PCF180	113,96 €

PANNEAU LATÉRAL ARRIÈRE POUR PIÈTEMENT

ZEP-FL9000	46,20 €
------------	---------

PLANS DE TRAVAIL

pour sorbonnes gamme ZEPHIR

- Plans de travail spécifique à poser à l'intérieur de la sorbonne.
- Peut être remplacé sans démonter la sorbonne.

Dalles de grès monolithique unique

épaisseur 28 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	LAB-PGMG5712	1 010,24 €
L1500 x P640 mm	LAB-PGMG5715	1 215,06 €
L1800 x P640 mm	LAB-PGMG5718	1 407,56 €

Dalles de grès étiré - Dalle unique - GRES LAM 3

épaisseur 38 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	LAB-PLZM5612	611,38 €
L1500 x P640 mm	LAB-PLZM5615	800,80 €
L1800 x P640 mm	LAB-PLZM5618	939,40 €

Verre émaillé 6mm

épaisseur 40 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	LAB-PLZM5212	546,70 €
L1500 x P640 mm	LAB-PLZM5215	646,80 €
L1800 x P640 mm	LAB-PLZM5218	794,64 €

Polypropylène (PP)

épaisseur 38 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	LAB-PLZM5912	939,40 €
L1500 x P640 mm	LAB-PLZM5915	1 264,34 €
L1800 x P640 mm	LAB-PLZM5918	1 498,42 €

INOX AISI 316

épaisseur 40 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	LAB-PLZM5512	999,46 €
L1500 x P640 mm	LAB-PLZM5515	1 168,86 €
L1800 x P640 mm	LAB-PLZM5518	1 199,66 €

Mélangé gris bords en ABS

épaisseur 40 mm - sans bords de rétention

L1200 x P640 mm	LAB-PLZM5312	201,74 €
L1500 x P640 mm	LAB-PLZM5315	235,62 €
L1800 x P640 mm	LAB-PLZM5318	260,26 €

Résine acrylique

épaisseur 38 mm - avec bords de rétention

L1200 x P640 mm	LAB-PLZM5812	1 204,28 €
L1500 x P640 mm	LAB-PLZM5815	1 409,10 €
L1800 x P640 mm	LAB-PLZM5818	1 938,86 €

Stratifié HPL Gris

épaisseur 20 mm - sans bord de rétention


L1200 x P640 mm	LAB-PLZM5412	659,12 €
L1500 x P640 mm	LAB-PLZM5415	776,16 €
L1800 x P640 mm	LAB-PLZM5418	917,84 €

contact@laboandco.com

Tel : 01 45 98 74 80 laboandco.com

Prix HT valables jusqu'au 31 août 2021,
hors transport et installation

OPTIONS POUR SORBONNES *Gamme* ZEPHIR



KIT ROBINET INCLUANT BEC,
COMMANDE À DISTANCE ET FLEXIBLES
D'ALIMENTATION POUR GAZ - BEC 45°

KIT AZOTE	LAB-RC30304	344,96 €
KIT VIDE	LAB-RC30305	475,86 €
KIT AIR COMPRIMÉ	LAB-RC30302	344,96 €

EQUIPEMENT SANITAIRE POUR SORBONNE

KIT ROBINET INCLUANT BEC, COMMANDE À DISTANCE ET FLEXIBLES D'ALIMENTATION

Bénitier en saillie	REF	PRIX
Bénitier en PPH mural en saillie	LAB-BPPHM	207,90 €
Kit Eau Froide bec 90° entraxe 60 mm en fond de sorbonne, commande déportée, flexibles d'alimentation	LAB-RC30301	308,00 €
Kit Eau déminéralisée bec 90° entraxe 60 mm en fond de sorbonne, commande déportée, flexibles d'alimentation	LAB-RC30306	466,62 €
Siphon et kit évacuation		
Kit raccordement du bénitier 1m de tube PVC Ø40 mm, flexible Ø40 mm L1500 mm	LAB-KR908N	77,00 €
Siphon en PEHD avec raccord Ø40 mm (pour bénitier mural)	LAB-SIFPEHDM	177,10 €

ACCESSOIRES & PERSONNALISATION

REVÊTEMENT INTERNE

	EN GRÈS ÉTIRÉ (GRESLAM)	EN VERRE EMAILLÉ	EN POLYPROPYLENE (PP)	EN STRATIFIÉ HPL
L1200 mm	ZEP-RI572 2 935,24 €	ZEP-RI592 3 130,82 €	ZEP-AC642 1 469,16 €	ZEP-RI812 2 348,50 €
L1500 mm	ZEP-RI575 3 130,82 €	ZEP-RI595 3 622,08 €	ZEP-AC645 1 761,76 €	ZEP-RI815 2 838,22 €
L1800 mm	ZEP-RI578 3 326,40 €	ZEP-RI598 4 305,84 €	ZEP-AC648 2 055,90 €	ZEP-RI818 3 229,38 €

COTÉS VITRÉS

sorbonne	coté droit	coté gauche	
pour classe 0	ZEP-CV3325	ZEP-CV3328	500,50 €
pour classe 1	ZEP-CV3335	ZEP-CV3338	469,70 €



EXTRACTION VENTILATEURS ET ACCESSOIRES (AUTRES VENTILATEURS SUR DEMANDE : CENTRIFUGE, TOURELLE...)

	VERSION STANDARD	VERSION ATEX
Ventilateur centrifuge <ul style="list-style-type: none"> • Débit : 650 à 2100 m³/H • Vitesse : 2850 T/mn • Puissance : 0,37 kw – 2 pôles • Moteurs : IP55 Triphasé • Diamètre entrée et sortie : 200 mm • Turbine injectée en PP • Support moteur : acier traité verni époxy • Poids : 25Kg 	COM-VP252ITLG 1526,00 €	COM-VP252ATLG 1735,56 €
Interrupteur de proximité cadénassable 16A monté	COM-VAINTM316 67,89 €	COM-VAINTAM316 413,71 €
Capot moteur pour ventilateur	COM-VACM25 28,66 €	COM-VACM25 28,66 €
Chaise de ventilateur	COM-VACHAP25 131,20 €	COM-VACHAP25 131,20 €
Support de fixation murale pour ventilateur L= 600 mm (à la place de la chaise)	COM-VASUPFM 30,03 €	COM-VASUPFM 30,03 €
Régulateur d'air <ul style="list-style-type: none"> • Afficheur : 12 Leds • Gestion de contact vitre : haut + 1 supp. • Sonde de mesure à corps chaud • Signal0-10V permanent - Signal0-10V PID • Sonde de mesure à corps chaud pour la version standard et sonde à croix de mesure pour la version ATEX 	COM-ERSO 466,94 €	COM-ERDO 887,18 €
Régulateur d'air avec variateur pour sorbonne <ul style="list-style-type: none"> • Coffret câblé monophasé système Plug & Play • Puissance : 0,4 Kw (Mono/Tri) • Afficheur : 12 Leds • Gestion de contact vitre : haut + 1 supp. • Sonde de mesure à corps chaud • Signal0-10V permanent - Signal0-10V PID • Sonde de mesure à corps chaud pour la version standard et sonde à croix de mesure pour la version ATEX 	COM-ERSPM04 1 116,27 €	COM-ERDPM04 1992,04 €

ACCESSOIRES COMMUNS À TOUS LES MODÈLES DE SORBONNES

Grille TYPE "LABOMECA"

Cadre de montage métallique Ø12 mm pour sorbonne		
L1200 mm	LAB-AC972	331,10 €
L1500 mm	LAB-AC975	469,70 €
L1800 mm	LAB-AC978	489,72 €

Cadre de montage PVC Ø12 mm pour sorbonne		
L1200 mm	LAB-AC942	529,76 €
L1500 mm	LAB-AC945	588,28 €
L1800 mm	LAB-AC948	0,00 €

Système de ventilation des meubles sous sorbonne

Prédisposition à la ventilation des meubles sous sorbonne

avec raccordement au système d'aspiration des sorbonnes - inclus collerette Ø100 mm pour meubles

LAB-SV7000 423,50 €

Prédisposition à la ventilation des meubles sous sorbonne

sans raccordement au système d'aspiration des sorbonnes - ventilation des armoires indépendante de la ventilation des sorbonnes (nécessite l'utilisation d'un moteur centrifuge)

LAB-SV7002 331,10 €

Kit de raccordement pour 2 modules sous paillasse

(à connecter sur le LAB-SV7000)

LAB-SV7005 485,10 €

Passes câbles

Trou latéral et passe câble simple Ø80 mm avec opercule

LAB-4AC800 106,26 €

Passe câble simple Ø50 mm avec opercule

LAB-AC500 90,86 €

Rond de gants

Paires de Ronds de gants sur guillotine avec cache en plexiglass de Ø160 mm

LAB-RG160 sur demande

MOTORISATION DES GUILLOTINES

avec une guillotine motorisée, pensez à utiliser des prises internes ou des passe-câble. Les câbles qui sortent en façade sont détectés par la barre à rayons infrarouges et empêchent la descente de la guillotine !



Guillotine motorisée avec capteur IR - 3 touches

- Touche 1 : sélection du mode automatique / manuel
- Touche 2 : bouton de montée automatique de la guillotine
- Touche 3 : bouton de descente automatique de la guillotine

LAB-AC4218 3 817,66 €

Guillotine motorisée

avec barrière de détection IR et "touch screen"

LAB-AC4200A 5 577,88 €

Option à rajouter aux codes ci-dessus :

bouton de fermeture guillotine avec coude ou pédale

Bouton de fermeture de la guillotine motorisée au niveau du genou

LAB-BGMG 264,88 €

Pédale de fermeture de la guillotine motorisée

LAB-BGMP 1 404,48 €

Contact type photocellule à la base de la sorbonne

pour commander l'ouverture de la guillotine motorisée (fermeture automatique selon temporisation)

LAB-CGMOPH 609,84 €