

#N°1 français
du service
pour les
laboratoires



LABO AND CO

SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour laboratoires
& industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS
- 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.



DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des milliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service.

Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RÉCONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80

@ contact@laboandco.com

www.laboandco.com



*Binocular stereozoom microscope,
7x...45x, simple overhanging stand*

Observation Method - Incident Light	Brightfield	Yes
	Simple polarized light	As optional
Head	Type	Binocular
	Construction material	Aluminum & Plastic molds / Aluminum gears
	Inclination	45°
	360° rotating	Yes
	Interpupillary distance (mm)	51-75
	Dioptric adjustment	On both tubes
	Head holder internal diameter (mm)	76
	Tube inner diameter (mm)	30
Eyepieces	Field number (mm)	21
	Magnification	10x
	Micrometric scale	As optional
	Diameter of micrometer glass (mm)	23
	High eyepoint (for glass wearers)	Yes
	Rubber cup	Yes
	Retractable protections	Yes
Objective	Optical system	Greenough
	Anti-fungus treatment	Yes
	Objective Type	Achromatic
	Zoom type	Parfocal achromatic
	Working distance (mm)	100
	Standard magnifications	7x-45x
	Zoom ratio	6.43
	Objective numerical aperture	0.02 @ 0.7x 0.07 @ 4.5x
	Objective resolution	59 lp/mm @ 0.7x 208 lp/mm @ 4.5x
Focusing System	Type	Coarse
	Coarse total travel (mm)	110
	Adjustable tension	Yes
	Head holder internal diameter (mm)	76
Stand	Type	Simple overhanging
	Pillar diameter (mm)	32
Accessories Included	Dust cover	Yes
	User Manual	Digital version (downloadable)

Additional Information	Maximum sample height (mm):	400 (from bench)
-------------------------------	-----------------------------	------------------

Product Dimensions	Total height (mm)	435
	Base height (mm)	48
	Base width (mm)	230
	Base depth (mm)	230
	Horizontal arm (mm)	415 (overall)

Product Weight	(kg)	17.5
-----------------------	------	------

