

#N°1 français
du service
pour les
laboratoires



SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour laboratoires
& industries

- PLUS DE 40 COLLABORATEURS • 25 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.



DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des milliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service.

Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80

@ contact@laboandco.com

www.laboandco.com



Introducing the Whitley AsPROvac

An all-in-one laboratory aspirator to ensure biological liquid waste can be aspirated and disposed of quickly and safely.

Whether it is the delicate removal of supernatants or the rapid emptying of larger culture flasks, this flexible system has 15 vacuum levels to alter the aspiration speed.

AsPROvac features a novel, quick-release cap/lid assembly, a shatterproof 4 litre autoclavable waste bottle and digital display of the vacuum level.

To enable you to aspirate from a variety of vessels, a range of aspiration tools are provided with the hand-held aspirator: a reusable single tip; and an adaptor for single-use tips along with a reusable 8-channel tip and 8-channel adaptor for single use tips.

The AsPROvac laboratory vacuum system is ideal for use with a Whitley Hypoxystation.*

Please Note: *The Hypoxystation will need to have a vacuum take-off port fitted.



The AsPROvac laboratory vacuum system has the following features...

To provide a method of safely aspirating and disposing of biological liquid waste:



AVOID LIQUIDS / AEROSOLS ESCAPE

Self-closure connectors avoid the escape of liquids and aerosols.



QUICK-CLICK LID

Equipped with a novel, quick-click lid - with no multi-turn screw that the previous user has over-tightened!



SHATTERPROOF WASTE BOTTLE.

Supplied with a 4 litre, shatterproof waste bottle.



'FULL' INDICATOR

Liquid level 'full' indicator.



AUTOCCLAVABLE PARTS

All parts that come into contact with the liquid waste are autoclavable.



HYDROPHOBIC FILTER

Features a 2µm hydrophobic filter for user protection.



EASY TO CARRY HANDLE

Fitted with a handle to make it easy to carry the waste bottle and empty the contents.



ALL-IN-ONE SYSTEM

A reliable, high quality, all-in-one system with no need for any additional components.

To provide ease of use for laboratory staff:



SIMPLE OPERATION

Simple, straightforward operation with little training required.



COLOUR CODED CONNECTORS

Colour-coded, quick release tubing connectors so you always assemble the product correctly and quickly.



INTEGRAL DISPLAY

The integral display shows the vacuum level selected - perfect for speeding up the emptying of large vessels or reducing the level for the delicate and careful removal of smaller quantities of biological liquid waste.



COMPACT FOOTPRINT

A compact footprint with the bottle set low in the holder to provide a solid, stable base and to prevent bottles from being knocked over.



LIGHTWEIGHT

Lightweight so can be moved around the laboratory with ease.



ERGONOMIC

Additional ergonomic hand holds on the base for easy lifting and handling of the entire unit.

A07950 / Whitley AsPROvac

A02631	AsPROvac Bottle Handle
A02632	AsPROvac 4 Litre Vacuum Flask
A07951	AsPROvac and Vacuum Take-off Port

Accessories

A08958	Aspirator Handle
A08964	8-Channel Tip Set
A08965	Tip Adaptor 200µl
A08966	8-Channel Tip Adaptor 200 µl

In the interests of a policy of continuous product improvement the company reserves the right to alter product specifications without prior notice.