

#N°1 français
du service
pour les
laboratoires



LABO AND CO


SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour laboratoires
& industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS • 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.



DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des milliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service.

Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80

@ contact@laboandco.com

www.laboandco.com

Rotors pour FRONTIER™ FC5513



Rotor angulaire 24 × 1.5/2.0 ml BIOSEALS	
Réf. Article	30472302
Rotor capacité maximale	24 × 1.5/2.0 ml
Type de rotor	Angulaire, 45°
Poids net autorisé	82 g
Température la plus basse	n/a

Caractéristiques techniques des accessoires	n/a		
Référence de l'accessoire	n/a	30130884	30130885
Type d'accessoire	n/a	Adaptateur	
Vitesse max. (tr/min)	13,500		
Nombre de pièces par paquet	n/a	6/pk	
ACR max.	17,317 x g	15,076 x g	16,706 x g
Caractéristiques techniques des tubes			
Type de tubes	Microtube		
Volume du tube	1.5/2.0 ml	0.2/0.4 ml	0.5 ml
Nombre de tubes/rotor	24		
Diamètre max. du tube (mm)	11	6	8
Hauteur de tube (mm)	40	45	



Rotor angulaire 24 × 2.0 ml Spin Column	
Réf. Article	30210898*
Rotor capacité maximale	24 × 2.0 ml
Type de rotor	Angulaire, 45°
Poids net autorisé	68 g
Température la plus basse	n/a

Caractéristiques techniques des accessoires	n/a
Référence de l'accessoire	n/a
Type d'accessoire	n/a
Vitesse max. (tr/min)	13,500
Nombre de pièces par paquet	n/a
ACR max.	17,317 x g
Caractéristiques techniques des tubes	
Type de tubes	Colonne de rotation
Volume du tube	2 ml
Nombre de tubes/rotor	24
Diamètre max. du tube (mm)	11
Hauteur de tube (mm)	45

*Sans adaptateur

Rotors pour FRONTIER™ FC5513



Rotor angulaire 24 x Tubes capillaire V2	
Réf. Article	30472304*
Rotor capacité maximale	24 x Tubes capillaire
Type de rotor	Hematocrit, 90°
Poids net autorisé	24 x 0.2 g
Température la plus basse	n/a

Caractéristiques techniques des accessoires	n/a
Référence de l'accessoire	n/a
Type d'accessoire	n/a
Vitesse max. (tr/min)	13,000
Nombre de pièces par paquet	n/a
ACR max.	16,058 x g
Caractéristiques techniques des tubes	
Type de tubes	Tubes capillaire
Volume du tube	n/a
Nombre de tubes/rotor	24
Diamètre max. du tube (mm)	n/a
Hauteur de tube (mm)	120 mm

*Sans adaptateur