

GROUPE DE POMPAGE « CHIMIE »

PC 3001 BASIC

■ Groupe de pompage "chimie" avec réglage manuel de la vitesse moteur

Ce groupe de pompage "chimie" très compacte est idéal pour les applications de vide exigeante, par exemple pour les solvants à haut point d'ébullition. Les applications typiques sont les évaporateurs rotatifs, les évaporateurs concentrateurs et la filtration. Un réglage en continu permet d'adapter le débit de la pompe à l'application. Avec deux kits d'évolution (en option) le PC 3001 basic devient facilement un groupe de pompage PC 3001 VARIO avec régulateur CVC 3000 et colonne de condensation.

PC 3001 basic
 1.7 m³/h
 2 mbar



CARACTERISTIQUES

- excellente résistance chimique et compatibilité aux condensats
- débit élevé même proche du vide limite
- très bon vide limite même avec lest d'air
- adaptation automatique du débit en continu
- évolution possible (en option) vers PC 3001 VARIO avec CVC 3000 et récupération efficace des solvants

CARACTERISTIQUES TECHN. comme PC 3001 VARIO, sans CVC , EK, AK

Raccord à l'aspiration (IN)	Embout cannelé DN 6/10 mm
Raccord du refoulement (EX)	Embout cannelé DN 10 mm / siL.
Dimensions (L x P x H)	mm 251 x 256 x 400
Poids	kg 6.4

COMPRIS DANS LA LIVRAISON

Groupe de pompage livré complet, prêt à l'emploi, avec manuel d'utilisation