



**CARACTÉRISTIQUES:**

- Hauteur réglable de 520 à 720 mm, commande au pied.
- Piètement époxy blanc avec 4 roulettes à frein.
- Sellerie tendue, épaisseur 60 mm.
- Coque abs à l'arrière du dossier, assise et jambière.
- Dossier et jambière réglables par vérin à gaz (indépendants).
- Tête réglable en hauteur.
- 2 gouttières en polyuréthane noir, réglables en hauteur et inclinables avec butée de blocage.

**DIMENSIONS:**

- Hors tout: L. 1810 × l. 760 × H. 520/720 mm.
- Poids du divan: 90kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**OPTIONS:**

- Tige porte sérum. **(2050/80)**
- Douille porte sérum. **(3053/D)**
- Paire d'accoudoirs en PU avec système de rotules. **(ROTULES/ACC)**
- Porte rouleau. **(2009/0)**
- Tablette à manger. **(3512/0)**