



## FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT CAYEUX



### CARACTÉRISTIQUES:

- Structure bâti rond, époxy gris.
- Sellerie tendue, épaisseur 120 mm.
- Crochet porte urine.
- Paires de douilles pour porte sérum.
- Capot abs fixé derrière le dossier et la jambièrre (suivant le modèle).

### DIFFÉRENTS MODÈLES:

#### RÉFÉRENCE: 3123/PREL

- Dossier inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale.
- Assise escamotable.
- Equipé de 2 gouttières de prélèvement en mousse de polyuréthane noir, réglables en hauteur et en inclinaison.

#### RÉFÉRENCE: 3129/PREL

- Dossier et jambièrre synchrones et réglables par vérin à gaz, commande bilatérale.
- Assise escamotable.
- Equipé de 2 gouttières de prélèvement en mousse de polyuréthane noir, réglables en hauteur et en inclinaison.

#### RÉFÉRENCE: 3140/PREL

- Dossier et jambièrre indépendants et réglables par vérin à gaz, commande bilatérale.
- Assise escamotable.
- 4 roulettes Ø 100 mm à frein.
- Position totale horizontale.
- Equipé de 2 gouttières de prélèvement en mousse de polyuréthane noir, réglables en hauteur et en inclinaison.

### DIMENSIONS:

- Dossier: H. 810 × l. 520 mm.
- Assise: P.420 × l. 520 mm.
- Jambièrre: L. 280 × l. 520 mm (suivant modèle).
- Accotoirs: L. 400 × l. 120 mm – épaisseur 40 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Poids du divan: 30 kg.
- Poids supporté: 180 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

### OPTIONS:

- Tige porte sérum. (**Réf: 2050/80**)
- 2 roulettes de déplacement. (**Réf: 3122/ROUL**)
- 4 roulettes diamètre 100 à frein. (**Réf: 2160/R**) (**uniquement pour les modèles 3123 et 3129**).
- Tablette à manger. (**Réf: 3512/0**)
- Système de rotules pour les accoudoirs en mousse de PU. (**ROTULES/ACC**)
- Coussin amovible avec sangle velcro. (**3122/COUSSIN**)