

# Fiche technique de produit

## INFORMATION GENERALE

**Produit:** Gel hydroalcoolique

**Description:** Gel antiseptique, sans parfum et non gras. Spécialement conçu pour l'hygiène et la désinfection des mains. Formulation avec un composé dermoprotecteur qui protège la peau et empêche son dessèchement, permettant ainsi une utilisation fréquente (jusqu'à 10 fois par heure). Excellente pénétrabilité et compatibilité avec la peau, séchage rapide après application. Efficace contre un large spectre de bactéries, champignons et virus. Contient de l'alcool éthylique et de l'alcool isopropylique

## CARACTERISTIQUES

Référence	unit./ lot	conditionnement	description
ETHG-D01-300	1	300 g	flacon avec pompe
ETHG-R01-1K0	1	1 L	recharge

## EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

<b>labkem</b>	<b>ETHG-D01-300</b>
	Hydroalcoholic gel , 300 ml
	Gel hidroalcohólico, 300 ml
	Gel hydroalcoolique, 300 ml
	<b>Batch n°.: xxxx</b>

