

# Fiche technique de produit

## INFORMATION GENERALE

**Produit: Marqueur pour laboratoire edding**

Description: Pour les exigences particulières du laboratoire. Couleur noire. Pointe arrondie. Idéal pour un étiquetage clair sur les petites surfaces. Particulièrement adapté aux surfaces lisses et transparentes, comme les lames, récipients en verre, matériel de laboratoire et étiquettes. Encre à séchage rapide et quasi sans odeur, imperméable, et résistante à la lumière. Excellente résistance à la congélation, chaleur et abrasion, testé et approuvé par TÜV Saarland. Permanent sur plastique, effaçable sur verre avec nettoyant à base d'alcool

## CARACTERISTIQUES

Référence	unit./ lot	épaisseur du trait (mm)	type
PLME-001-001	1	0,75	Edding 8015F
PLME-002-001	1	1	Edding 8014
En "pack ahorro"			
PLME-001-010	10	0,75	Edding 8015F
PLME-002-010	10	1	Edding 8014

## EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique  
Etiquette:

labbox	PLME-001-001
	Edding laboratory marker, 8015F
	Marcador para laboratorio edding 8015F
	Marqueur pour laboratoire edding 8015F
<b>Batch n°.: xxxx</b>	

