

# FICHE PRODUIT

## POUBELLE



LABO AND CO

HYGIENE

Référence : H0020003 & H0020004

### CUVE AVEC COUVERCLE COMMANDE A PEDALE

#### H0020003

- Réalisation inox AISI 304
- Cuve cylindrique ø 390 mm
- Couvercle avec commande à pédale
  - Capacité 50L
  - H 615 mm

### CUVE AVEC COUVERCLE COMMANDE A PEDALE

#### H0020004

- Réalisation inox AISI 304
- Cuve cylindrique ø 450 mm
- Couvercle avec commande à pédale
  - Capacité 105L
  - H 720 mm

